



# PROTETIIKKA-TUOTELUETTELO

*Helmikuu 2023*

**HAMMASVÄLINE**



# PROTETIIKKA

<b>Alginaatit</b> .....	5	<b>Hemostaasituotteet</b> .....	80
<b>Jäljennösaineet</b> .....	9	<b>Muut proteettiset tarvikkeet</b> .....	87
A-silikonit.....	9	Folionpitimet ja fraktuurafinderit.....	91
K-silikonit .....	18	<b>Muut tekniset instrumentit</b> .....	92
<b>Jäljennösaineet sekoituslaitteisiin</b> .....	19	<b>Hiekkapuhaltimet</b> .....	94
<b>Alginaatti- ja jäljennösainesekoittimet</b> .....	25	<b>Kiskotus ja kuidut</b> .....	95
<b>Jäljennöslusikat ja liimat</b> .....	26		
<b>Jäljennösruiuskut ja kärjet</b> .....	32		
Jäljennösruiuskut.....	32		
Sekoitus- ja vientikärjet.....	34		
<b>ParaPost- ja Tenax-nastat</b> .....	40		
<b>Purennan rekisteröinti</b> .....	41		
<b>Posliinin korjausaineet</b> .....	47		
<b>Väliaikaiset kruunu- ja siltamateriaalit</b> .....	52		
<b>Pohjausmateriaalit</b> .....	56		
<b>Sementit</b> .....	57		
Sementit – Kemialliskovetteiset.....	57		
Sementit – Kaksoiskovetteiset.....	60		
Sementit – Valokovetteiset .....	62		
Sementit – Itse-etsaavat.....	64		
Sementit – Lasi-ionomeerit.....	69		
Sementit – Väliaikaiset .....	73		
Sekoituskärjet sementeille.....	76		

# TOP DENT

KÄYTÄNNÖLLISTÄ LAATUA  
PROTETIIKKAAN



LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Asiakaspalvelu p. **010 588 6100**

[kauppa.hammasvaline.fi](http://kauppa.hammasvaline.fi)

[tilaukset@hammasvaline.fi](mailto:tilaukset@hammasvaline.fi)

## ALGINAATTI TOP DENT FAST

TOP DENT

Nopea alginaatti. Hyvä muotopysyvyys, 5 vrk. Väri oranssi. Maku minttu.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
60072	Fast	500 g



## ALGINAATTI CROMO TOP DENT

TOP DENT

Väriä vaihtava alginaatti. Hyvä muotopysyvyys, 5 vrk. Maku, trooppinen hedelmä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85334	Cromo	500 g



## ALGINAATTI VESI JA JAUHEMITTA TOP DENT

TOP DENT

Vesi- ja jauhemitta alginaatin annosteluun.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35407	Vesi ja jauhemitta	1 + 1 kpl



## ALGINAATTI XANTALGIN CRONO

KULZER

Väriä vaihtava pölyämätön alginaatti. Nopeasti jähmettyvä ja mintunmakuinen. Säilyttää muotonsa viiden vuorokauden ajan. Työskentelyaika 1 minuutti 15 sekuntia ja kovettumisaika suussa 1 minuutti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
00202	Pussi	500 g
00203	Pussi	2 x 500 g



## ALGINAATTI XANTALGIN SELECT FAST

KULZER

Pölyämätön alginaatti. Nopeasti jähmettyvä ja piparmintunmakuinen. Työskentelyaika 1 minuutti. Kovettumisaika suussa 1 minuutti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86592	Pussi	500 g
85495	Pussi	2 x 500 g



## ALGINAATTI ALGINOPLAST FAST SET

KULZER

Pölyämätön alginaatti. Elastinen ja erittäin hyvä yksityiskohtainen jäljentäminen. Piparmintunmakuinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86591	Pussi	500 g



## ALGINAATTI IMAGE

DUX

Hienojakoinen pölyämätön alginaatti. Vesi imeytyy jauheeseen paremmin ja aikaansaa tasaisemman ja ilmakuplattoman alginaatin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33944	Vihreä, normaali	500 g
33994	Vihreä, normaali	10 x 500 g



## ALGINAATTI IMAGE FAST

DUX

Kovettuu 2 minuutissa. Pakkauksessa mukana purkki alginaatille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33492	Fast	500 g



## ALGINAATTI BLUEPRINT XCREME

DENTPLY SIRONA

Pehmeä koostumus, helppo asettaa lusikkaan ja tasaisempi pinta jäljennökseen. Pidempi säilytysaika, 5 päivää.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
72505	Pussi	500 g
85888	Pussi	1000 g



## ALGINAATTI AROMA FINE PLUS FAST

GC

Alginaatti on liijytön ja pölytön. Miellyttävä mintun maku. Liukenee hyvin veteen, helppo ja nopea sekoittaa. Vihreä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89532	Pussi	1000 g



**ALGINAATTI HYDROCOLOR 5**

ZHERMACK

Pölytön alginaatti. Säilyttää muotonsa viiden päivän ajan. Väriä vaihtava.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
22729	Pussi	453 g

**ALGINAATTI HYDROGUM 5**

ZHERMACK

Pölytön alginaatti. Säilyttää muotonsa viiden päivän ajan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
21657	Pussi	453 g

**Lisätuote**

22542	Mitta	1 kpl
-------	-------	-------

**ALGINAATTI VESI- JA JAUHEMITTA**

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33451	Vesi- ja jauhemitta	1 + 1 kpl

**FIX ADHESIVE ALGINAATTILIIMA**

DENTSPLY SIRONA

Liima alginaatteja varten. Pullossa pensseli mukana.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39804	Pullo	30 ml

**NON-STICK SILIKONISPRAY**

H&amp;W

Suojaava, hoitava ja eristävä silikonispray. Sopii erilaisten laitteiden (esim. artikulaattoreiden) liikkuvien osien käsittelyyn. Silikonipäällyste estää kipsiä tarttumasta mm. trimmeriin, niveltimiin ja täryttimiin. Erottaa kipsimallit keraamisesta rakenteesta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302138	Suihkepullo	400 ml



## ALGITRAY POWDER

ZHERMACK

Alginaatin poistojauhe.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
21117	Purkki	1 kg



## KIPSI MOLDANO

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80353	Kova, sininen	4,5 kg
88396	Kova, sininen	25 kg



## KIPSI MOLDANO ORTODONTINEN

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87985	Kova, valkoinen, ortodontinen	25 kg



## JÄLJENNÖSAINE TOP DENT

TOP DENT



A-silikonipohjainen jäljennösaine.

Light Body: Väri pinkki, maku minttu. Työskentelyaika 0,30–2 min. Kovettumisaika suussa 2 min.

Pakkauksessa 12 kpl keltaisia sekoituskärkiä.

Medium Body: Väri lila, maku minttu. Työskentelyaika 0,30–2 min. Kovettumisaikasuussa 2,00 min.

Pakkauksessa mukana 12 kpl roosanvärisiä sekoituskärkiä.

Heavy tray: Väri lila, maku neutraali. Työskentelyaika 0,30–2,15 min. Kovettumisaika suussa 2,15 min.

Pakkauksessa 6 kpl vihreitä sekoituskärkiä.

A-silikonipohjainen käsisekoitteinen putty, sekoitussuhde 1:1. Väri vaaleanvihreä/sininen, maku minttu. Sekoituspistooli DS50 1:1/2:1.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38300	Light Body	2 x 50 ml + 12 kpl
38301	Medium Body	3 x 50 ml + 12 kpl
38302	Heavy Tray	2 x 50 ml + 6 kpl
38304	Putty soft	2 x 450 ml

## FLEXITIME

KULZER



A-silikonit, jossa pitkä työskentelyaika. Light Flow (vihreä) matala viskositeetti on juoksevampi kuin Correct Flow (vaalean vihreä) tarkkuusjäljennöksiin. Heavy Tray (violetti) lusikkamateriaali, jossa puttyyn tyyppinen koostumus, Mono Phase (lila) lusikka/tarkkuusjäljennösmateriaali, Medium flow (vaaleanvihreä) tarkkuusjäljennösmateriaali matalalla viskositeetilla, Easy putty (violetti) lusikkamateriaali. Työskentelyaika suun ulkopuolella 1–2,30 minuuttia. Kovetusaika 2,30 minuuttia suussa. Sekoituspistooli DS50 1:1/2:1

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34678	Light Flow	2 x 50 ml + 12 kpl
71520	Correct Flow	2 x 50 ml + 12 kpl
34679	Medium Flow	2 x 50 ml + 12 kpl
18147	Heavy Tray	2 x 50 ml
35764	Heavy Tray Kit	1 pkt
88962	Mono Phase	2 x 50 ml
70479	Easy Putty	600 ml
71724	Easy Putty Trial Kit	600 ml + 2 x 50 ml

### Lisätuote

80054	Intraoraalikärki, keltainen	96 kpl
80071	Intraoraalikärki, valkoinen	96 kpl

## FLEXITIME FAST & SCAN

KULZER



A-silikoni, jossa pitkä työskentelyaika suun ulkopuolella. Voidaan skannata ilman kontrastipulveria. Easy putty, vihreä. Light flow, keltainen, tarkkuusjäljennöksiin, matala viskositeetti. Medium Flow, keltainen, tarkkuusjäljennöksiin, medium viskositeetti. Putty trial kit sisältää: 1 x 600 ml (2 x 300 ml) base ja katalyst, 50 ml Light flow, 50 ml medium flow, 12 kpl sekoituskärkeä ja 12 kpl keltaista intraoraalikärkeä. Sekoituspistooli DS50 1:1/2:1.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
35677	Light Flow	2 x 50 ml
35676	Medium Flow	2 x 50 ml
35675	Easy Putty	2 x 300 ml
35674	Easy Putty Trial Kit	1 pkt

## PROVIL NOVO

KULZER



Elastinen A-silikoni materiaali. Käy esimerkiksi kruunujen ja siltojen jäljennöksiin, inlay/onlay jäljennöksiin ja implanttijäljennöksiin. Sekoituspistooli DS50 1:1/2:1.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
71703	Light Body fast set, vihreä	2 x 50 ml
33981	Light Body regular set	2 x 50 ml
71705	Medium Body fast set	2 x 50 ml
71707	Medium Body regular set	2 x 50 ml
71708	Monophase fast set	2 x 50 ml
71709	Monophase regular set	2 x 50 ml

## PROVIL NOVO PUTTY

KULZER

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
81498	Regular set	900 ml
87636	Soft fast set	500 ml



## PROVIL NOVO KÄSINSEKOITETTAVA

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302944	Light, harmaa/vihreä	2 x 140 ml
302945	Medium, harmaa/keltainen	2 x 140 ml
302946	Monophase, harmaa/sininen	2 x 140 ml



## OPTOSIL COMFORT

KULZER

Käsin sekoitettava puttymateriaali. Base ja Katalyst.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33915	Putty	900 ml



## AFFINIS PRECIOUS

COLTENE

Hydrofiilinen A-silikoni. Hyvät flow ominaisuudet ja takaa tarkat jäljennökset ilman ilmakuplia. Työskentely aika suun ulkopuolella 1 minuutti. Kovettumisaika suussa 2 minuuttia. Sekoituspistooli DS50 1:1/2:1.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
19898	Light body, hopea	2 x 50ml + 12 kpl
19899	Regular body, kulta	4 x 50 ml
00240	6900, sekoituspistooli	1 kpl



## AFFINIS

COLTENE

Hydrofiilinen A-silikoni. Hyvät flow ominaisuudet ja takaa tarkat jäljennökset ilman ilmakuplia. Työskentely aika suun ulkopuolella 1 minuutti. Kovettumisaika suussa 2 minuuttia. Sekoituspistooli DS50 1:1/2:1.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87976	Light body, vaaleanvihreä	2 x 50ml + 12 kpl
88649	Regular body, vaaleansininen	2 x 50ml + 12 kpl
00240	6900, sekoituspistooli	1 kpl

*Lisätuote*

## AFFINIS PUTTY

COLTENE

Käsin sekoitettava puttymateriaali. Työskentelyaika Putty Soft 1 minuutti 10 sekuntia, Putty Super Soft 1 minuutti 5 sekuntia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87977	Putty soft, vaaleansininen	2 x 300 ml
72010	Putty super soft, vaaleankeltainen	2 x 300 ml



## AFFINIS 75

COLTENE

Heavy Body, vaaleanruskea: työskentelyaika 1 minuutti, kovettumisaika suussa 2 minuuttia. Heavy Body, fast: työskentelyaika 50 sekuntia, kovettumisaika suussa 1 minuutti, 20 sekuntia. Mono Body, vaaleansininen: työskentelyaika 1 minuutti, kovettumisaika suussa 2 minuuttia 30 sekuntia. Sekoituspistooli DS75.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
87982	Heavy body, vaaleanruskea	2 x 75 ml + 8 kpl
02168	Heavy body, fast	2 x 75 ml + 8 kpl
77939	Mono body, vaaleansininen	2 x 75 ml + 8 kpl
<b>Lisätuote</b>		
00240	6900, sekoituspistooli	1 kpl



## AFFINIS 75 HEAVY BODY BLACK

COLTENE

A-silikonipohjainen lusikkamateriaali. Väri musta. Käyttösuositus yhdessä Affinis Precious tarkkuusjäljennösaineiden hopean ja kullan kanssa.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
31601	Heavy Body	2 x 75 ml



## HONIGUM LIGHT FAST

DMG

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
31459	Light	2 x 50 ml



## HONIGUM PRO

DMG

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
39976	Putty Rigid Fast	2 x 450 ml
31460	Putty Soft Fast	2 x 450 ml



## AQUASIL ULTRA+

DENTSPLY SIRONA

Hydrofiilinen ja tarkka jäljennösmateriaali, jolla korkea repäisylujuus ja hyvä muodon säilyminen. Mintun maku.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
301902	LV, regular	4 x 50 ml
301903	LV, fast	4 x 50 ml
301904	Medium, regular	4 x 50 ml
301906	Heavy, regular	4 x 50 ml
301907	Heavy, fast	4 x 50 ml



## EXAFLEX PUTTY

GC

Nopeasti kovettuva A-silikonijäljennösmateriaali. Base sininen ja catalyst keltainen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81652	Base ja catalyst	2 x 500 g



## EXAFAST PUTTY

GC

Nopeasti kovettuva A-silikonijäljennösmateriaali. Base sininen ja catalyst keltainen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
01936	Base ja catalyst	2 x 500 g



## IMPRINT II QUICK SET

3M

Nopeasti kovettuva hydrofiilinen A-silikoni. Työskentelyaika 40 sekuntia, kovettumisaika suussa 2 minuuttia 30 sekuntia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71582	Regular body	4 x 50 ml

## IMPRINT 4

3M

Hydrofiilinen A-silikoni. Hajuton ja mauton jäljennöaine. Nopea kovettumisaika suussa. Käytetään yhdessä Imprint 4 Penta-lusikka- ja -puttymateriaalien kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39159	Light	4 x 50 ml + 5 + 5 kpl
39161	Regular	4 x 50 ml + 5 + 5 kpl
39158	Super quick, ultra-light	4 x 50 ml + 5 + 5 kpl
39160	Super quick, light	4 x 50 ml + 5 + 5 kpl
39162	Super quick, regular	4 x 50 ml + 5 + 5 kpl



## EXPRESS 2

3M

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32754	Light body, vihreä	4 x 50 ml + 10 kpl
90436	Light body, standard	4 x 50 ml
35267	Light body, standard quick, punainen	4 x 50 ml
88346	Ultra light body, quick, vihreä	4 x 50 ml
32755	Regular body, sininen	4 x 50 ml + 10 kpl
35096	Regular body, quick, oranssi	4 x 50 ml
35062	Heavy body, purppura	4 x 50 ml
35063	Heavy body, quick, vihreä	4 x 50 ml
32758	Putty, soft	2 x 300 ml
32759	Putty, soft quick	2 x 300 ml



## EXPRESS

3M

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87371	Light body, fast, sininen	4 x 50 ml
87372	Light body, regular, vihreä	4 x 50 ml
87370	Regular body, violetti	4 x 50 ml
81614	Putty, punainen	2 x 305 ml

### Lisätuote

39814	Putty, lusikat, punainen ja valkoinen
-------	---------------------------------------



## V-Posil

VOCO

Erittäin hydrofiilinen A-silikoni, pitkä työskentelyaika. Kovettuu nopeasti suussa. Poikkeuksellinen kovuus ja muotoon palautuminen takaavat tarkkuuden irrotuksen aikana ja sen jälkeen.

Aloituspakkaus Putty Fast / Light Fast sisältää Putty Fast 2 x 450 ml, Light Fast 2 x 50 ml, 6 kpl sekoituskärkiä, 6 kpl intraoraaliviejäkärkiä.

Aloituspakkaus Heavy Soft Fast / Light Fast sisältää Heavy Soft Fast 2 x 380 ml, 20 kpl sekoituskärkiä, Light Fast 2 x 50 ml, 6 kpl sekoituskärkiä, 6 kpl intraoraaliviejäkärkiä.

Aloituspakkaus Mono Fast / Light Fast sisältää Mono Fast 2 x 380 ml, sekoituskärjet 20 kpl, Light Fast 2 x 50 ml, 6 kpl sekoituskärkiä, 6 kpl intraoraaliviejäkärkiä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30858	Aloituspakkaus Putty Fast / Light Fast	1 pkt
30859	Aloituspakkaus Heavy Soft Fast / Light Fast	1 pkt
30965	Aloituspakkaus Mono Fast / Light Fast	1 pkt
30860	Light Fast	2 x 50 ml
30861	X-Light Fast	2 x 50 ml
30862	Heavy Soft Fast	380 ml
30863	Putty Fast	2 x 450 ml
30966	Mono fast	2 x 50 ml
30967	Mono fast	380 ml



## AQUASIL ULTRA+ XLV

DENTSPLY SIRONA

Hydrofiilinen ja tarkka jäljennösmateriaali, jolla korkea repäisylujuus ja hyvä muodon säilyminen. Mintun maku.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301900	Regular	4 x 50 ml
301901	Fast	4 x 50 ml



## AQUASIL ULTRA+ PUTTY

DENTSPLY SIRONA

Hydrofiilinen ja tarkka jäljennösmateriaali, jolla korkea repäisylujuus ja hyvä muodon säilyminen. Mintun maku.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301911	Soft, fast	2 x 450 ml
301912	Regular	2 x 450 ml



## ELITE HD+

ZHERMACK

Ideali työskentely- ja kovettumisajan suhde. Hydrofiilinen. Korkea repeämislujuus. Voidaan valaa heti desinfiointin jälkeen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
21119	Light, fast set	2 x 50 ml
21120	Super light, fast set	2 x 50 ml
21121	Light, normal set	2 x 50 ml
21122	Regular, normal set	2 x 50 ml
21746	Monophase, normal set	2 x 50 ml
21747	Tray, fast set	2 x 50 ml



## ELITE HD+ PUTTY

ZHERMACK

Erittäin korkeaviskositeettinen A-silikoni kiinteään protetiikkaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
21748	Putty soft, normal set	250 x 250 ml
21626	Putty soft, fast set	250 x 250 ml



### PLATINUM 85 TOUCH

ZHERMACK

Sileä pinta polymerisoinnin jälkeen. Toistaa yksityiskohdat tarkasti ja kestää korkeita lämpötiloja. Vaniljan tuoksuinen.

tuoteno	tuotenimi	pakkausko
23066	Base ja catalyst	4,3 kg x 4,3 kg
23074	Base ja catalyst	200 x 200 g



### OCCLUFAS

ZHERMACK

Nopeasti kovettuva ja erittäin kova A-silikoni. Soveltuu erityisesti kirurgiaan ja laboratorio käyttöön.

tuoteno	tuotenimi	pakkausko
23077	Patruuna	2 x 50 ml



### VIRTUAL

IVOCLAR VIVADENT

Hydrofilinen tyyppi 1 A-silikoni. Korkea konsistenssi. Multipack-pakkauksessa 12 x 50 ml patruunat jäljennösainetta ja 36 kpl sekoituskärkiä.

tuoteno	tuotenimi	pakkausko
23004	Heavy body, fast, refilli	2 x 50 ml



### XANTOPREN COMFORT

KULZER

Tarkkuusjäljennösaine. K-silikoni.

tuoteno	tuotenimi	pakkausko
03800	Light, sininen	2 x 50 ml
03801	Medium, vihreä	2 x 50 ml
<b>Lisätuote</b>		
03802	Sekoituspistooli	1 kpl





**XANTOPREN L**

KULZER

Tarkkuusjäljennösaine. K-silikoni. Low viscosity.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302942	L, sininen, tuubi	140 ml

**XANTOPREN H**

KULZER

Tarkkuusjäljennösaine. K-silikoni. High viscosity.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302941	H, vihreä, tuubi	140 ml

**XANTOPREN M MUCOSA**

KULZER

Tarkkuusjäljennösaine. K-silikoni.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302940	M, mucosa, tuubi	140 ml

**XANTOPREN VL PLUS**

KULZER

Tarkkuusjäljennösaine. K-silikoni. Very low viscosity.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302943	VL Plus, tuubi	140 ml

**XANTOPREN KOVETTAJAPASTA**

KULZER

Kovettajapasta Xantoprenille ja Optosilille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80555	Kovettajapasta	60 ml

**XANTOPREN KOVETTAJANESTE**

KULZER

Kovettajaneste Xantoprenille ja Optosilille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81967	Kovettajaneste	25 ml



### OPTOSIL

KULZER

Käsinsekoitettava.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87076	P Plus	900 ml



### ORANWASH L

ZHERMACK

Täydellinen konsistenssi kääntöpoimujen jäljentämiseen. Työskentely aikaa voidaan säädellä kovettajan määrää muuttamalla. Appelsiinin makuinen. Väri: oranssi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
20924	Tuubi, L	140 ml



### INDURENT GEL

ZHERMACK

Kovettajageeli kaikille Zhermack K-silikoneille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
20926	Kovettaja	60 m



### SPEEDEX

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71377	Medium body	140 ml
84761	Light body	140 ml
84832	Putty	910 ml
84833	Aktivaattori	60 ml



## JÄLJENNÖSAINET TOP DENT SEKOITUSLAITTEESEEN

### TOP DENT

Jäljennösaine 5:1 sekoituslaitteeseen. Monophase: väri sininen, maku minttu. Heavy body: väri lila, maku neutraali. Pakkauksessa mukana 10 kpl sekoituskärkiä ja 1 kpl kiinnitysrengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38308	Putty soft, 5:1	2 x 380 ml
38307	Monophase, 5:1	380 ml
31153	Heavy Body, 5:1	380 ml



## FLEXITIME DYNAMIX

### KULZER

Violetin väriinen A-silikoni. Työskentelyaika 1–2,5 minuuttia. Nopea kovettuminen suussa, 2,5 minuuttia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32711	Putty	2 x 380 ml
35591	Putty Kit	1 pkt
33887	Heavy Tray	2 x 380 ml
35592	Heavy Kit	1 pkt
34444	Monophase	2 x 380 ml
36174	Monophase kit	1 pkt



## FLEXITIME FAST & SCAN DYNAMIX

### KULZER

A-silikoni, jolla on pitkä työskentelyaika suun ulkopuolella. Voidaan skannata ilman kontrasti sprayta. Työskentelyaika 0,5–1,5 minuuttia, sopii 1–3 hampaan jäljennöksiin. Lyhyt kovettumisaika suussa, vain 2 minuuttia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35671	Putty, vihreä	2 x 380 ml
35670	Putty, kokeilupaketti	1 pkt
35673	Heavy tray, vihreä	2 x 380 ml
35672	Heavy tray, kokeilupaketti	1 pkt



## XANTASIL DYNAMIX FAST

### KULZER

A-silikoni, jolla voidaan korvata alginaatti. Työskentelyaika 1 minuutti ja kovettumisaika suussa 1 minuutti 30 sekuntia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37663	Fast, aprikoosi	2 x 380 ml



## AFFINIS 360

COLTENE

A-silikoni sekoituslaitteeseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
73796	Mono body	2 x (300 + 62) ml
34144	Heavy body, starter kit	300 + 62 ml
70146	Heavy body, refilli	2 x (300 + 62) ml
34765	Putty kit	1 pkt
35937	Putty refill	2 x 380 ml + 1 kpl



## AQUASIL ULTRA+ DECA

DENTSPLY SIRONA

Hydrofilinen ja tarkka jäljennösmateriaali, jolla korkea repäisylujuus ja hyvä muodon säilyminen. Mintun maku.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
301905	Medium	2 x 380 ml
301908	Heavy, regular	2 x 380 ml
301909	Heavy, fast	2 x 380 ml



## AQUASIL ULTRA+ PUTTY DECA

DENTSPLY SIRONA

Hydrofilinen ja tarkka jäljennösmateriaali, jolla korkea repäisylujuus ja hyvä muodon säilyminen. Mintun maku.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
301910	Puttu, sininen	2 x 380 ml



## IMPRINT PRELIMINARY PENTA

3M

Alginaatti sekoituslaitteeseen. Väri pinkki, mieto mintun maku. Mattamainen pinta, voidaan skannata ilman puuterointia. Työskentelyaika 1,5 minuuttia. Kovettumisaika 2 minuuttia. Kokonaiskovettumisaika 3,5 minuuttia. Voidaan valaa useampaan kertaan. Säilyy 2 viikkoa.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
39587	Preliminary, refilli	2 x (300 + 60) ml
<b>Lisätuote</b>		
31163	Kasetti pentamix 2	1 kpl
39590	Kasetti pentamix 3	1 kpl



## IMPRINT PRELIMINARY SQ PENTA

3M

Alginaatti sekoituslaitteeseen. Väri pinkki, mieto mintun maku. Mattamainen pinta, voidaan skannata ilman puuterointia. Työskentelyaika 1 minuutti. Kovettumisaika 1,5 minuuttia. Kokonaiskovettumisaika 2,5 minuuttia. Voidaan valaa useampaan kertaan. Säilyy 2 viikkoa.



tuotenro	tuotenimi	pakkausko
39588	Preliminary SQ, refilli	2 x (300 + 60) ml
<b>Lisätuote</b>		
39591	Kasetti, pentamix 3	1 kpl

## IMPRINT 4

3M



Imprint 4 on A-silikonipohjainen tarkkuusjäljennösaine, joka kovettuu suussa nopeasti.

**Penta Putty -peruspakkaus:** base 300 ml, katalysaattori 60 ml, Imprint 4 Super Quick Ultra-Light -patruuna 50 ml, Imprint 4 Regular -patruuna 50 ml, Imprint 4 Penta Putty -kasetti, 10 kpl Penta -sekoituskärkeä, 5 kpl 3M ESPE -intraoraaliruiskua (vihreä), 5 kpl Garant -sekoituskärkeä (keltainen), 5 kpl Garant -intraoraalikärkeä (keltainen) ja VPS-lusikkaliima.

**Penta Putty -kokeilupakkaus:** base 300 ml, katalysaattori 60 ml, Imprint 4 Super Quick Ultra Light -patruuna 50 ml, 10 kpl Penta-sekoituskärkeä, 5 kpl Garant-sekoituskärkeä (keltainen), 5 kpl Garant-intraoraalikärkeä (keltainen).

**Heavy -peruspakkaus:** base 300 ml, katalysaattori 60 ml, Imprint 4 Light patruuna 50 ml, Imprint 4 Regular -patruuna 50 ml, Imprint 4 Penta Heavy -kasetti, 10 kpl Penta-sekoituskärkeä, 5 kpl 3M ESPE -intraoraaliruiskua (vihreä), 5 kpl Garant-sekoituskärkeä (keltainen), 5 kpl Garant-intraoraalikärkeä (keltainen) ja VPS-lusikkaliima.

**Heavy -kokeilupakkaus:** base 300 ml, katalysaattori 60 ml, Imprint 4 Light -patruuna 50 ml, 10 kpl Penta-sekoituskärkeä, 5 kpl Garant-sekoituskärkeä (keltainen), 5 kpl Garant-intraoraalikärkeä (keltainen).

Refillipakkauksissa 2 kpl base (300 ml) ja 2 kpl katalysaattoria (60 ml).

Refillisäästöpakkausissa 6 kpl molempia.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko	tuotenro	tuotenimi	pakkausko
39140	Putty, peruspakkaus, pentamix 3	1 pkt	<b>Lisätuote</b>		
39143	Putty, kokeilupakkaus, pentamix 2	1 pkt	39157	Putty, kasetti, pentamix 2	1 kpl
39141	Heavy body, peruspakkaus, pentamix 3	1 pkt	39154	Putty, kasetti, pentamix 4	1 kpl
39144	Heavy body, kokeilupakkaus, pentamix 3	1 pkt	39155	Heavy body, kasetti, pentamix 2	1 kpl
39145	Super quick heavy body, kokeilupakkaus, pentamix 3	1 pkt	39152	Heavy body, kasetti, pentamix 4	1 kpl
39148	Super quick, heavy body, refilli	2 x (300 + 60) ml	39156	Super quick, kasetti, pentamix 3	1 kpl
39151	Super quick, heavy body, refilli, säästöpakkaus	6 x (300 + 60) ml	39153	Super quick, kasetti, pentamix 2	1 kpl
39146	Putty, refilli	2 x (300 + 60) ml			
39149	Putty, refilli, säästöpakkaus	6 x (300 + 60) ml			
39147	Heavy body, refilli	2 x (300 + 60) ml			
39150	Heavy body, refilli, säästöpakkaus	6 x (300 + 60) ml			

### IMPREGUM PENTA

3M

Polyeetterijäljennösaine. Impregum materiaalit sekoitetaan Pentamix-sekoituslaitteella, joten sekoitettu materiaali on homogeenista ja jäljennöksistä tulee erittäin tarkkoja. Hydrofiilisyyden mahdollistaa ensiluokkaisten yksityiskohtien jäljentämisen. Täydellinen jäljennös jo ensimmäisellä kerralla. Helppo irroittaa lusikasta.

Pakkaus sisältää: 300 g base, 60 ml catalyst, 10 kpl sekoituskärkiä, 1 kpl vientiruisku, polyeetteriliima 17 ml.

tuoteno	tuotenimi	pakkauskoko
32746	Peruspakkaus, pentamix 3	300 + 60 ml
78577	Refilli	2 x (300 + 60) ml

#### Lisätuote

32743	Kasetti, Pentamix 3	1 kpl
87585	Jäljennösruihu, Elastomer	1 kpl



### IMPREGUM PENTA SUPER QUICK

3M

Nopeampi ja tarkempi polyeetteri jäljennösaine. Polyeetterin juoksevuus säilyy samanaikaisena koko työskentelyajan. Työskentelyaika 45 s, kovettumisaika 2 min. Hyvä materiaali erityisesti nopeisiin ja yksinkertaisiin potilastöihin.

tuoteno	tuotenimi	pakkauskoko
37264	Super Quick 3M	2 x (300 + 60) ml
37265	Kasetti 3 Super Q 3M	1 kpl
37266	Super Quick pp3 3M	300 + 60 + 17 ml



### IMPREGUM PENTA SOFT

3M

Polyeetterijäljennösaine. Impregum materiaalit sekoitetaan Pentamix-sekoituslaitteella, joten sekoitettu materiaali on homogeenista ja jäljennöksistä tulee erittäin tarkkoja. Hydrofiilisyyden mahdollistaa ensiluokkaisten yksityiskohtien jäljentämisen. Täydellinen jäljennös jo ensimmäisellä kerralla. Helppo irroittaa lusikasta. Peruspakkauksessa base paste 300 ml, catalyst 60 ml, Impregum Penta soft -patruuna, 10 x sekoituskärki punainen, Penta elastomer -ruisku, liima 17 ml.

tuoteno	tuotenimi	pakkauskoko
32744	Soft, peruspakkaus, pentamix 3	300 + 60 + 17 ml
78526	Soft, refilli	2 x (300 + 60) ml

#### Lisätuote

32741	Kasetti, Pentamix 3	1 kpl
87585	Jäljennösruihu, Elastomer	1 kpl



## IMPREGUM PENTA SOFT QUICK

3M

Polyeetterijäljennösaine. Impregum materiaalit sekoitetaan Pentamix-sekoituslaitteella, joten sekoitettu materiaali on homogeenista ja jäljennöksistä tulee erittäin tarkkoja. Hydrofiliisyys mahdollistaa ensiluokkaisten yksityiskohtien jäljentämisen. Täydellinen jäljennös jo ensimmäisellä kerralla. Helppo irroittaa lusikasta. Peruspakkauksessa 1 base á 300 ml, 1 catalyst á 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Soft Quick kasetti, 10 Penta™ sekoituskärkeä (punainen), 1 Penta™ elastomeeriruisku, 1 pullo polyeetteriliima á 17 ml.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32745	Soft quick, peruspakkaus, pentamix 3	300 + 60 ml
06549	Soft quick, refilli	2 x (300 + 60) ml

### Lisätuote

32742	Kasetti, Pentamix 3	1 kpl
87585	Jäljennösruiisku, Elastomer	1 kpl



## IMPREGUM PENTA H

3M

Impregum on polyeetteripohjainen jäljennösaine kaikkiin tarkkuusjäljennöksiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34533	Duosoft, peruspakkaus, pentamix 3	1 pkt
301671	Refill	2 x (300+60) ml



## IMPREGUM PENTA L

3M

3M Pentamix-laitteessa käytettävä polyeetteripohjainen tarkkuusjäljennösaine yksivaiheiseen tray wash-tekniikkaan. Light body viskositeetti. Käyttö Impregum Penta H DuoSoft-lusikkamateriaalin kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302608	Duosoft	300 ml + 600 ml

## EXPRESS 2

3M

Express 2 on A-silikonipohjainen tarkkuusjäljennösaine.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
90434	Penta H, refilli	2 x (300 + 60) ml
31333	H, quick, refilli	2 x (300 + 60) ml
32753	Putty soft, refilli	2 x (300 + 60) ml
90439	Putty, refilli	2 x (300 + 60) ml

### Lisätuote

39894	Kasetti, Penta H, pentamix 2	1 kpl
33003	Kasetti, Penta H, pentamix 3	1 kpl
32756	Kasetti, Penta putty soft, Pentamix 2	1 kpl
32757	Kasetti, Penta putty soft, Pentamix 3	1 kpl
35557	Kasetti, Penta putty, Pentamix 3	1 kpl



## DIMENSION PENTA H

3M

Dimension Penta on A-silikonipohjainen jäljennösaine. Kasetti metallinen. Heavy Body.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
74751	Heavy body, refilli	2 x (300 + 60) ml
<b>Lisätuote</b>		
33685	Kasetti, heavy body, Pentamix 3	1 kpl



## DIMENSION PENTA H QUICK

3M

Heavy Body. Dimension Penta on A-silikonipohjainen jäljennösaine.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
36752	Heavy body quick, refilli	2 x (300 + 60) ml



## KASETTI PENTAMIX LITE

3M

Kasetti uuteen 3M Espen jäljennösaineiden sekoittajaan. Laitteeseen sopii samat jäljennösaineet kuin Pentamix 3.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
39354	Kasetti	1 kpl



## IMPREGUM F

3M

Käsisekotteinen polyeetteripohjainen tarkkuusjäljennösaine yksivaihetekniikkaan. Sopii kaikkiin indikaatioihin, erityisesti implanttijäljennöksiin. Hydrofiilinen ja tiksotrooppinen. Pakkaus sisältää base 2 x 120 ml, catalyst 2 x 15 ml sekä sekoituslaturan.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
80780	Tuubi	2 x 120 ml + 2 x 15 ml





## IMPREGUM GARANT L DUOSOFT QUICK

3M

Nopeasti kovettuva, pyssysekotteinen polyeteeripohjainen tarkkuusjäljennösaine yksivaiheiseen tray wash-tekniikkaan. Käyttö Impregum Penta H DuoSoft Quick-lusikkamateriaalin kanssa. Soft tarkoittaa pehmeämpi kovettumisen jälkeen, joten jäljennös on helpompi poistaa suusta. Mintunmakuinen. Pakkaus sisältää 4x50 ml sekä 20 kpl Garant valkoisia sekoituskärkiä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302725	Light Body	4 x 50 ml



## ALGIMIX ALGINAATIN SEKOITTAJA

H&amp;W

Alginaatin sekoituslaite. Sekoittaa jauheen ja nesteen homogeeniseksi kuplattomaksi massaksi. Sekoitusnopeus säädettävissä kahteen eri vaiheeseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302950	Sekoituslaite	1 kpl
<i>Lisätuote</i>		
306617	Sekoituskuppi	1 kpl



## PENTAMIX 3

3M

Pentamix 3 -jäljennösaineiden sekoituslaite. 2 kertaa nopeampi kuin Pentamix2. Samat jäljennösainemakkarat. Omat kasetit. Painikkeet molemmilla sivuilla. Pienikokoinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32740	Sekoituslaite	1 kpl
<i>Lisätuote</i>		
302721	Männänlevy	2 kpl



## PENTAMIX LITE

3M

Pentamix Lite -jäljennösaineiden sekoituslaite (sis. 1 Pentamix Lite -kasetti). Pentamix 3 -kasetit eivät sovellu Pentamix Lite -laitteeseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39339	Sekoituslaite	1 kpl
<i>Lisätuote</i>		
302721	Männänlevy	2 kpl



## SYMPRESS

COLTENE

Sekoituslaite jäljennösaineille. Paino 7 kg. Mitat: 330 x 190 x 380 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34141	Sekoituslaite	1 kpl



### DYNAMIX SPEED

KULZER

Jäljennösaineskoitin jäljennösainemateriaaleille. Sopii kaikille 5:1 folio-pakkauksille ja kaseteille. Sekoitus jo 15 sekunnissa. Automaattinen peruutustoiminto kasetin vaihdossa. Valollinen näyttö.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
35763	Sekoituslaite	1 kpl



### JÄLJENNÖSLUSIKAT TOP DENT

TOP DENT

Perforoitu jäljennöslusikka, ruostumatonta terästä.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
302595	Nro 1, yläleuka, XL	1 kpl
302596	Nro 3, yläleuka, L	1 kpl
302597	Nro 4, yläleuka, M	1 kpl
302598	Nro 5, yläleuka, S	1 kpl
302599	Nro 7, yläleuka, XS	1 kpl
302600	Nro 9, yläleuka, lasten	1 kpl
302601	Nro 20, alaleuka, L	1 kpl
302602	Nro 21, alaleuka, M	1 kpl
302603	Nro 22, alaleuka, S	1 kpl
302604	Nro 24, alaleuka, XS	1 kpl
302605	Nro 30, osalusikka, oikea	1 kpl
302606	Nro 31, osalusikka, vasen	1 kpl



### KERTAKÄYTTÖISET JÄLJENNÖSLUSIKAT TOP DENT

TOP DENT

Kertakäyttöiset, muoviset perforoidut ja sileät jäljennöslusikat.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
<b>Yläleuka</b>		
32175	S	12 kpl
32174	M	12 kpl
32173	L	12 kpl
<b>Alaleuka</b>		
32178	S	12 kpl
32177	M	12 kpl
32176	L	12 kpl
<b>Osalusikat</b>		
32181	Yläleuka	12 kpl
32182	Alaleuka	12 kpl
32179	Sektorit 2/4	12 kpl
32180	Sektorit 1/3	12 kpl
<b>Osalusikat sileä</b>		
32183	2/4, sileä	12 kpl
32184	1/3, sileä	12 kpl
32185	Yläleuka, etualue, sileä	12 kpl
32186	Alaleuka, etualue, sileä	12 kpl



## JÄLJENNÖSLUSIKKA TRANSFORM

ASTEK

Lämpömuovattava kertakäyttöinen jäljennöslusikka. Helpottaa jäljennöksen ottoa esimerkiksi, jos potilaalla epätavallisia pehmytkudosmuutoksia, luun muotoja tai hampaiden asentoja.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30631	Jäljennöslusikka, alaleuka, L	12 kpl
30632	Jäljennöslusikka, yläleuka, L	12 kpl
30633	Jäljennöslusikka, alaleuka, M	12 kpl
30634	Jäljennöslusikka, yläleuka, M	12 kpl
30635	Jäljennöslusikka, alaleuka, S	12 kpl
30636	Jäljennöslusikka, yläleuka, S	12 kpl



## KERTAKÄYTTÖINEN JÄLJENNÖSLUSIKKA

3M

Kertakäyttöinen sileä jäljennöslusikka, joka ei vaadi liimaa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
05887	Ylä, S	10 kpl
05888	Ylä, M	10 kpl
05889	Ylä, L	10 kpl
05890	Ala, S	10 kpl
05891	Ala, M	10 kpl
05892	Ala, L	10 kpl




## JÄLJENNÖSLUSIKKA PRESIDENT KERTAKÄYTTÖINEN

COLTENE

Läpinäkyvät kertakäyttöiset jäljennöslusikat.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89108	1, ylä, leveä	12 kpl
89234	2, ylä, leveä	12 kpl
89235	3, ylä, medium	12 kpl
89236	4, ala, medium	12 kpl
89239	5, ylä, pieni	12 kpl
89242	6, ala, pieni	12 kpl
89251	Osaleuka, ylä/vasen, ala/oikea	12 kpl
89252	Osaleuka, ylä/oikea, ala/vasen	12 kpl
89263	Anterior, ylä/ala	12 kpl



## COE-KERTAKÄYTTÖINEN JÄLJENNÖSLUSIKKA

GC

Hampaallisen leuan jäljennöslusikka, perforoitu, muovinen, kertakäyttöinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80315	1D, yläleuka	12 kpl
80316	4D, yläleuka	12 kpl
80317	7D, yläleuka	12 kpl
80319	20D, alaleuka	12 kpl
80320	21D, alaleuka	12 kpl
80321	22D, alaleuka	12 kpl



## COE-JÄLJENNÖSLUSIKKA PERFOROITU

GC

Hampaallisen leuan jäljennöslusikka, perforoitu, päällystetty metalli.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80424	1, yläleuka	1 kpl
80425	3, yläleuka	1 kpl
80426	4, yläleuka	1 kpl
80427	5, yläleuka	1 kpl
80428	7, yläleuka	1 kpl
80429	9, yläleuka	1 kpl
35957	14, yläleuka	1 kpl
80431	20, alaleuka	1 kpl
80432	21, alaleuka	1 kpl
80433	22, alaleuka	1 kpl

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80434	24, alaleuka	1 kpl
33846	28, alaleuka	1 kpl
88085	30, ylä/vasen, ala/oikea, osalusikka	1 kpl
88086	31, ylä/oikea, ala/vasen, osalusikka	1 kpl
33961	32, etu-alue, alaleuka	1 kpl
33962	33, etu-alue, yläleuka	1 kpl



## COE-JÄLJENNÖSLUSIKKA XL PERFOROITU

GC

Hampaallisen leuan jäljennöslusikka, perforoitu, päällystetty metalli, extra long.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31488	1, yläleuka	1 kpl
70814	9, yläleuka	1 kpl
70812	14, yläleuka	1 kpl
31489	20, alaleuka	1 kpl
70811	24, alaleuka	1 kpl
70810	28, alaleuka	1 kpl



## JÄLJENNÖSLUSIKKA HAMPAATON PERFOROITU

GC

Hampaattoman leuan jäljennöslusikka, perforoitu, päällystetty metalli.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
23055	62, yläleuka, large	1 kpl
85632	63, yläleuka, medium	1 kpl
301395	64, yläleuka, small	1 kpl
85737	67, alaleuka, medium	1 kpl

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301396	68, alaleuka, large	1 kpl
301311	61, yläleuka, XL	1 kpl
301312	66, alaleuka, XL	1 kpl
306706	69, alaleuka, small	1 kpl

## JÄLJENNÖSLUSIKKA SILEÄ

GC

Hampaallisen leuan jäljennöslusikka, sileä, päällystetty metalli.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
70816	103, ylä, medium-large	1 kpl
70573	104, ylä, medium	1 kpl
70574	105, ylä, medium, kapea	1 kpl
70576	109, ylä, pieni	1 kpl
70579	120, ala, iso	1 kpl
70581	121, ala, medium	1 kpl
70583	122, ala, pieni	1 kpl
70584	124, ala, pieni	1 kpl



## JÄLJENNÖSLUSIKKA PERFOROITU

ASA

Perforoitu jäljennöslusikka, värikoodattu. Ruostumatonta terästä, ohut reuna.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302545	XXS, yläleuka	1 kpl
302546	XS, yläleuka	1 kpl
302547	S, yläleuka	1 kpl
302548	M, yläleuka	1 kpl
302549	L, yläleuka	1 kpl
302550	XL, yläleuka	1 kpl
302551	XXS, alaleuka	1 kpl
302552	XS, alaleuka	1 kpl
302553	S, alaleuka	1 kpl
302554	M, alaleuka	1 kpl
302555	L, alaleuka	1 kpl
302556	XL, alaleuka	1 kpl



## JÄLJENNÖSLUSIKKA CHECK-BITE MUOVINEN

GC

Suljetun purennan kolmitoiminen kertakäyttöinen jäljennöslusikka. Muovilusikka.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
70587	73D, muovinen, taka-alue	50 kpl
70585	75D, muovinen, etu-alue	40 kpl
<b>Lisätuote</b>		
70451	Oklusaaliharso	25 kpl



## JÄLJENNÖSLUSIKKA CHECK-BITE 72

GC

Unilateral jäljennöslusikka suljetun suun tekniikkaan. Päällystetty metalli.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
70586	72, unilateral	1 kpl



## HI-TRAY

ZHERMACK

Anatomisesti muotoiltu kertakäyttöinen jäljennöslusikka. Väri: vihreä. Jäykkää muovia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
23244	Lower Large	12 kpl
23243	Lower Medium	12 kpl
23242	Lower Small	12 kpl
23241	Upper Large	12 kpl
23240	Upper Medium	12 kpl
23239	Upper Small	12 kpl



## JÄLJENNÖSLUSIKKA TRIPLE TRAY

PREMIER DENTAL PRODUCTS

Kertakäyttöinen jäljennöslusikka. Koot: pidennetty neljännes, etualue, taka-alue, leveä taka-alue.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30015	Extended quadrant	35 kpl
39860	Anterior	35 kpl
39859	Posterior	48 kpl
39997	Wide Posterior	48 kpl



## LUSIKKALIIMA IMPREGUM

3M

Lusikkaliima polyeetteripohjaisille jäljennösaineille (esim. Impregum). Väriltään vaaleanpunaista. Nopea kuivumisaika (1 min).

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80851	Pullo	17 ml



## LUSIKKALIIMA UNIVERSAL

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81378	Pullo	10 ml



## LUSIKKALIIMA VPS

3M

Lusikkaliima A-silikonipohjaisille jäljennösaineille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81987	Pullo	17 ml



## LUSIKKALIIMA UNIVERSAL

COLTENE

Yleislusikkaliima silikonipohjaisille jäljennösmateriaaleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86935	Pullo	10 ml



## SEKOITUSPISTOOLIT TOP DENT

TOP DENT

Sekoituspistooli jäljennösaineille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32510	DS50, 1:1/2:1	1 kpl



## SEKOITUSPISTOOLI AFFINIS 50/75

COLTENE

Sekoituspistooli 50 ja 75 ml patruunoille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
00240	6900, sekoituspistooli	1 kpl



## SEKOITUSPISTOOLI XANTOPREN COMFORT

KULZER

Sekoitussuhde 4:1.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03802	Sekoituspistooli	1 kpl



## SEKOITUSPISTOOLI TYYPPI 2

VOCO

Sekoituspistooli pursotettavien materiaalien annosteluun 50 ml patruunoista (1:1 tai 1:2). Käy esimerkiksi Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C, Structur 2, Structur 3, Structur premium, Provicol C aineille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34025	2158, sekoituspistooli	1 kpl



## PROTEMP GARANT SEKOITUSPISTOOLI

3M

Sekoitussuhde 4:1/10:1. Käy Protemp Garant -materiaalille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
83829	Sekoituspistooli	1 kpl



## RAMITEC RUISKU

3M

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80862	Ruisku	5 kpl



## JÄLJENNÖSRUISKU DEPRO

DEPRO

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34468	Ruisku	100 kpl





## SEKOITUSKÄRJET TOP DENT

## TOP DENT

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
32518	Intraoraalikärki, keltainen	100 kpl
35887	Intraoraalikärki, valkoinen	100 kpl
38442	Kiinnitysrenkas, 5:1, keltainen	2 kpl
38441	Sekoituskärki, 5:1, keltainen	40 kpl
35888	Sekoituskärki laitteelle, valkoinen	50 kpl
32515	Keltainen, matala konsistenssi, light	50 kpl
32516	Roosa, medium konsistenssi	50 kpl
32514	Sinipunainen, väliaikaiset silta- ja kruunumateriaalit	50 kpl
32513	Sinivalkoinen, väliaikaisille sementteille	50 kpl
32517	Vihreä, heavy konsistenssi	50 kpl



## SEKOITUSKÄRKI XANTOPREN COMFORT

KULZER

Sekoitussuhde 4:1

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03803	Sekoituskärki, keltainen	48 kpl



## INTRAORAALIKÄRKI FLEXITIME

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80054	Keltainen	96 kpl



## SEKOITUSKÄRKI FLEXITIME

KULZER

Sekoitussuhde 1:1, Flexitime correct flow, medium flow ja light flow -materiaalille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88964	Sekoituskärki, keltainen	48 kpl



## SEKOITUSKÄRKI FLEXITIME VIHREÄ

KULZER

Sekoitussuhde 1:1, Heavy Tray ja Monobody materiaaleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89135	Sekoituskärki, vihreä	48 kpl



## INTRAORAALIKÄRKI FLEXITIME

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80071	Intraoraalikärki, valkoinen	96 kpl



## INTRAORAALIKÄRKI FLEXTIME BITE

KULZER

Intraoraalikärjet Flexitime Bite purennan rekisteröintimateriaalille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32716	Intraoraalikärki	96 kpl



## SEKOITUSKÄRKI FLEXITIME DYNAMIX

KULZER

Sekoituskäri Dynamix-laitteelle.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33902	Sekoituskäri	50 kpl



## DYNAMIX-KIINNITYSRENGAS

KULZER

Kiinnitysrenas Dynamix-laitteeseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32722	Kiinnitysrenas	2 kpl



## SEKOITUSKÄRKI PENTA PUNAINEN

3M

Punainen Penta-sekoituskäri Pentamix-sekoituslaitteeseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88322	Punainen	50 kpl



## ELASTOMER-RUISKU PENTA

3M

Elastomer-ruisku Impregum-jäljennösaineelle.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87585	Ruisku	1 kpl
34111	Ruiskun hylsy	10 kpl
80036	Ruiskun kärki	12 kpl



## SEKOITUSKÄRKI GARANT

3M

Sekoituskärjet Garant-patruunoille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85513	Turkoosi	50 kpl
31924	Valkoinen	50 kpl
85524	Keltainen	50 kpl
306713	Lila	50 kpl



## INTRAORAALIKÄRKI

3M

Intraoraalikärjet keltaiseen sekoituskärkeen. Käy esimerkiksi Impregum- ja Express wash -materiaaleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85526	Intraoraalikärki	50 kpl



## PROTEMP GARANT SEKOITUSKÄRJET

3M

Sekoituskärjet Garant-jakelijaan Protemp 4 Garant -materiaalille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89634	Sekoituskärki, sininen	50 kpl



## INTRAORAALI RUISKU IMPREGUM

3M

Ruisku, jolla voidaan viedä Impregum-jäljennösaine suuhun.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35893	Ruisku	20 kpl




## INTRAORAALI RUISKU EXPRESS 2

3M

Ruisku, jolla voidaan viedä Express 2 -jäljennösaine suuhun.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35892	Ruisku	20 kpl



## SEKOITUSKÄRKI UNIVERSAL

COLTENE

Sekoituskärki sopii kaikkiin Coltenen 50 ml ja 25 ml ampulleihin (light, regular body, bite registration ja gingival mask).

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32194	Universal	40 kpl



**SEKOITUSKÄRKI AFFINIS PENTA**

COLTENE

Sekoituskärki Affinikselle, kun jäljennösainetta käytetään Pentamix-laitteessa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89120	Vihreä	40 kpl

**SEKOITUSKÄRKI AFFINIS PENTA KELTAINEN**

COLTENE

Sekoituskärki Affinikselle, kun jäljennösainetta käytetään Pentamix-laitteessa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35072	Keltainen	40 kpl

**AFFINIS PENTA -KIINNITYSRENGAS**

COLTENE

Kiinnitysrenkas sekoituskärjille, kun jäljennösainetta käytetään Pentamix-laitteessa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35073	Keltainen kiinnitysrenkas	1 kpl

**AFFINIS-SEKOITUSKÄRKI**

COLTENE

Sekoituskärki sopii käytettäväksi 50/75 ml patruunoiden kanssa, esimerkiksi Affinis Monobody, Heavy Body ja Fast Heavy Body -materiaalit.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
00237	Turkoosi	40 kpl

**JET BITE**

COLTENE

Intraoraalikärki, käy Jet Bite ja Jet Blue Bite -materiaaleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71320	Intraoraalikärki, leveä	100 kpl



## MICROSYSTEM

COLTENE

Intraoraalikärki, käy light body -sekoituskärjen kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84088	Intraoraalikärki, valkoinen	100 kpl



## COOL TEMP -SEKOITUSKÄRKI

COLTENE

Sekoituskärkeä käytetään 50 ml/85 g patruunan kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89192	Sekoituskärki, vaaleansininen	40 kpl



## SEKOITUSKÄRKI EXAMIX

GC

Vaaleanpunainen (S, injection), Sininen (L, regular) ja purppuranpunainen (LL, monophas) sekoituskärki Examix ja Exafast -jäljennösaineisiin

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
70514	Sekoituskärki, small, vaaleanpunainen	60 kpl
03385	Sekoituskärki, L, sininen	60 kpl
70521	Sekoituskärki, LL, purppura	60 kpl



## VIRTUAL 380 SEKOITUSKÄRKI

IVOCLAR VIVADENT

Sekoituskärki Dynamix-laitteeseen. Sopii Virtual 380 Monophas sekä Virtual 380 Heavy Body -materiaalien kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34142	Sekoituskärki	50 kpl



## SEKOITUSKÄRKI AQUASIL ULTRA+

DENTSPLY SIRONA

Sekoituskärki 50 ml Aquasil Ultra+ -tarkkuusjäljennösainepatruunaan (LV/XLV) punainen tai Aquasil Ultra+ -lusikkamateriaalipatruunaan (Heavy/Medium) sininen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
306934	Sekoituskärki, LV/XLV	48 kpl
306935	Sekoituskärki, Heay/medium	48 kpl



## PARAPOST XP MUOVI

COLTENE

Passiivinen, sivuiltaan yhdensuuntainen valmis muovinasta suoraan ja epäsuoraan juurikanavajäljentämiseen. Ihanteellinen tilanteisiin, joissa vaaditaan täsmällisen, yhtenä kappaleena valetun sisätapin lujuutta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88870	P-743-3, ruskea, 0,9 mm	20 kpl
88871	P-743-4, keltainen, 1,0 mm	20 kpl
82065	P-743-4,5, sininen, 1,14 mm	20 kpl
88872	P-743-5, punainen, 1,25 mm	20 kpl
82066	P-743-5,5, lila, 1,40 mm	20 kpl
88873	P-743-6, musta, 1,50 mm	20 kpl
88874	P-743-7, vihreä, 1,75 mm	20 kpl
81623	P-781, lajitelma	7 + 3 x 25 kpl



## PARA-POST PORA

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88065	P-42-3, ruskea, 0,9 mm	3 kpl
88066	P-42-4, keltainen, 1,0 mm	3 kpl
84135	P-42-4,5, sininen, 1,14 mm	3 kpl
88068	P-42-5, punainen, 1,25 mm	3 kpl
84136	P-42-5,5, lila, 1,40 mm	3 kpl
88069	P-42-6, musta, 1,50 mm	3 kpl
34522	P-42-7, vihreä, 1,75 mm	3 kpl



### PARAPOST XT TITAANI KIERTEELLÄ

COLTENE

Kierteinen, sivuiltaan yhdensuuntainen nasta, jonka pyöristetty yläpää on hyvin retentiivinen. Sopii yhdessä istunnossa tehtäviin rakennelmiin. Ihanteellinen lasi-ionomeeri-/yhdistelmämuovipilareihin.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87571	P-68-3, ruskea, 0,9 mm	10 kpl
87695	P-68-4, keltainen, 1,0 mm	10 kpl
87726	P-68-4,5, sininen, 1,14 mm	10 kpl
87728	P-68-5, punainen, 1,25 mm	10 kpl
87794	P-68-5,5, lila, 1,4 mm	10 kpl
87803	P-68-6, musta, 1,5 mm	10 kpl

### PARAPOST XP TITAN VÄLIAIKAINEN

COLTENE

ParaPost XP väliaikainen nasta, titaaniseosta. Väliaikainen nasta sopii täsmällisesti ParaPost-poralla tehtyyn aukkoon. Väliaikaista sementtiä ei tarvita kanavassa, jolloin ei tarvitse tehdä aikaa vievää väliaikaisen sementin puhdistusta juurikanavasta. Tiukka pysyminen kitkan avulla.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81310	P-746-3, ruskea	20 kpl
81311	P-746-4, keltainen	20 kpl
84149	P-746-4,5, sininen	20 kpl
81314	P-746-5, punainen	20 kpl
84148	P-746-5,5, lila	20 kpl
81315	P-746-6, musta	20 kpl
81316	P-746-7, vihreä	20 kpl

### KODEX-PORA

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34030	Pora, K96	6 kpl



### JET BITE

COLTENE

Purennanrekisteröintiin. Helppo käyttää.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
78648	Patruuna	2 x 50 ml
<b>Lisätuote</b>		
00240	Sekoituspistooli Affinis 50/75	1 kpl
71320	Intraoraalikärki, leveä	100 kpl





## JET BLUE BITE

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
09700	Fast	50 ml
09702	Super fast	50 ml
<b>Lisätuote</b>		
71320	Intraoraalikärki, leveä	100 kpl



## KOROTUSPASTA SPOT INDICATOR

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80864	PSI, aktivaattori ja base	55 + 10 ml



## PURENTAPASTA AQUASIL BITE

DENTSPLY SIRONA

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
19841	Patruuna	2 x 50 ml
<b>Lisätuote</b>		
19867	Vientikärki	48 kpl



## REGOFIX TRANSPARENT

DENTAMID

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
20084	Patruuna	2 x 50 ml

## BLU-MOUSSE

PARKELL

Purenan rekisteröintiin tarkoitettu A-silikoni. Väri vaaleansininen. Regular konsistenssi kovettumisaika 2 minuuttia, superfast konsistenssi kovettumisaika 30 sekuntia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88158	Patruuna, regular	2 x 50 ml
88999	Patruuna, superfast	2 x 50 ml



## PURENTAPASTA IMPRINT 4

3M

A-silikoninen purenan rekisteröintiin. Vaaleansininen. Annostelija 1:1. Nopea kovettuminen 60 sekuntia. Työskentelyaika 20 sekuntia. Voidaan skannata.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39589	Patruuna	2 x 50 ml + 5 kpl



## FLEXITIME BITE

KULZER

Purennanrekisteröintimateriaali A-silikonista. Voidaan skannata. Laventelin värinen. Työskentelyaika 30 sekuntia, kovettumisaika suussa 30 sekuntia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32715	Patruuna	2 x 50 ml



## MEMOREG II

KULZER

A-silikonipohjainen pinkin värinen purennan rekisteröintimateriaali.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33960	Patruuna, pinkki	2 x 50 ml



## MEMOSIL II

KULZER

A-silikonipohjainen läpinäkyvä purennan rekisteröintimateriaali.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87882	Patruuna, läpinäkyvä	2 x 50 ml



## VIRTUAL CAD BITE

IVOCLAR VIVADENT

A-silikonipohjainen Cerec purentapasta. Työskentelyaika 30 sekuntia ja kovettumisaika suussa 45 sekuntia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34347	Patruuna	2 x 50 ml



## METAL-BITE BLUE

RDENTAL

A-silikonipohjainen Cerec-purentapasta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34442	Patruuna, sininen	2 x 50 ml + 12 kpl



## METAL-BITE GOLD

RDENTAL

A-silikonipohjainen Cerec-purentapasta. Työskentelyaika 25 sekuntia ja kovettumisaika suussa 40 sekuntia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84027	Patruuna, gold	2 x 50 ml



## EXABITE II

GC

Polyvinyyliisiloksaanipohjainen purenan rekisteröintiaine.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
72380	Patruuna	2 x 48 ml + 6 kpl



## FIT CHECKER ADVANCED

GC

Valkoinen väri erilaisten proteettisten töiden, erityisesti koko- ja osaproteesien ja metallipohjaisten kruunujen ja siltojen istuvuuden tarkistamiseen. Sininen sävy kaikenlaisten proteettisten töiden, erityisesti muovi-, keramia- ja zirkonia-pohjaisten kruunujen ja siltojen tarkistamiseen, purenan tarkistamiseen ja okklusiokontaktien arviointiin. Työskentelyaika 1 min, kovettumisaika suussa 1 min. Tuubipakkaus sisältää: Base 55 g, Catalyysi 50 g, hidastin 3 g ja sekoitus-alusta. Patruunapakkaus sisältää: 2 kpl patruunoita, 3 kpl pinkkiä sekoituskärkeä ja 3 kpl keltaista sekoituskärkeä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38270	Patruuna, valkoinen	48 ml
39566	Tuubi, valkoinen, katalyysi ja base	55 + 50 g
38271	Patruuna, sininen	48 ml



## REGISTRADO X-TRA 2035

VOCO

Nopeasti kovettuva kova A-silikoni purenan rekisteröintiin. Pakkauksessa 2 x 50ml patruuna, sekoituskärki tyyppi 16 sekä intraoraalikärki tyyppi 2.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
73222	Patruuna, 2095	2 x 50 ml



## FIT TEST C&B

VOCO

Kemiallisesti kovettava silikoni kaksoisruiskussa. Korotuspastaa käytetään proteettisen työn istuvuuden kontrollointiin. Vientikärki 2188, tyyppi 9, ruskea.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
73613	Kaksoisruisku	10 g
<b>Lisätuote</b>		
34070	Vientikärki, 2188, tyyppi 9	50 kpl



## ARTIKULAATIOPAPERIT TOP DENT

TOP DENT

Sininen-punainen, 65 µ.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32590	Hevosenenkä	6 x 12 kpl
32591	Kaareva	18 x 12 kpl



## SPOTIT CONTACT FINDER

DIRECTA

SpotIt on merkitsemislanka kontaktien tarkkaan määrittämiseen. Helppo käyttää, kaksi eri mallia: suora ja taivutettu. Lajitelma pakkauksessa 9 kpl suoraa ja 9 kpl taivutettua contact finderia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31696	Lajitelma	1 pkt
31697	Suora	18 kpl
31698	Taivutettu	18 kpl



## ARTI-FOL

BAUSCH

Kaksi- ja yksipuoleinen artikulaatiofolio. Leveys 22 mm. Erittäin ohut, vain 8 µm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
02191	Sininen/sininen, kaksipuoleinen	20 m
02192	Punainen/punainen, kaksipuoleinen	20 m
03177	Musta/punainen, kaksipuoleinen	20 m
06548	Musta/musta, kaksipuoleinen	20 m
33885	Vihreä/vihreä, kaksipuoleinen	20 m
82833	Sininen, yksipuoleinen	20 m
82855	Punainen, yksipuoleinen	20 m
82856	Musta, yksipuoleinen	20 m
82861	Vihreä, yksipuoleinen	20 m
<b>Lisätuote</b>		
83448	Foliokotelo, 22 mm	1 kpl



**ARTIKULAATIOFOLIO MIKRO THIN**

BAUSCH

200 ohutta liuskaa paperiaskissa. Paksuus 40 µm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
64174	Sininen, yksipuoleinen	200 kpl

**HANEL-ARTIKULAATIOFOLIO**

ROEKO

Artikulaatiofolio 22 mm, kaksi- ja yksipuoleinen

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71997	Vihreä, yksipuoleinen	25 m
80010	Punainen, yksipuoleinen	25 m
80032	Musta, yksipuoleinen	25 m
02831	Musta/punainen, kaksipuoleinen	25 m
38231	Musta/musta, kaksipuoleinen	25 m
<b>Lisätuote</b>		
87947	Foliokotelo, 22 mm	1 kpl

**ARTIKULAATIOPAPERI KAAREVA**

ROEKO

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37900	Kaareva	12 vihkoa

**ARTIKULAATIOPAPERI HEVOSENKENKÄ**

ROEKO

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37901	Hevoskenkä	6 vihkoa

**TROLLFOIL**

DIRECTA

TrollFoil-purentapaperi jättää jäljen niin kuiviin kuin kosteisiin hampaisiin. Se toimii myös silloin kun suun avautuminen on rajoittunut, potilaalla on herkkä nielurefleksio tai hampaissa on metallista tai muusta materiaalista valmistettuja paikkoja. Kaksipuolinen paperi on erittäin ohut, vain 8 mikrometriä, ja väri tarttuu sekä kuiviin että kosteisiin hampaisiin. Paperissa on kehys, joten pinsettejä ei tarvita. Kehyksen koko 76 x 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80231	Sininen	100 kpl
302448	Sininen 4,5	100 kpl
86221	Punainen	100 kpl



## OCCLUSPRAY PLUS

H&W

Suihkutettava purennanrekisteröinti aine. Voidaan suihkuttaa okklusaalipinnoille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89516	Ponnepullo, vihreä	75 ml
89517	Ponnepullo, punainen	50 ml



## OKKLUSAALI INDIKAATTORI VAHA

KAVO KERR

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34095	Vaha	180 + 1 kpl



## VAHA TENAX

PRIMA DENTAL

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34219	Vaha	227 g



## POSLIINIHAPPO TOP DENT

TOP DENT

Vaikutusaika 2 minuuttia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37947	Ruisku, 9,6 %	2,5 ml



## SILANOINTIAINE TOP DENT

TOP DENT

Silanointiaine posliinin korjaukseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37948	Silanointiaine	2,5 ml



## POSLIININKORJAUSLAJITELMA INTRAORAL REPAIR KIT

BISCO

Posliininkorjauslajitelma sisältää tarvittavat tuotteet paljastuneen metallirungon peittämiseen sekä metalli- ja posliinipintojen korjausta varten. Pakkauksessa: 1 x 3 ml Porcelain Primer, 1 x 5 g Posliinihappo 9,5 %, 1 x 5 g Barrier suojaageeliä, 1 x 3 ml Opaquer Catalyst, 1 x 3 ml Opaquer Universal Base, 1 x 4 ml Z-prime plus, 1 x 6 ml Porcelain Bonding Resin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33798	Posliininkorjauslajitelma	1 kpl



## PORCELAIN ETCHANT

BISCO

Posliinietsi parantaa posliinin ja sementin välistä sidosta lisäämällä posliinin sidospinta-alaa. Vaikutus on samanlainen kuin hiekkapuhaltamalla, mutta tekniikka on tehokkaampi ja paremmin kontrolloitavissa. Posliinietsi karhentaa mikroskooppisesti maasälpä-, posliini- tai lasipintaa. 1 x 7 g ruisku ja 25 kertakäyttöistä muovikärkeä.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
83197	Ruisku, 4 %	7 g
09713	Ruisku, 9,5 %	5 g

## OPAQUER

BISCO

Opaquer catalyst ja base. Kaksikomponenttinen peiteväri. Kaksoiskovetteinen. Käytetään paljastuneen metallirungon peittämiseen. Yhteensopiva muovi- ja metallimateriaalien kanssa. Käytetään yhdessä Opaquer Universal Basen kanssa.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85918	Catalyst	3 ml
85979	Base	3 ml

## PORCELAIN BONDING

BISCO

HEMAton hydrofobinen sidosresiini, joka sidostuu posliiniin. Hydrofobisen luonteensa ansiosta tämä materiaali estää värisävyn muuttumisen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
09816	Pullo	6 ml



## PORCELAIN PRIMER

BISCO

Yksikomponenttinen, esihydroloitu silaaniprimeri, jota ei tarvitse sekoittaa. Parantaa posliinin ja resiinin välistä sidosta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
83198	Pullo	10 ml



## BIS-SILANE SILANOINTIAINE

BISCO

Kaksikomponenttinen silaaniyhdistelmäaine. Parantaa posliinin ja resiinin välistä sidosta. A ja B pullot, 6 ml kumpaakin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
09824	Pullo	2 x 6 ml



## Z-PRIME PLUS

BISCO

Yksikomponenttinen primeri epäsuoriin restauroitioihin. Erinomainen sidoslujuus zirkoniaan, alumiinioksiidiin sekä metalleihin. Sopii käytettäväksi sekä valo- että kemialliskovetteisten resiinisemettien kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34695	Pullo	4 ml



## POSLIINIHAPPO + SILANOINTIAINE

ULTRADENT

Porcelain Etch on puskuroitu, viskoosinen 9 % fluorivetyhappo. Silane on yksikomponenttinen liuos. Pakkaus sisältää: 2 x 1,2 ml Porcelain Etch -ruiskuja, 2 x 1,2 ml Silane ruiskuja, 20 kpl Mlack Mini Brush -kärkiä ja 20 kpl Inspiral Brush -kärkiä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85506	Ruisku	4 x 1,2 ml



## POSLIININ SILANOINTIAINE

ULTRADENT

Silanea käytetään posliinin etsauksen jälkeen, jolloin saavutetaan paras sidoslujuus.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33845	Ruisku	4 x 1,2 ml



## GC REPAIR KIT

GC

Helppokäyttöinen korjaussetti lasikeramian, hybridikeramian, zirconian, alumiinioksidin, yhdistelmämuovin ja metallipohjaisten töiden korjaukseen. Pakkauksessa 5 x 0,1 ml universaali sidosaine G-Premio bond, 5 x 0,1 ml Ceramic primer II ja 2 ml Gradia Pus Opaque OA1.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33680	Korjaussetti	1 pkt



## G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER

GC

Valinnainen, adheesiota edistävä G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer kaikkiin tukihampaisiin ja kaviteetteihin. G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer -aineen sisältämä kemiallinen initiaattori kiihdyttää sementin kemiallista kovettumista hampaan pinnasta päin ja takaa sidoksen vakauden. Ei valokovetusta, pelkkä kuivaus.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302507	Pullo	4 ml





## G-MULTI PRIMER

GC

G-Multi Primer mahdollistaa hyvän sidoksen kaikkien materiaalien kanssa (käy myös jalometallien kanssa). Sisältää silaania, MDP- ja MDTP-monomeereja. Käytetään yhdessä G-Cem LinkForce -sementin kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33635	Pullo	5 ml



## CERAMIC PRIMER II

GC

Suunniteltu muodostamaan kestävä sidos epäsuorissa restauroatioissa keramian ja sementin välille tai yhdistelmämuovipaikkojen korjaustoimenpiteissä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
23194	Pullo	3 ml



## iBOND CERAMIC PRIMER

KULZER

Käytetään yhdessä iBond Universal sidosaineen (31661 ja 31662) kanssa silikaattikeramian sidostamiseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31690	Pullo	4 ml



## SIGNUM LIQUID

KULZER

Signum Liquidia voidaan käyttää yhdistelmämuovin muotoiluun ja sidoksen uudelleen muodostamiseen yhdistelmämuovin pinnalla.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
21750	Pullo	4 ml



## SIGNUM METAL BOND

KULZER

Käy esimerkiksi metalleja sisältävien restauroatioiden käsittelyyn ennen sementointia, Maryland-siltojen sementoinnissa ja juurikanavanastojen sementointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35422	Set I + II	2 x 4 ml
21979	Pullo, I	4 ml
21980	Pullo, II	4 ml



## MONOBOND ETCH&PRIME

IVOCLAR VIVADENT

Monobond Etch&Prime etsaa ja silanoi lasikeramiapinnan yhdessä työvaiheessa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31826	Pullo	5 g



## MONOBOND PLUS

IVOCLAR VIVADENT

Silanoitainne. Voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34443	Pullo	5 g



## IPS EMPRESS DIRECT OPAQUE

IVOCLAR VIVADENT

Opaakkeri.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36177	Ruisku	1,8 g



## IVOCLEAN

IVOCLAR VIVADENT

Kontaminoituneen restauration puhdistusaine. Vaikutusaika 20 sekuntia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36497	Pullo	5 g



## CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR

KURARAY

Parantaa sidoslujuttua posliinin ja kovetetun muovin välillä. Käytetään Clearfil sidosaineiden kanssa (esim. Clearfil se Bond, Protect Bond...). Posliinipinta etsataan edeltävästi. Lisää posliinin sidoslujuttua resiinisementtihin sekä yhdistelmämuovikorjausten sidoslujuttua posliiniin. Säilytys jääkaapissa 2–8°C, käytetään huoneenlämpöisenä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
306587	Pullo	4 ml



## KATANA CLEANER

KURARAY

Universaali puhdistusgeeli intra- ja extraoraaliseen käyttöön. Poistaa syljen proteiinit. Sopii hammaskudoksen ja kaikkien proteettisten materiaalien esim. Zirkonian puhdistukseen. 130 tippaa 4 ml pullosta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301886	Pullo	4 ml



## CALIBRA SILAANI

DENTSPLY SIRONA

Silaani Calibra-sementointijärjestelmän kanssa käytettäväksi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81505	Pullo	25 kpl + 3 ml



## RELYX CERAMIC PRIMER

3M

Silanoitainne lasikeramialle.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82857	Pullo	5 ml



## CIMARA

VOCO

Vastaanotolla tehtävään keraamisen työn korjaukseen. Pakkauksessa: 8 x 0,3 ml silanoitainnetta, 4 ml adhesive, 1,2 g Opaquer LC, ww8 x 0,25 g GrandioSO (A1, 2 x A2, 2 x A3, A3,25, A3,5 sekä B2), oheistuotteet.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39923	Peruspakkaus, 1196	1 pkt
39838	Ampulli, refilli	4 x 0,3 ml
<b>Lisätuote</b>		
71522	Vientikärki	100 kpl



## CERAMIC BOND

VOCO

Ceramic Bond on yksikomponenttinen silanoitainne epäsuorien täytteiden (myös zirkoniumoksidi) ja sidostuskomposiittien välillä sekä lasi-ionomeerivahvistettujen juurikanavanastojen esikäsitteilyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302938	Pullo	5 ml



## VÄLIAIKAINEN SILTAMATERIAALI TOP DENT SC C&B

TOP DENT

Kemiallisesti kovettava väliaikainen siltamateriaali. Pakkauksessa 10 kpl sekoituskärkiä.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39390	A2	50 ml + 10 kpl
39391	A3	50 ml + 10 kpl
33034	A3,5	50 ml + 10 kpl
33035	B1	50 ml + 10 kpl

## PROTEMP-VÄLIAIKAISKRUUNU

3M

Aloituspakkaus sisältää 42 väliaikaiskruunua, kruunun mittatulkkit (2 x 10), käyttö-ohjeet, kruunulajitelmalaatikosto. Väliaikaiskruunu koot: 6 x iso ylämolaari, 6 x pieni ylämolaari, 6 x iso alamolaari, 6 x pieni alamolaari, 4 x iso yläpremolaari, 4 x pieni yläpremolaari, 4 x alapremolaari, 3 x iso kulmahammas, 3 x pieni kulmahammas. Trial kit sisältää 16 kpl kruunuja: 3 x Ylä molaari iso, 3 x ylä molaari pieni, 2 x ala molaari iso, 2 x ala molaari pieni, 2 x ylä premolaari iso, 2 x ala premolaari iso, 2 x ala premolaari pieni, 10 kpl mittatulkkeja, 1 kpl tekniikkakortti.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
74994	Aloituspakkaus	1 pkt
74993	Trial kit	16 kpl
34193	Ylämolaari, iso	5 kpl
34110	Ylämolaari, pieni	5 kpl
33973	Alamolaari, iso	5 kpl
74997	Alamolaari, pieni	5 kpl
33974	Yläpremolaari, iso	5 kpl
33975	Yläpremolaari, pieni	5 kpl
34044	Alapremolaari	5 kpl
33976	Etuhammas, iso	5 kpl
33977	Etuhammas, pieni	5 kpl

## PROTEMP 4 GARANT

3M

Pitkäaikainen väliaikainen kruunu- ja siltamateriaali. Elastinen bisakryylimuovi-komponentti ja nanofilleriteknologia lisäävät väliaikaismateriaalin murtolujuutta ja parantavat sen kulutuskestävyyttä. Korjaukset voidaan tehdä helposti Filtek Supreme XT Flow -muovilla. Nopea kiillottaa perinteisillä mekaanisilla viimeistelyinstrumenteilla.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37620	Intropakkaus, A2	50 ml + 16 + 1 kpl
37621	Bleach	50 ml + 16 kpl
37622	A1	50 ml + 16 kpl
37623	A2	50 ml + 16 kpl
37624	A3	50 ml + 16 kpl
37625	B3	50 ml + 16 kpl
37660	A3,5	50 ml + 16 kpl
83512	Katalyst	2 x 2,4 g

### Lisätuote

83829	Sekoituspistooli	1 kpl
89634	Sekoituskärjet	50 kpl

## PROTEMP II

3M

Yhdistelmämuovipohjainen väliaikainen kruunu- ja siltamateriaali.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
04926	Ruisku, A3	2 x (28 + 2,4) g



## COOL TEMP

COLTENE

Bisakryyli resiinipohjainen väliaikainen kruunu- ja siltamateriaali. Sekoituskärkeä käytetään 50 ml/85 g partuunan kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89118	A2	1 x 85 g + 10 kpl
89119	A3	1 x 85 g + 10 kpl
<b>Lisätuote</b>		
89192	Sekoituskärki, vaaleansininen	40 kpl



## TEMPSMART DC

GC

Kaksoiskovetteinen yhdistelmämuovi väliaikaisiin kruunuihin ja siltoihin. Ei sisällä lainkaan pehmentimiä. Tempsmart on valokovetteinen, mikä tekee työskentelystä nopeaa ja helppoa. Suuri murtolujuus, joten i hanteellinen myös taka-alueen siltoihin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30192	A2	10 ml + 10 kpl
30193	A3	10 ml + 10 kpl
31641	A1	48 ml + 16 kpl
31642	A2	48 ml + 16 kpl
31643	A3	48 ml + 16 kpl
30194	A3,5	48 ml + 16 kpl
31644	B1	48 ml + 16 kpl
31645	BW	48 ml + 16 kpl



## PREVISION CB

KULZER

Kemiallisesti kovettava kaksi komponenttinen materiaali väliaikaisille kruunuille ja silloille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38940	A1	50 ml + 12 kpl
38941	A2	50 ml + 12 kpl
38942	A3	50 ml + 12 kpl
38943	A3,5	50 ml + 12 kpl
38944	B1	50 ml + 12 kpl
<b>Lisätuote</b>		
31099	Sekoituskärki	48 kpl



## STRUCTUR 2 SC

VOCO

Kemialliskovetteinen väliaikainen materiaali kruunuille ja silloille.  
Pakkauksessa patruuna 75 g sekä sekoituskärki tyyppi 6. Väri A1.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33854	A1	75 g + 10 kpl
06934	A2	75 g + 10 kpl
03630	A3	75 g + 10 kpl
07013	BL	75 g + 10 kpl



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03629	Sekoituskärki 2185, tyyppi 6	50 kpl

## STRUCTUR 2 QM

VOCO

Kemialliskovetteinen väliaikainen materiaali kruunuille ja silloille QuickMix-ruiskussa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71519	A3	8 g



## STRUCTUR PREMIUM

VOCO

Esteettinen kemialliskovetteinen väliaikainen materiaali kruunuille ja silloille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34404	A2, 1713	75 g
70996	A3, 1714	75 g
03629	Sekoituskärki, 2185, tyyppi 6	50 kpl



## UNIFAST LC

GC

Valokovetteinen väliaikaisakryyli inlay/onlay, kruunujen ja siltojen valmistamiseen sekä (osa)proteesien korjaukseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87158	A2	50 g
87212	B3	50 g
87249	Neste	2 x 15 g



## UNIFAST TRAD

GC

Kemiallisesti kovettava akryyli väliaikaistöihin. Norsunluunvärinen jauhe.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31749	Neste	104 ml
35075	Jauhe	100 g



## STRUCTUR 3

VOCO

Kemiallisovetteinen väliaikainen materiaali kruunuille ja silloille. Pakkauksessa patruuna 50 ml sekä sekoituskärki tyyppi 6.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32283	A1	50 ml + 10 kpl
36820	A2	50 ml + 10 kpl
36821	A3	50 ml + 10 kpl
37635	A3,5	50 ml + 10 kpl
<b>Lisätuote</b>		
03629	Sekoituskärki, 2185, tyyppi 6	50 kpl



## STRUCTUR 3 QM

VOCO

Kemiallisovetteinen väliaikainen materiaali kruunuille ja silloille QuickMix-ruiskussa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36822	A3	5 ml + 5 kpl



## LUXATEMP STAR

DMG

Väliaikainen kruunu- ja siltamateriaali kruunuille, silloille, Inlayt, onlayt ja laminaatit. Automix- ruiskussa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301412	A1	76 g + 15 kpl
301735	B1	76 g + 15 kpl
301413	BL	76 g + 15 kpl



## RELINÉ SOFT

GC

Pehmeä A-silikonipohjausmateriaali. Pakkauksessa 56 g kaksoisruisku, 6 sekoituskärkeä (koko L, sininen), Primer R 12 g, trimmauskärki, viimeistelykiekko ja Finishing material A&B.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33834	Intropakkaus	48 ml
03380	Patruuna, täyttöpakkaus	48 ml



## TISSUE CONDITION

GC

Pehmeä pohjauskryyli. Sävy vaaleanpunainen. Pakkauksessa jauhe ja neste.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34346	Aloituspakkaus	90 + 90 g + 15 ml



## RELINE

GC

Kova pohjausmateriaali vastaanotolla tehtävään pohjaukseen. Peruspakkauksessa jauhe (80 g) ja neste (50 ml), sidosaine 12 ml ja tarvikkeet.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
83708	Peruspakkaus	80 g + 50 ml + 15 ml
35162	Jauhe	80 g
35163	Neste	50 ml
83709	Sidosaine	15 ml



## RELINE EXTRA SOFT

GC

Erittäin pehmeä silikonipohjausmateriaali, A-silikonipohjainen. Peruspakkauksessa 56 g kaksoisruisku, 6 sekoituskärkeä (koko L, sininen), Primer R 12 g, trimmauskärki, viimeistelykiekko ja Finishing material A ja B.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
73317	Peruspakkaus	56 g + 12 g + 10 g
82266	Primer R, pullo	13 ml
82267	Finishing material	2 x 10 g
03381	Patruuna, refilli	48 ml



## VISCO-GEL VÄLIAIKAINEN

DENTSPLY SIRONA

Pakkaus sisältää: Jauhe 120 g, neste 90 ml, liuotin 15 ml, sekoituskuppi ja mittalusikat jauheelle ja nesteelle.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82589	Peruspakkaus	120 g + 90 ml



## UFIGEL SC

VOCO

Pehmeänä pysyvä A-silikonipohjainen pohjausmateriaali patruunassa. Peruspakkauksessa 50 ml ampulli, adhesive liima 10 ml, Glazing base 10 ml, Glazing catalyst 10 ml, sekoituskärjet tyyppi 8.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71523	Peruspakkaus, 2041	1 pkt
86486	Refilli, 2040	50 ml + 8 kpl
04923	Liima SC, 2029, pullo	10 ml
<b>Lisätuote</b>		
85985	Sekoituskärki, tyyppi 8	50 kpl





## UFI GEL C KOVA

GC

Suora kova pohjausmateriaali. Peruspakkauksessa 80 g patruuna, 10 ml adhesive liima, sekoituskärki tyyppi 8.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87904	Peruspakkaus, 2215	80 g + 10 ml
88712	Refilli, 2216	80 g
88752	Liima, C, kova, 2217, pullo	10 ml
<b>Lisätuote</b>		
85985	Sekoituskärki, tyyppi 8	50 kpl



## MULTILINK HYBRID ABUTMENT

IVOCLAR VIVADENT

Kemiallisovetteinen yhdistelmämuovisementti pysyviin sementointeihin. Sillä sementoidaan keraamisia rakenteita titaanirunkoihin tai zirkonium-oksidirakenteisiin erilaisissa hybridirakenteissa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38377	HO o, korkea opaakisuus	9 g + 15 kpl



## DURELON

3M

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
76002	Jauhe, normal setting	3 x 20 g
76005	Neste, universal	40 g



## TOP DENT ACTIVA BIOACTIVE CEMENT

TOP DENT

Kaksoiskovetteinen esteettinen bioaktiivinen sementti. Ei sisällä bisfenolia tai sen johdannaisia. Hydrofiilinen materiaali, joka luovuttaa ja lataa itseensä fluori-, fosfaatti- ja kalsiumioneja. ACTIVA BioACTIVE -sementti yksinkertaistaa työskentelyä – riippumaton etsauksesta ja sidostuksesta/primerista. Yksinkertainen ylimäärien poisto. Materiaali stimuloi remineralisaatioita ja apatiitinmuodostusta, mikä suojaa täytteen ja hampaan rajapintaa ehkäisten saumavuotoja ja sekundäärikariesta. Suositellaan epäsuoriin indikaatioihin mm. zirkonia, CAD/CAM ja lasikeraamiset täytteet, keramia, resini/yhdistelmämuovi, metalli/PMF, esivalmistetut pediatriset teräs- ja Zirkoniakruunut. Kaksikomponenttimateriaali, automixruisku 5 ml (7 g) + 20 automix-kärkeä (15 kpl suorat/mustat + 5 kpl taivutettavat metallikärjet). Voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

tuoteno	tuotenimi	pakkauskoko
30638	Cement, translucent	5 ml + 20 kpl
30972	Cement, A2	5 ml + 20 kpl



## eCEMENT

BISCO

Kaksoiskovetteinen yhdistelmämuovisementti kaikkien lasia sisältävien restauraatioiden kiinnittämiseen. Pakkaus sisältää kaikki tarvittavat materiaalit litiumdisilikaatti (e.max)-restauraatioiden kiinnittämiseen sekä hampaan ja posliinipinnan käsittelemiseen. System Kit pakkauksen sisältö: eCement DC 8 g, eCement LC Translucent 4,5 g, eCement LC Milky Bright, All-Bond Universal 6 ml, Porcelaine Primer 3 ml, posliinihappo 4 % 5 g, etsausaine Select HV 5 g.

tuoteno	tuotenimi	pakkauskoko
38960	System Kit	1 pkt
38961	Kaksoisruisku	8 g
<b>Lisätuote</b>		
30977	Try-In-pasta, A1	2 g
30978	Try-In-pasta, Translucent	2 g
30979	Try-In-pasta, Milky Bright	2 g



## DUO-LINK UNIVERSAL

BISCO

Kaksoiskovetteinen yhdistelmämuovisementti epäsuorien restauraatioiden sementointiin: kruunut, sillat (kiinteät proteesit), inlayt, onlayt ja nastat, jotka on valmistettu metallista, muovista, porsliinista, keramiasta, zirkoniasta, alumiinista, CAD/CAM jne.

tuoteno	tuotenimi	pakkauskoko
37958	Kaksoisruisku, universal	4 + 4 g + 15 kpl
37959	Kaksoisruisku, valkoinen	4 + 4 g + 15 kpl



## G-CEM LINKFORCE

GC

Kaksoiskovetteinen universaali resiinisementti kaikkiin indikaatioihin ja kaikille materiaaleille. Sopii esimerkiksi Inlayn ja Onlayn kiinnittämiseen, laminaateille, CAD/CAM (esim. zirkonia, litiumdisilikaatti ja hybridikeramiat). Voidaan käyttää kaksoiskovetteisena tai valokovetteisena. Starter Kit sisältää: G-Cem LinkForce A2 sementti 8,7 g (5 ml) kaksoisruiskussa, GC Automix sekoituskärjet 20 kpl, G-Multi Primer (5 ml), G-Premio Bond (5 ml), 20 x sekoituskuppi, 50 x aplikaattori ja tekniikkakortti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33626	Starter Kit	1 pkt
33596	A2	8,7 g + 20 kpl
33597	Translucent	8,7g+20 kpl



## G-CEM ONE

GC

Universal itsekiinnittyvä muovisementti. Erinomainen sidoslujuus dentiiniin, kiilteeseen ja kaikkiin epäsuoriin materiaaleihin. Ohut kerospaksuus (5 µm) ja korkea kulutuskestävyys mahdollistavat näkymättömän sementtisauman. Starter kit sisältää: 1 x G-Cem One 4,6 g, 8 x GC Automix Regular -kärki, 2 x GC Automix Endo -kärki, 1 x G-Cem One Adhesive Enhancing Primer 2 ml. System kit sisältää: 1 x G-Cem One A2 4,6g, 1 x G-Cem One Translucent 4,6 g, 15 x GC Automix Regular -kärki, 5 x GC Automix endo -kärki, 1 x G-Cem One Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi Primer 5ml.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302500	Starter Kit, A2	1 pkt
302501	Starter Kit, translucent	1 pkt
302502	System Kit	1 pkt
302503	A2	2 x 4,6 g
302504	Translucent	2 x 4,6 g
302505	AO3	1 x 4,6 g
302506	White Opaque	1 x 4,6 g



## VARIOLINK ESTHETIC DC

IVOCLAR VIVADENT

Dualkovetteinen sementti keramialle ja muoville. Amiinivapaa, voidaan sementoida myös ohuet laminaatit, inlayt ja onlayt. Läpikuultavuus 5 % (light+), 10 % (light), 12 % (warm), 8,5 % (warm+) ja 17 % (neutral).

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30469	Starter Kit	1 pkt
31604	Promo Pack	1 pkt
31248	System Kit	1 pkt
33174	Light+	5 g
33175	Warm+	5 g
30683	Light Multipack	3 x 9 g
30684	Neutral Multipack	3 x 9 g
30685	Warm Multipack	3 x 9 g



## MULTILINK AUTOMIX

IVOCLAR VIVADENT

Kemialliskovetteinen yleisementsi, joka voidaan tarvittaessa valokovettaa.

Pakkauksessa 1 x Multilink automix ruisku 9 g, 15 sekoituskärkeä, 1 x Multilink Primer A 3 g, Multilink Primer B 3 g, 50 x superlontikku (25 x iso ja pieni), sekoituslevy (Multilink Primer A+B:lle), 1 x Monobond Plus 1 g, sekoitusalusla, 2 x OptraStick, käyttöohjeet.



tuotenro	tuotenimi	pakkausko
34402	Starter kit, transparent	1 pkt
37957	Refilli, valkoinen	9 g
37995	Try in, valkoinen	1,7 g
31365	Refilli, opaakki	9 g
37994	Try in, opaakki	1,7 g
31360	Peruspakkaus, transparent	1 pkt
31363	Refilli, transparent	9 g
37992	Try in, transparent	1,7 g
31361	Peruspakkaus, keltainen	1 pkt
31364	Refilli, keltainen	9 g
37993	Try in, keltainen	1,7 g
30666	Translucent Multipack	3 x 9 g
30667	Keltainen Multipack	3 x 9 g

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
<b>Lisätuote</b>		
34443	Pullo	5 g
30150	Primer A	3 g
30151	Primer B	3 g
79778	Primer A + B	2 x 3 g
09628	Sekoituskärki	15 kpl
30380	Sekoituskärki + endokärki	5 kpl

## RELYX ULTIMATE

3M

Kaksoiskovetteinen muovisementsi. Sementti on kehitetty erityisesti lasikeramian sementointiin. Mahdollistaa erittäin korkeat sidosloujuudet, yhdistettynä aiempaa yksinkertaisempaan työskentelymenetelmään. Luonnollisen esteettinen fluoresenssin ansiosta. Kit-pakkaus sisältää: 1 pullo Scotchbond™ Universal à 1,5 ml, 1 etsaushapporuisku à 3 ml, 25 etsaushapporuiskun annostelukärkeä, 50 annostelutikkua, 1 sementtiruisku à 8,5 g, 10 sekoituskärkeä (normaali), 5 sekoituskärkeä (iso) + 5 intraoraalikärkeä, kuvallinen tekniikkaohjekortti.



tuotenro	tuotenimi	pakkausko
36622	Kit, transparent	1 pkt
36623	Kit, A1	1 pkt
36624	Refilli, A1	8,5 g
36625	Refilli, A3O	8,5 g
36626	Refilli, B0,5	8,5 g
36627	Refilli, transparent	8,5 g

## NX3

KERR

Kaksoiskovetteinen universaali resiinisementsi. Hyvä röntgenkontrasti.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
06109	Aloituspakkaus	1 pkt
90357	Automix, kirkas	5 g
55640	Automix, valkoinen	5 g
55641	Automix, opaakki	5 g
55642	Automix, keltainen	5 g
55643	Automix, bleach	5 g
<b>Lisätuote</b>		
90358	Sekoituskärki	50 kpl



**PERMAFLO DC 5914 TRANSPARENT**

ULTRADENT

Kaksoiskovetteinen sementti. Pakkauksessa 5 ml ruisku sekä 20 kpl sekoituskärki ja 20 x intraoraalikärki.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30384	Ruisku + kärjet	5 ml + 20 kpl
<b>Lisätuote</b>		
90555	EndoRez-sekoituskärki	20 kpl

**PANAVIA V5**

KURARAY

Automix-ruiskussa oleva kaksoiskovetteinen resiinisementti keramialle yhdistelmämuoville ja metallille. Laaja käyttöalue. Sementillä voidaan kiinnittää mm. kruunut, sillat, inlay- ja onlay -täytteet, laminaatit sekä kevytsillat. Ei sisällä amiineja.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
306872	White	4,6 ml
33472	Universal (A2)	4,6 ml
33473	Clear	4,6 ml
30998	Try-In Paste, Universal A2	1,8 g



## CHOICE 2

BISCO

Valokovetteinen yhdistelmämuovisementti, joka on suunniteltu erityisesti posliinilaminaattien ja epäsuorien yhdistelmämuovilaminaattien sementointiin. Aloituspaketti sisältää: 5 x 4,5 g ruiskua valokovetteista laminaattisementtiä. Sävyt: A1, A2, B1, translucent ja milky bright, 1 x 5 g ruisku Uni-Etch, 1 x 5 g ruisku Porcelain Etchant, 1 pullo/6 ml kumpaakin Bis-Silane osat A&B, 1 pullo/6 ml kumpaakin All-Bond 3 osat A&B, 1 pullo/6 ml Porcelain Bonding Resin.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
17018	Starter kit, peruspakkaus	1 pkt
09707	A2	4,5 g
09708	A3	4,5 g
09712	Translucent	4,5 g

## ECEMENT LC

BISCO

Valokovetteinen resiinisementti, joka hakeutuu hyvin koko restauraatioon. Kovetussyvyys 2mm. Yhteensopiva laminaattien, kruunujen, siltojen ja CAD/CAM litiumdisilkaatti blockien kanssa.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38962	A1	4,5 g
38963	Translucent	4,5 g
38964	Milky bright	4,5 g

## PERMASHADE LC

ULTRADENT

0,95 g = 0,6 ml. Valokovetteinen laminaattisementti. Sopii posliinille, zirkoniale ja muoville.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37667	Läpikuultava	4 x 0,95 g
37668	A2	4 x 0,95 g
37669	B1	4 x 0,95 g
37670	Opaakki valkoinen	4 x 0,95 g

## VARIOLINK ESTHETIC LC

IVOCLAR VIVADENT

Valokovetteinen sementti keramialle. Sementoitavan työn paksuus max 2 mm. Läpikuultavuus 5 % (light+), 10 % (light), 12 % (warm), 8,5 % (warm+) ja 17 % (neutral).



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31252	Aloituspakkaus	1 pkt
31253	Light +, refill	2 g + 5 kpl
31254	Light, refill	2 g + 5 kpl
31255	Neutral, refill	2 g + 5 kpl
31256	Warm, refill	2 g + 5 kpl
31257	Warm +, refill	2 g + 5 kpl
31258	Light, try in	1,7 g
31259	Neutral, try in	1,7 g
31260	Warm, try in	1,7 g

tuotenro	tuotenimi
302137	V ientikärki

pakkauskoko
20 kpl

## HELIOSIT ORTODONTTINEN

IVOCLAR VIVADENT

Valokovetteinen sementti ortodontisiin toimenpiteisiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81224	Ruisku	3 x 2,5 g



## RELYX VENEER

3M

Valokovetteinen resiniisementti. Intropakkaus sisältää: 5 Try in ruiskuja á 2 g (translucent, white-opaque, A1/light yellow, A3 opaque/keltainen, A5/dark, Bo.5/white), 5 ruiskua á 3 g kiinnitysmenttiä (translucent, white-opaque, A1/light yellow, A3 opaque/keltainen, A5/dark, Bo.5/white). 1 ruisku Scotchbond etsi (3 ml), 1 pullo RelyX ceramic primer (5 ml) ja 1 Adper Scotchbond 1 XT sidosaine (6 ml).

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37159	Intropakkaus	1 pkt
34194	A1, refilli	3 g
34014	A3, refilli	3 g
10976	Translucent, refilli	3 g
34013	WO, refilli	3 g
39922	Try in, translucent	2 g



## NX3 LC

KERR

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34352	Base, clear LC	1,8 g
34353	Base, keltainen LC	1,8 g



## CALIBRA

DENTSPLY SIRONA

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81218	Base, Light	2 g
81245	Base, medium	2 g
81248	Base, translucent	2 g
81434	Base, opaque	2 g
81452	Catalyst, regular	2 g
81459	Catalyst, high	2 g

### Lisätuote

81505	Silaani	25 kpl + 3 ml
-------	---------	---------------



## THERACEM CA

BISCO

Kaksoiskovetteinen, kalsiumia ja fluoria vapauttava, itsekiinnittyvä resiinisementti. Theracemia käytettäessä hammasta ei tarvitse erikseen esikäsitellä tai sidostaa. Kruunujen, siltojen, nastojen sekä inlay ja onlay paikkojen sementointiin. Sävy: Natural. Emäksinen pH. Hyvä röntgenopaakisuus. Säilyvyys: 18 kk, ei vaadi jääkaappisäilytystä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30494	Ruisku	8 g + 5 kpl
<b>Lisätuote</b>		
09597	Sekoituskärki	30 kpl
09610	Sekoitus/vientikärki	30 + 30 kpl
59621	Sekoituskärki + endokärki	30 + 30 kpl



## BISCEM

BISCO

Kaksoiskovetteinen, itsesidostava yhdistelmämuovisementti. Se aikaansaa lujan sidoksen miltei kaikkiin hammaslääketieteellisiin materiaaleihin. Pakkaus sisältää automix-ruiskun ja 15 kpl sekoitus- ja intraoraalikärkiä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
09582	Opaakki	8 g + 15 kpl
09577	Transparent	8 g + 15 kpl
<b>Lisätuote</b>		
09597	Sekoituskärki	30 kpl
09610	Sekoitus/vientikärki	30 + 30 kpl
59621	Sekoituskärki + endokärki	30 + 30 kpl



## SMARTCEM 2

DENTSPLY SIRONA

Kaksoiskovetteinen, itsesidostava yhdistelmämuovisementti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30231	Light	2 x 5 g + 20 kpl
30232	Medium, vihreä	2 x 5 g + 20 kpl
30233	Translucent	2 x 5 g + 20 kpl
30235	Dark	2 x 5 g + 20 kpl
30236	Opaakki	2 x 5 g + 20 kpl
<b>Lisätuote</b>		
30234	Sekoituskärki	50 kpl





## ICEM

KULZER

Itse-etsaava resiniisementti. Vähentää postoperatiivista sensitiivisyyttä.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
30421	Automix, refilli	5 ml + 15 kpl
<b>Lisätuote</b>		
30422	Sekoituskärki	50 kpl



## SPEEDCEM PLUS

IVOCLAR VIVADENT

SpeedCEM® Plus on itsekiinnittyvä, itsekovetteinen yhdistelmämuovisementti, jota valinnaisesti voidaan käyttää valokovetteisena. Se on paranneltu versio SpeedCEM:sta. Tarkoitettu epäsuorien erittäin kestävien täyskeraamisten, yhdistelmämuovi, metallikeraamisten ja metallisten restauroitoiden sementointiin. Sopii erityisen hyvin Zirkonian kanssa käytettäväksi. Käytettäessä SpeedCEM Plus:a muita dentiinisidosaineita ei tarvitse käyttää. Automaattisen sekoitusjärjen ansiosta kiinnitysmateriaali voidaan nopeasti levittää restauroitioon tai juurikanavaan. Saatavana kolme eri sävyä.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
33479	Transparent	9 g + 15 kpl
33480	Keltainen	10 g + 15 kpl
33481	Opaakki	11 g + 15 kpl



## PANAVIA SA UNIVERSAL

KURARAY

Kaksoiskovetteinen, fluoria vapauttava, röntgenopaakki, itsesidostuva muovisementti keraamisille, yhdistelmämuovisille ja metallisille restauroitioille. Automix ruiskupakkaus.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
301891	UA2	3 x 8,2 g
301893	UA2	8,2 g
301892	Translucent	3 x 8,2 g
301895	Translucent	8,2 g
301894	White	8,2 g
301896	Sekoituskärki	20 kpl
301897	Sekoitus Endo	20 kpl



## MAXCEM ELITE

KERR

**Standard kit -pakkaus sisältää:** 5 x 5 g ruiskua (2 x clear, valkoinen, opaakki, keltainen), 30 automix-kärkeä (normaali), 20 automix-kärkeä (laaja aukko), 10 intraoral-kärkeä, 10 juurikanavakärkeä, käyttöohjeet.

**Maxcem Elite Mini Kit sisältää:** 1 x 5 g ruisku clear, 5 normaalia automix-kärkeä, 5 automix-kärkeä (laaja aukko), 5 intraoral-kärkeä, käyttöohjeet.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34600	Standard kit	5 x 5 g
34601	Mini kit	5 g
34602	Kirkas, refilli	2 x 5 g
34603	Valkoinen, refilli	2 x 5 g
34604	Opaakki, refilli	2 x 5 g
34605	Keltainen, refilli	2 x 5 g

### Lisätuote

34608	Sekoituskärki + intraoraalikärki	10+10 kpl
34607	Sekoituskärki	50 kpl
34609	Sekoituskärki + endokärki	10+10 kpl

## MAXCEM ELITE CHROMA

KERR

Väriä vaihtava kaksoiskovetteinen itse-etsaava resiinisementti kaksoisruiskussa. Väri muuttuu aniliinin punaisesta vaaleaan kovettumisen edetessä ja kertoo, koska sementtiylimäärät on helpoin poistaa (Cleanup indicator). Sopii kaikkiin epäsuoriin restoraatioihin, etu- ja taka-alueen keramiolle, metallokeraamisillekruunuille ja metallirestoraatioille, CAD/CAM materiaaleille sekä juurikanavanastoille. Parannettu sidoslujuus ja hyvä röntgenkontrasti. Ei vaadi jääkaappisäilytystä. Pakkaus sisältää: 2 kpl 5 g kaksoisruiskuja, 8 kpl regular sekoituskärkiä, 8 kpl leveitä (wide) sekoituskärkiä ja 8 kpl intraoraalikärkiä.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33497	Kirkas	2 x 5 g
33498	Valkoinen	2 x 5 g
33499	Keltainen	2 x 5 g

## G-CEM

GC

Kaksoiskovetteinen yleisresiinisementti kapselipakkauksessa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
96541	A2, kapseli	50 x 0,17 ml
96542	Translucent, kapseli	50 x 0,17 ml



## RELYX UNICEM 2

3M

Ainutlaatuinen itsesidostuva kemia takaa erittäin lujan sidoksen ilman etsausta, esikäsitteilyä ja erillistä sidostusta. RelyX Unicem sementin värjäytyminen on erittäin vähäistä, joten se on esteettisesti pitkäikäinen. Automix ruisku.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35013	Translucent, automix	1 x 8,5 g
35010	Translucent, automix	3 x 8,5 g
35014	A2, automix	1 x 8,5 g
35011	A2, automix	3 x 8,5 g
35015	A3, automix	1 x 8,5 g
35012	A3, automix	3 x 8,5 g

### Lisätuote

35016	Sekoituskärki	30 kpl
36549	Sekoituskärki iso + endokärki	15 + 15 kpl
36550	Sekoituskärki iso + intraoraalikärki	15 + 15 kpl



## RELYX UNIVERSAL

3M

3M RelyX Universal -muovisementti on pakattu ainutlaatuiseseen, itsesulkeutuvaan automix-ruiskuun ja siihen sopivat pienet sekoituskärjet vähentävät materiaalihävikkiä. Yhdessä Scotchbond Universal Plus sidosaineen kanssa se muodostaa kokonaisen järjestelmän joka kattaa lähes kaikki sidostettavat ja itsekiinnitteiset sementointi-indikaatiot erittäin korkeilla sidoslujuuksilla, helpolla ylimäärien poistolla ja luonnollisella estetiikalla. Sopii yleisimmille kiinteän protetiikan materiaaleille: lasikeramia, zirkonia, metallit ja yhdistelmämuovipohjaiset materiaalit. Trial kit sisältää: 1 x RelyX Universal 3,4 g ruiskun, 15 x RelyX Universal pieni sekoituskärki, 5 x jatkokanyyli, 1 x 1,5 ml Scotchbond Universal Plus sidosainetta, 1 x 3 ml Scotchbond Universal etsaushappogeeliä, 25 x sininen etsausruiskun kärki, 50 x oranssi mikroharja, kuvalliset tekniikkaohjekortit, käyttöohjeet.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301959	Trial Kit, A1	1 pkt
301960	Trial Kit, Translucent	1 pkt
301961	A1	3,4 g
301962	A3O	3,4 g
301963	Translucent	3,4 g
301964	WO	3,4 g

### Lisätuote

302240	Sekoituskärki	30 kpl
302241	Sekoitus- ja jatkokärki	15 kpl



### RELYX UNICEM

3M

Ainutlaatuinen itsesidostuva kemia takaa erittäin lujan sidoksen ilman etsausta, esikäsitteilyä ja erillistä sidostusta. RelyX Unicem -sementin värjäytyminen on erittäin vähäistä, joten se on esteettisesti pitkäikäinen. Kapseleissa. Lajitelmapakkaus sisältää: 24 x A2, 16 x translusentti, 10 x A3 opaque sekä 10 kpl jatkokanyyleita. Kokeilupakkaus sisältää: 10 x A2 universal, 6 x translusentti, 4 x A3 opaque.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71738	Lajitelma	1 pkt
71739	Kokeilupakkaus	1 pkt
71740	Translucent	50 kpl
71747	A1	20 kpl
71745	A2, universal	50 kpl
71742	A3, opaakki	50 kpl
<b>Lisätuote</b>		
06510	Jatkokanyyli	10 kpl

### RELYX UNICEM MAXI

3M

Ainutlaatuinen itsesidostuva kemia takaa erittäin lujan sidoksen ilman etsausta, esikäsitteilyä ja erillistä sidostusta. RelyX Unicem sementin värjäytyminen on erittäin vähäistä, joten se on esteettisesti pitkäikäinen. Maxi Cap -kapselissa 0,36 ml kun tavallisessa kapselissa on 0,1 ml materiaalia. Peruspakkaus sisältää: 10 x A2 universaali, 6 x läpikuultava, 4 x A3 opaakki kapselit sekä aktivaattori ja viejä.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
73843	Peruspakkaus	1 pkt
73874	Translucent	20 kpl
73855	A2, universal	20 kpl
73856	A3, opaakki	20 kpl

### BIFIX SE

VOCO

Kaksoiskovetteinen itsekiinnittyvä yhdistelmämuovipohjainen sementti. Ei etsausta, ei sidostamista. Lyhyt kovettumisaika suussa. Helppo poistaa ylimäärät.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32770	Peruspakkaus, 1784	3 x 5 g
32771	Universal, 1785	1 x 5 g + 5 kpl
32772	Transparent, 1786	5 g
32773	WO, 1787	5 g

### BIFIX QM

VOCO

Kaksoiskovetteinen universaali yhdistelmämuovipohjainen kiinnitysjärjestelmä. Pakkauksessa QuickMix ruisku 10 g, sekoituskärki tyyppi 11, intraoraalikärki tyyppi 4.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
18118	Transparent, 1219	10 g
71883	Universal, 1218	10 g

## ULTRACEM LASI-IONOMEERI

ULTRADENT

Helppokäyttöinen Speedmix ruisku. Resiini vahvistettu lasi-ionomeeri sementti. Ei vaadi sidostamista. Luovuttaa fluoria ja vähentää sensitiivisyyttä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37671	Ruisku	2 x 0,33 g



## KETAC-CEM MAXICAP

3M

Lasi-ionomeeri sementti Maxicap-kapselissa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89550	Kapseli	50 x 1,07 g

### Lisätuote

89576	Aktivaattori	1 kpl
06741	Viejä	1 kpl



## KETAC-CEM PLUS AUTOMIX

3M

Lasi-ionomeeri sementti automix-ruiskussa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38073	Kokeilupakkaus	8,5 g + 12 kpl
38074	Säästöpakkaus	3 x 8,5 g + 36 kpl

### Lisätuote

38075	Sekoituskärki	12 kpl
-------	---------------	--------



## KETAC-CEM APLICAP

3M

Fluoria luovuttava lasi-ionomeerisementti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88411	Kapseli	50 x 0,35 g



## KETAC-CEM

3M

Käsinsekoitettava lasi-ionomeeri sementti. Neste ja jauhe.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80615	Jauhe + neste	33 g + 12 ml



## RELYX LUTING -SEMENTTI

3M

Kemialliskovetteinen, muovivahvisteinen lasi-ionomeerisementti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35991	Jauhe	16 g
35992	Neste	9 ml



## ZIRCAD CEMENT

IVOCLAR VIVADENT

Radiopaakki, itsekovettava ja fluoria vapauttava resiinivahvistettu lasi-ionomeerisementti. Automix-ruiskussa, käsittely on helppoa ja nopeaa. Ylimäärien poisto on helppoa valokovetuksen ("tack-cure") jälkeen. Indikaatiot: metalliset inlayt, onlayt, kruunut ja sillat. Erittäin lujista materiaaleista valmistetut (esim. zirkoniumoksidi tai litiumdisilikaatti jne.) keraamiset inlayt, onlayt, kruunut ja sillat.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
303046	Automix	8,5 g



## FUJICEM 2 AUTOMIX

GC

Resiinivahvistettu lasi-ionomeeri kiinnityssementti automix ruiskussa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37789	Automix	2 x 13,3 g + 44 kpl
88974	Automix, refill	2 x 13,3 g



## FUJI PLUS

GC

Resiinivahvistettu lasi-ionomeeri kiinnityssementti. Peruspakkauksessa jauhe 15 g, neste 7 ml, Conditioner 6,5 ml sekä tarvikkeet. Kapselissa olevalla materiaalilla pitkä työskentelyaika.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82106	Peruspakkaus, A3, jauhe + neste	15 g + 7 + 6,5 ml
80575	Neste	7 ml
03793	Jauhe (EWT)	15 g
82155	A3, kapseli	50 kpl
83205	Keltainen, kapseli	50 kpl
80576	Conditioner, pullo	6,5 ml



## FUJI TYPE I

GC

Lasi-ionomeeri kiinnityssementti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88352	Jauhe+ neste, nro 3, light yellow	35+25 g
86383	Jauhe, nro 3, light yellow	35 g
86387	Neste, nro 3, light yellow	25 g
88035	Kapseli	50 kpl



## SEMENTTI AQUA CEM

DENTSPLY SIRONA

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34220	Jauhe	30 g



## MERON PLUS

VOCO

Resiivivahvisteinen lasi-ionomeeri kiinnityssementti. Meron Plus -sementillä korkea adheesio perinteisiin lasi-ionomeerisementteihin verrattuna.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30968	Meron Plus	50 kpl
30969	Meron Plus	150 kpl



## MERON

VOCO

Röntgenopaakki lasi-ionomeeri kiinnityssementti. Luovuttaa fluoria jatkuvasti, ei jälkiherkkyyttä. Erittäin läpikuultava. Kapselit aktivoidaan ilman aktivaattoria.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38215	Kapseli, 1242	50 x 0,42 g



## ULTRATEMP REGULAR

ULTRADENT

Väliaikainen polykarbonaatti sementointi- ja täytemateriaali. Käytetään väliaikaisten kruunujen, inlayden ja pienten väliaikaisten täytteiden sementoinnissa. Kovettumisaika 4–5 minuuttia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36610	Automix	5 ml



### RELYX TEMP NE

3M

Eugenoliton väliaikainen sementti.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
04927	Jauhe + neste	36 + 16 g





## TEMPOSIL 2

COLTENE

Eugenoliton väliaikainen sementti.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
05970	Tuplaruisku, valkoinen	2 x 5 ml
05971	Tuplaruisku, valkoinen, tuplapakkaus	4 x 5 ml
<b>Lisätuote</b>		
05972	Sekoituskärki	40 kpl



## DUO TEMP

COLTENE

Kaksoiskovetteinen väliaikainen sementti.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
06049	Väliaikainen sementti	5 g



## TELIO CS LINK

IVOCLAR VIVADENT

Eugenolivapaa, huippusteettinen sementti väliaikaisratkaisujen sementointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
35434	Transparent	2 x 6 g
38968	Sekoituskärki	15 kpl



## FREEGENOL

GC

Väliaikainen kiinnityssementti. Eugenoliton. Pakkauksessa base 55 g, accelerator 20 g, cleaner-puhdistusaine 2,5 ml sekä tarvikkeet.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
81383	Tuubi	5 + 20 + 2 g



## TEMPBOND NE

KAVO KERR

Käsinsekoitettava sinkkioksidi sementti tuubeissa: Base (50 g) ja accelerator (15 g).

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
86316	Tuubi	50 + 15 g



## TEMPBOND EUGENOLI

KAVO KERR

Sinkkieugenoli sementti tuubeissa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39803	Tuubi	50 g + 15 g
86317	Modifier, pullo	13 g



## TEMPBOND AUTOMIX

KAVO KERR

Sinkkieugenoli sementti automixruiskussa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
09662	Original, automix	2 x 11,8 g
33828	Clear, automix	6 g + 10 kpl
90356	Ne, automix	2 x 11,8 g
<i>Lisätuote</i>		
09685	Sekoituskärjet	50 kpl



## NOBETEC

NORDISKA DENTAL

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
73179	Neste	20 ml
73180	Jauhe	100 g



## BIFIX TEMP QM

VOCO

Kaksoiskovetteinen väliaikainen sementti. Ohut filminpaksuus. Kovettuu kemiallisesti 4 minuutissa. Sekoituskärjet, tyyppi 9.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31085	Ruisku, 1055	5 ml



## PROVICOL QM

VOCO

Eugenoliton väliaikainen kiinnityssementti kalsiumhydroksidilla. Ohut filmin paksuus takaa hyvän istuvuuden. Set 1099 -pakkauksessa 2 x Provicol QM ja 1 x Provicol QM Plus.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32267	Ruisku, Set 1099	3 x 5 ml
32266	Ruisku, QM Plus, 1098	5 ml
71879	Ruisku, QM, 1074	5 ml



**PROVICOL**

VOCO

Eugenoliton väliaikainen kiinnityssementti, sisältää kalsiumhydroksidia.  
Käsisekoitteinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
06045	Tuubi, 1075	25 g + 25 g

**SEKOITUSKÄRJET TOP DENT**

TOP DENT

Eugenoliton väliaikainen kiinnityssementti, sisältää kalsiumhydroksidia.  
Käsisekoitteinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
35884	Ruskea, sementeille	50 kpl
39240	Ruskea, endokärki, sementeille	50 kpl
35886	Ruskea, intraoraalikärki, sementeille	50 kpl

**SEKOITUSKÄRJET TOP DENT ACTIVA**

TOP DENT

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
37316	Automix-sekoituskärki	20 kpl
37315	Kaksoisruiskun viejä	1 kpl

**AUTOMIX-KÄRKI**

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
06964	Lyhyt, fine, 6759	40 kpl



## TEMPOSIL 2 SEKOITUSKÄRKI

COLTENE

tuotenumero	tuotenimi	pakkausko
05972	Sekoituskärki	40 kpl



## SEKOITUSKÄRKI FUJICEM 2 SL

GC

tuotenumero	tuotenimi	pakkausko
37334	Sekoituskärki	20 kpl
37335	Sekoituskärki, endo	20 kpl



## SEKOITUSKÄRKI GC AUTOMIX

GC

GC Automix-sekoituskärki, Regular/Endo. Sopii esimerkiksi G-Cem One sementille.

tuotenumero	tuotenimi	pakkausko
303089	Sekoituskärki	10 kpl
303090	Sekoituskärki, endo	10 kpl



## BISCER-SEKOITUSKÄRKI

BISCO

30 kpl sekoituskärkiä. Käy seuraaville: BisCem, Duo-Link, C&B, BisFil 2B, Resinomer.

tuotenumero	tuotenimi	pakkausko
09597	Sekoituskärki	30 kpl



## BISCER SEKOITUSKÄRKI / VIENTIKÄRKI

BISCO

30 kpl sekoitus- ja vientikärkiä. Käy seuraaville: BisCem, Duo-Link, C&B, BisFil 2B, Resinomer.

tuotenumero	tuotenimi	pakkausko
09610	Sekoitus/vientikärki	30+30 kpl



## MULTILINK AUTOMIX SEKOITUSKÄRKI ENDO

IVOCLAR VIVADENT

tuotenumero	tuotenimi	pakkausko
30380	Sekoituskärki + endokärki	5 kpl



**SEKOITUSKÄRKI MUSTA/LIME**

IVOCLAR VIVADENT

Sekoituskärki mustalla kannalla ja vihreillä kierteillä. Sopii Multilink Automix, Telio CS Link, Telio CS Cem Implant, Multilink Hybrid Abutment, Variolink Esthetic sekä speedCem Plus -tuotteille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38968	Sekoituskärki musta/lime	15 kpl

**SMARTCEM2-SEKOITUSKÄRJET**

DENTSPLY SIRONA

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30234	Sekoituskärki	50 kpl

**ICEM-SEKOITUSKÄRKI**

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30422	Sekoituskärki	50 kpl

**SEKOITUSKÄRKI 2194 TYYPPI 14**

VOCO

Sekoituskärki sopii Bifix SE, Perfect Bleach Office+. Ruskea.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32774	Sekoituskärki, 2194, tyyppi 14	50 kpl

**SEKOITUSKÄRKI 2195 TYYPPI 15**

VOCO

Sekoituskärki sopii Bifix SE, Perfect Bleach Office+. Mukana intraoraalikärki, tyyppi 1. Ruskea.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32775	Sekoituskärki, 2195, tyyppi 15	50 kpl

**SEKOITUSKÄRKI 2191 TYYPPI 11**

VOCO

Sekoituskärki sopii Rebilda DC QM, Bifix QM, Grandio Core Dual cure. Ruskea.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34355	Sekoituskärki, 2191, tyyppi 11	50 kpl



## MAXCEM ELITE -SEKOITUSKÄRJET

KAVO KERR

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
34608	Sekoituskärki + intraoraalikärki	10 + 10 kpl
34607	Sekoituskärki	50 kpl
34609	Sekoituskärki + endokärki	10 + 10 kpl



## RELYX UNICEM 2 -SEKOITUSKÄRKI

3M

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
35016	Sekoituskärki	30 kpl
36549	Sekoituskärki iso + endokärki	15 + 15 kpl
36550	Sekoituskärki iso + intraoraalikärki	15 + 15 kpl



## RELYX UNICEM -JATKOKANYYLI

3M

Kapseliin laitettava jatkokanyyli.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
06510	Jatkokanyyli	10 kpl



## RELYX ULTIMATE SEKOITUSKÄRKI

3M

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
36628	Sekoituskärki	30 kpl
36629	Sekoituskärki + endokärki	10 + 10kpl
36630	Sekoituskärki + intraoraalikärki	10 + 10kpl



## KETAC-CEM-SEKOITUSKÄRKI

3M ESPE

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
38075	Sekoituskärki	12 kpl



## BISCER JUURIKANAVA-SEKOITUSKÄRKI

BISCO

30 kpl sekoitus- ja vientikärkiä juurikanavaan (kapea kärki).  
Käy seuraaville: BisCem, Duo-Link, C&B, BisFil 2B, Resinomer.

tuotenumero	tuotenimi	pakkauskoko
59621	Sekoituskärki + endokärki	30 + 30 kpl



## KAKSOISRUISKUNVIEJÄ QM

VOCO

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31086	Kaksoisruiskunviejä	1 kpl



## SEKOITUSKÄRKI 2189 TYYPPI 10

VOCO

Sekoituskärki sopii Provicol QM, Structur 2 QM, Structur 3, Structur Premium QM, Quick Up, Ruskea.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71880	Sekoituskärki, 2189, tyyppi 10	50 kpl



## SEKOITUSKÄRKI 2192 TYYPPI 12

VOCO

Sekoituskärki sopii Rebilda DC, Rebilda SC. Vaaleansininen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
73538	Sekoituskärki, 2194, tyyppi 12	50 kpl



## REBILDA-INTRAORAALIKÄRKI

VOCO

Intraoraalikärki tyyppi 1. Sopii Rebilda DC QM sekoitusruiskuun, Bifix SE, Bifix QM.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
73534	Intraoraalikärki	50 kpl



## ZIRCAD-VIENTIKÄRKI

IVOCLAR VIVADENT

Sekoituskärki ZirCad sementille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
303047	Sekoituskärki	12 kpl



## SEMENTTI NX3 SEKOITUSKÄRKI

KAVO KERR

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
90358	Sekoituskärki	50 kpl

## PANAVIA F2.0 OXYGARD II SEKOITUSKÄRKI

KURARAY

Kertakäyttöinen vientikärki Panavia F 2.0 Oxygard II geelille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
303116	Sekoituskärki	20 kpl

## VISCOSTAT CLEAR

ULTRADENT

25 % alumiinikloridigeeli, pH n. 1. Pysäyttää vähäisen vuodon esteettisellä alueella. Patentoitu kudostäydällinen piikoostumus eliminoi väliaikaisesti vähäisen vuodon saaden aikaan kollageenin turpoamisen kapillaarien päissä ja sulkien näin kapillaarit. Hyytymää ei muodostu eikä hemostaasijäämä tartu preparointiin, mikä on erityisen tärkeää esteettisellä alueella. Ei värjäjä. Huuhtoutuu helposti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
11565	Ruisku	30 ml



## VISCOSTAT

ULTRADENT

20 % rautasulfaattiliuos, pH n. 1. Sopii monenlaisiin hammas- ja suukirurgisiin toimenpiteisiin pinnallisen kapillaarivuodon tyrehtyttämiseen. Pysäyttää vuodon muutamassa sekunnissa. Voidaan myös käyttää ientaskunestekontaminaation aiheuttaman vuodon estämisessä suoran sidostamisen aikana. Kastele Ultrapak-lanka hemostaasiliuokseen ja eristä kudokset ja huuhtele sitten sitten voimakkaalla ilma/vesi-suihkulla. Peruspakkaus sisältää 20 kpl Metal Dento Infusor -kärkiä sekä 20 kpl tyhjiä 1,2 ml ruiskuja. Minikit-pakkaus sisältää 2 x 1,2 ml ViscoStat-geeliä ja 4 kpl Infusor-vientikärkiä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85530	Ruisku	30 ml + 20 + 20 kpl
31127	Minikit	1 pkt
86795	Ruisku	30 ml



## ASTRINGEDENT X

ULTRADENT

12,7 % rautasulfaatti hankaliin vuotoihin. Käytetään silloin, kun tarvitaan tehokkaampaa hemostaasia ja, kun hyvän hemostaasin saavuttaminen voi olla haasteellisempaa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
11566	Ruisku	30 ml





**ASTRINGEDENT**

ULTRADENT

15,5 % rautasulfaatti. Pysäyttää vuodon muutamassa sekunnissa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82821	Ruisku	30 ml

**ASTRINGEDENT RUISKU**

ULTRADENT

Leuer Lock-kierteet pitävät kärjet tiukasti paikoillaan. Tarkoitettu intraoraaliseen käyttöön. Pyöristetyt reunat ja muodot.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82889	Ruisku, tyhjä	100 kpl

**ASTRINGEDENT-TAHRANPOISTOAINE**

ULTRADENT

Tarkoitettu poistamaan ViscoStat- ja Astringedent tahrat, jotka eivät lähde vaatteista saippualla ja vedellä. Sopii mainiosti myös hikintahrojen poistamiseen vaatteista. Ei intraoraaliseen käyttöön.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37731	Pullo	30 ml

**BLUE MINI DENTO INFUSOR -KÄRKI**

ULTRADENT

Mahdollistaa pisaran kokoisen annostelun. Sopii ihanteellisesti seuraavien kanssa: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat Regular, Wintermint ja Clear.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34782	Kärki	100 kpl

**DENTO-INFUSOR ANNOSTELUKÄRKI**

ULTRADENT

Dento-infusor kärkeä käytetään hemostaasituotteiden vientiin ja annosteluun ikenelle. Harjakset ja paine tehostavat hemostaasiaineen vaikutusta ja verenvuoto tyrehtyy tehokkaammin. Sopii käytettäväksi tuotteiden: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat Regular, Wintermint ja Clear.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82890	Kärki	20 kpl
34778	Kärki	100 kpl



## ULTRAPAK-IENLANKA

ULTRADENT

Avaa nopeasti ientaskun. Helppo hallita ja asentaa. Ei tartu poriin tai instrumentteihin. Valmistettu 100 % puuvillasta. Lajitelmopakkauksessa yksi kappale kutakin lankakokoa; 00, 0, 1 ja 2 sekä Ultrapak-teline.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
82822	Lajitelma	1 pkt
85554	Musta, 000	1 kpl
87254	Keltainen, 00	1 kpl
82823	Lila, 0	1 kpl
82824	Sininen, 1	1 kpl
82825	Vihreä, 2	1 kpl
82826	Punainen, 3	1 kpl



## IENLANKA

ALAN

Neulottu ienlanka 100 % puuvillaa ø 0,55 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
39595	Punainen, 0, extra fine	300 cm
39596	Lila, 1, fine	300 cm
39597	Medium, 2, sininen	300 cm



## EXPASYL

ACTEON

Langaton ja kivuton ienretraktio. Hemostaattinen. Mini Kit -pakkauksessa 6 x 1 g, 12 x suora vientikärki, 1 x applikaattori (kestää autoklavoinnin). Voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
36971	Mini Kit	1 pkt
36972	Refilli, iso	20 x 1 g
<b>Lisätuote</b>		
36975	Applikointikärki, suora	40 kpl
36976	Applikointikärki, suora	100 kpl
36977	Applikointikärki, taivutettu	40 kpl
36978	Applikointikärki, taivutettu	100 kpl



## ASTRINGENT 15 %

3M

15 % alumiinikloridipohjainen hemostaasiaine.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
37156	Kapseli	25 x 0,3 g
37157	Kapseli	100 x 0,3 g



## RETRAXIL

KULZER

Astringentti pasta ientaskun tehokkaaseen tilapäiseen laajentamiseen ja kuivaukseen. Sisältää alumiinikloridia. Autoklavoitavan Twisted Aidin avulla vientikärjen kiristäminen ja irrottaminen on kätevää ja helppoa. Aloituspakkaus sisältää 4 kpl Retraxil-ruisku 1 g, 20 kpl vientikärkiä, 2 kpl Twisted Aid.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302966	Starter pack	1 pkt



## RETRACTION PASTE

VOCO

Astringentti pasta ientaskun tehokkaaseen tilapäiseen laajentamiseen ja kuivaukseen. Ohut ja joustava kärki. Vaihtuva viskositeetti – pastan koostumus muuttuu aplikoinnin ja ientaskun laajennuksen aikana. 15 % alumiinikloridi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302658	Kapseli	25 x 0,3g



## COMPRECAP

COLTENE

Kompressiopala. Käytetään ienlangan tai Magic Foam Cord-materiaalin painamiseen ientaskuun. Ienlangan tai Magic Foam Cordin annostelun jälkeen asetetaan Comprecap hammaspilarin päälle ja painetaan. Potilas pitää hampaat yhteenpurtuina 3–5 minuuttia, jonka jälkeen Comprecap poistetaan yhdessä ienlangan tai Magic Foam Cordin kanssa. Koko 1 inkisiiveille, koko 3 premolaareille, koko 5 molaareille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35558	Koko 1	120 kpl
94149	Anatomic, koko 1	120 kpl
64119	Anatomic, koko 5	60 kpl
64149	Anatomic, koko 3	120 kpl
33855	Anatomic, lajitelma	120 kpl



## IENLANKA STAY-PUT

ROEKO

Punottu ienlanka, jossa ohut kuparimetallilanka sisällä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
05975	X-fine, 0	183 cm
85817	Fine, 1	183 cm
85858	Medium 2	183 cm
85860	Large 3	183 cm



## GELATAMP-HEMOSTAASIPALA

ROEKO

5 % hopeakolloidi-gelatiinisieni poistokuoppien ja haavaonteloiden hoitoon. Liukenee täydellisesti 4 viikon aikana. On sekä hemostaattinen että bakteerisidinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
72735	Purkki	20 kpl
32198	Blister-pakkaus	20 kpl



## IENLANKA GINGIBRAID+

DUX

Osa langoista kyllästetty alumiini-kalsiumsulfaatilla.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33901	0n	183 cm
04912	1n	183 cm
04913	2n	183 cm
04914	3n	183 cm
04915	1a, kyllästetty	183 cm
04916	2a, kyllästetty	183 cm
04917	3a, kyllästetty	183 cm



## ULTRAPACKER

ULTRADENT

Ohut, sahalaitainen, normaali pakkausinstrumentti 45 asteen kulmassa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84962	Pakkaaja	1 kpl



## IENLANGANPAKKAAJA ULTRAPAK PACKERS PIENI

ULTRADENT

Ohut, sahalaitainen ienlangan pakkausinstrumentti 45° tai 90° kulmassa varteen nähden.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37395	Pakkaaja, 45°	1 kpl
37386	Pakkaaja, 90°	1 kpl



## IENLANGANPAKKAAJA

MA DENTAL

Instrumentti ienlangan pakkaamiseen ientaskuun. Ergonominen silikonivarsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39062	490-491, 2.0 mm	1 kpl
301382	492-493, 2.6 mm	1 kpl



**IENLANGANPAKKAAJA 2,0 MM**

LM DENTAL

Nokkela kärkitaivutus helpottaa hampaan ympäri pääsyä ja mahdollistaa myös ienlangan pakkaamisen pystysuorin liikkein. Si = Sininen ErgoNorm varsi ja Xsi = Sininen ErgoMax varsi. Es = Sininen ErgoSense-varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03169	490-491 Si	1 kpl
03170	490-491 XSi	1 kpl
32426	490-491 ES	1 kpl

**IENLANGANPAKKAAJA 2,6 MM**

LM DENTAL

Nokkela kärkitaivutus helpottaa hampaan ympäri pääsyä ja mahdollistaa myös ienlangan pakkaamisen pystysuorin liikkein. Si = Sininen ErgoNorm varsi ja Xsi = Sininen ErgoMax varsi. Es = Sininen ErgoSense-varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03171	492-493 Si	1 kpl
03172	492-493 XSi	1 kpl
32427	492-493 ES	1 kpl

**PIC-N-STIC -LIIMATIKKU**

PULPDENT

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30750	Liimatikku	4 x 15 kpl

**STIK-N-PLACE -TIKKU**

DIRECTA

Liimatikku, jota voidaan käyttää esimerkiksi hammaskorujen, laminaattien ym. kiinnityksen yhteydessä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39813	Liimatikku	50 kpl

**LIIMATIKKU OPTRASTICK**

IVOCLAR VIVADENT

OptraStick -liimatikun avulla voidaan kiinnittää ja asettaa helposti paikoilleen pieniä esineitä, esimerkiksi hammaskoruja ja laminaatteja. Liimatikussa on taipuva kärkiosa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30298	Liimatikku	48 kpl



## VARIOLINK LIQUID STRIP

IVOCLAR VIVADENT

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86928	Liquid Strip	2,5g



## COLTOPRESS TUUBIPURISTIN

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
83596	Puristin	1 kpl



## GRANDIO SO INLAY

VOCO

Vastaanotolla tapahtuvaan yhdistelmämuovi-inlayn valmistamiseen tarkoitettu setti. Pakkauksessa silikonipatruuna 3 x 50 ml, GrandioSO Caps 15 x 0,25 g (5 x A2, A3 ja A3,5), Futurabond DC Single Dose 15 kpl, Bifix QM QuickMix -ruisku 10 g Universal, Dimanto Set

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37185	System Kit	1 pkt




## EDELWEISS VENEER -YHDISTELMÄMUOVILAMINAATIT

### EDELWEISS

Ainutlaatuinen lasersintrattu yhdistelmämuovilaminaatti. Lasersintraus tekee laminaatin pintaan keramiaan verrattavan kiillon ja erittäin kestävä. Ei tarvita hampaan preparointia ja laminaatit voidaan kiinnittää yhdellä hoitokerralla. Starter veneer -pakkaus sisältää: 20 x veneer (koot S,M ja L), 25 x Edelweiss nanohybridiyhdistelmämuovi dentin, 5 x Edelweiss nanohybridiyhdistelmämuovi enamel, 1 x Edelweiss-sidosaine, 1 x Edelweiss naohybridi flow, 2 x Edelweiss efektiiväri (opaque ja blue), värimalli, kokomali ja vientikärjet flow-muoville. Veneer-lajitelmapakkaukset S, M ja L sisältävät laminaatit 13–23 (6 kpl).

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
31658	Starter kit	1 pkt
32125	Veneer 11, XS	1 kpl
31750	Veneer 11, S	1 kpl
31751	Veneer 11, M	1 kpl
31752	Veneer 11, L	1 kpl
32126	Veneer 12, XS	1 kpl
31753	Veneer 12, S	1 kpl
31754	Veneer 12, M	1 kpl
31755	Veneer 12, L	1 kpl
32127	Veneer 13, XS	1 kpl
31756	Veneer 13, S	1 kpl
31757	Veneer 13, M	1 kpl
31758	Veneer 13, L	1 kpl
31759	Veneer 14, S	1 kpl
31760	Veneer 14, M	1 kpl
31761	Veneer 14, L	1 kpl
31762	Veneer 15, S	1 kpl
31763	Veneer 15, M	1 kpl
31764	Veneer 15, L	1 kpl
32128	Veneer 21, XS	1 kpl
31765	Veneer 21, S	1 kpl
31766	Veneer 21, M	1 kpl
31767	Veneer 21, L	1 kpl
32129	Veneer 22, XS	1 kpl
31768	Veneer 22, S	1 kpl
31769	Veneer 22, M	1 kpl
31770	Veneer 22, L	1 kpl
32130	Veneer 23, XS	1 kpl
31771	Veneer 23, S	1 kpl
31772	Veneer 23, M	1 kpl
31773	Veneer 23, L	1 kpl
31774	Veneer 24, S	1 kpl
31775	Veneer 24, M	1 kpl
31776	Veneer 24, L	1 kpl
31777	Veneer 25, S	1 kpl
31778	Veneer 25, M	1 kpl
31779	Veneer 25, L	1 kpl
31780	Veneer 31, S	1 kpl
31781	Veneer 31, M	1 kpl
31782	Veneer 32, S	1 kpl
31783	Veneer 32, M	1 kpl
31784	Veneer 33, S	1 kpl
31785	Veneer 33, M	1 kpl
31786	Veneer 34, S	1 kpl
31787	Veneer 34, M	1 kpl
31788	Veneer 35, S	1 kpl



tuotenro	tuotenimi	pakkausko
31789	Veneer 35, M	1 kpl
31790	Veneer 41, S	1 kpl
31791	Veneer 41, M	1 kpl
31792	Veneer 42, S	1 kpl
31793	Veneer 42, M	1 kpl
31794	Veneer 43, S	1 kpl
31795	Veneer 43, M	1 kpl
31796	Veneer 44, S	1 kpl
31797	Veneer 44, M	1 kpl
31798	Veneer 45, S	1 kpl
31799	Veneer 45, M	1 kpl
31800	Nanohybrid flow	1,5 g
31801	Nanohybrid Ao	15 x 0,3 g
31802	Nanohybrid A1	15 x 0,3 g
31803	Nanohybrid A2	15 x 0,3 g
31804	Nanohybrid A3	15 x 0,3 g
31805	Nanohybrid A3,5	15 x 0,3 g
31806	Nanohybrid enamel	10 x 0,3 g
31807	Veneer bond	5 ml
32117	Veneer lajitelma, 13-23 XS	1 pkt
31820	Veneer lajitelma, 13-23 S	1 pkt
31821	Veneer lajitelma, 13-23 M	1 pkt
31822	Veneer lajitelma, 13-23 L	1 pkt
30890	Veneer lajitelma, 43-33 S	1 pkt
33057	Koonmäärittäkartta	1 kpl

## OcclusionVD

EDELWEISS

Lasersintrattu ja kiillotettu yhdistelmämuovilaminaatti okklusaalipinnalle. Veneer & OcclusionVD -pakkaus sisältää 36 x Veneer (koot S, M ja L), 48 x Occlusion (koot S, M ja L), 25 x Edelweiss nanohybridi muovi (sävyt Dentin AO, A1, A2, A3, A3.5), 5 x Edelweiss nanohybridimuovi Enamel, 1 x Edelweiss nanohybridi Flow, 2 x effect shades (opaque white ja effect blue), 1 x Edelweiss Bond, värimalli, kokomalli, vientikärjet flow:lle sekä käyttöohjeet. OcclusionVD Starter -pakkauksessa on 32 x Occlusion VD (koot S ja M ylä, sekä S ja M ala), 25 x Edelweiss nanohybridimuovi dentin shade, 5 x Edelweiss nanohybridi muovi enamel shade, 1 x Edelweiss nanohybridi flow, 1 x Edelweiss bond, värimalli, kokomalli, vientikärjet flow:lle, käyttöohjeet.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
33025	Veneer & OcclusionVD Toolbox	1 pkt
33496	OcclusionVD Starter kit	1 pkt
33081	OcclusionVD, 14 S	1 kpl
33082	OcclusionVD, 14 M	1 kpl
33083	OcclusionVD, 14 L	1 kpl
33084	OcclusionVD, 15 S	1 kpl
33085	OcclusionVD, 15 M	1 kpl
33086	OcclusionVD, 15 L	1 kpl
33087	OcclusionVD, 16 S	1 kpl
33088	OcclusionVD, 16 M	1 kpl
33089	OcclusionVD, 16 L	1 kpl
33090	OcclusionVD, 17 S	1 kpl
33091	OcclusionVD, 17 M	1 kpl
33092	OcclusionVD, 17 L	1 kpl
33093	OcclusionVD, 24 S	1 kpl
33094	OcclusionVD, 24 M	1 kpl
33095	OcclusionVD, 24 L	1 kpl
33096	OcclusionVD, 25 S	1 kpl
33097	OcclusionVD, 25 M	1 kpl
33098	OcclusionVD, 25 L	1 kpl
33099	OcclusionVD, 26 S	1 kpl
33100	OcclusionVD, 26 M	1 kpl
33101	OcclusionVD, 26 L	1 kpl
33102	OcclusionVD, 27 S	1 kpl
33103	OcclusionVD, 27 M	1 kpl
33104	OcclusionVD, 27 L	1 kpl
33105	OcclusionVD, 34 S	1 kpl
33106	OcclusionVD, 34 M	1 kpl
33107	OcclusionVD, 34 L	1 kpl
33108	OcclusionVD, 35 S	1 kpl
33109	OcclusionVD, 35 M	1 kpl
33110	OcclusionVD, 35 L	1 kpl
33111	OcclusionVD, 36 S	1 kpl
33112	OcclusionVD, 36 M	1 kpl
33113	OcclusionVD, 36 L	1 kpl
33114	OcclusionVD, 37 S	1 kpl
33115	OcclusionVD, 37 M	1 kpl
33116	OcclusionVD, 37 L	1 kpl
33117	OcclusionVD, 44 S	1 kpl
33118	OcclusionVD, 44 M	1 kpl
33119	OcclusionVD, 44 L	1 kpl
33120	OcclusionVD, 45 S	1 kpl



tuotenro	tuotenimi	pakkausko
33121	OcclusionVD, 45 M	1 kpl
33122	OcclusionVD, 45 L	1 kpl
33123	OcclusionVD, 46 S	1 kpl
33124	OcclusionVD, 46 M	1 kpl
33125	OcclusionVD, 46 L	1 kpl
33126	OcclusionVD, 47 S	1 kpl
33127	OcclusionVD, 47 M	1 kpl
33128	OcclusionVD, 47 L	1 kpl
33063	OcclusionVD lajitelma, 17-27 S	1 pkt
33064	OcclusionVD lajitelma, 17-27 M	1 pkt
33065	OcclusionVD lajitelma, 17-27 L	1 pkt
33066	OcclusionVD lajitelma, 47-37 S	1 pkt
33067	OcclusionVD lajitelma, 47-37 M	1 pkt
33068	OcclusionVD lajitelma, 47-37 L	1 pkt
33069	OcclusionVD lajitelma, 14-17 S	1 pkt
33070	OcclusionVD lajitelma, 14-17 M	1 pkt
33071	OcclusionVD lajitelma, 14-17 L	1 pkt
33072	OcclusionVD lajitelma, 24-27 S	1 pkt
33073	OcclusionVD lajitelma, 24-27 M	1 pkt
33074	OcclusionVD lajitelma, 24-27 L	1 pkt
33075	OcclusionVD lajitelma, 34-37 S	1 pkt
33076	OcclusionVD lajitelma, 34-37 M	1 pkt
33077	OcclusionVD lajitelma, 34-37 L	1 pkt
33078	OcclusionVD lajitelma, 44-47 S	1 pkt
33079	OcclusionVD lajitelma, 44-47 M	1 pkt
33080	OcclusionVD lajitelma, 44-47 L	1 pkt
33058	Koonmäärityskartta	1 kpl



**LAASTAIN JÄLJENNÖSAINEILLE**

CARL MARTIN

Ruostumatonta terästä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82523	Laastain, metallia	1 kpl

**LAASTAIN ALGINAATILLE**

CARL MARTIN

Ruostumatonta terästä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84838	Laastain, metallia	1 kpl

**LAASTAIN ALGINAATILLE**

LARIDENT

Muovinen laastain alginaatin sekoittamiseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37001	pinkki	1 kpl
37003	lime	1 kpl
37004	valk	1 kpl
37005	sininen	1 kpl

**SEKOITUSKUPPI ALGINAATILLE / KIPSILLE**

LARIDENT

Joustava sekoituskuppi alginaatin ja kipsin sekoittamiseen.

Koko S: halkaisija 11 cm, korkeus 7,5 cm.

Koko M: halkaisija 12,5 cm, korkeus 9 cm.

Koko L: halkaisija 14 cm, korkeus 11,2 cm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37006	S	1 kpl
37007	M	1 kpl
37008	L	1 kpl

**SEKOITUSKUPPI ALGINAATILLE**

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80569	Valkoinen, pehmeä	1 kpl



## LAASTAIN JÄLJENNÖSAINEILLE

COLTENE

Metallia, muovinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82517	Laastain	1 kpl



## LAASTAIN ALGINAATILLE

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84474	Laastain, muovia	1 kpl



## LAASTAIN JÄLJENNÖSAINEILLE

KULZER

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88342	Laastain, metallia	1 kpl



## MIRABOL SEKOITUSKULHO ALGINAATILLE

H&W

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38077	Kulho, nro 1	1 kpl



## VÄRITIKKU HYDENT STICKS

PASCAL COMPANY

Hydent -väritikut korottavien kohtien sekä painokohtien määrittämiseen proteesista. Erittäin tarkka ja helppokäyttöinen. Taivutettavan varren ansiosta sopii hyvin myös vaikeapääsuisille alueille. Väritikun harjaosa on valmistettu nylonista ja se sisältää vesiliukoista, violettiä väriä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302373	Väritikku	100 kpl



## FOLIOATULAT TOP DENT

TOP DENT

Suora, pituus 15 cm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35008	Folioatula 650, suora, 15 cm	1 kpl



## FOLIOATULA KAAREVA

CARL MARTIN

15 cm. Kaareva.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03227	Kaareva	1 kpl



## FOLIOATULA SUORA

CARL MARTIN

Miller. 15 cm. Suora.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87981	Suora	1 kpl



## FOLIOATULA MILLER

MA DENTAL

Pituus 16 cm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
310197	Kaareva	1 kpl
310198	Suora	1 kpl



## FRAC FINDER

DIRECTA

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37186	Sininen	1 kpl



## FRACTURE DETECTOR

PREMIUM PLUS

Nopeaan ja tarkkaan halkeamien paikantamiseen. Voidaan käyttää kruunu- ja siltaistutuksissa. Täysin autoklavoitava 134°.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
306998	Sininen	1 kpl



## LAAKAPIHTI 1309

CARL MARTIN

14 cm. Rihlattu kärki.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
06201	Pihti, 1309, rihlattu kärki	1 kpl



## SAKSET KRUUNU

CARL MARTIN

10,5 cm. Käyrät.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85206	Sakset, käyrät	1 kpl



## SAKSET KRUUNU KÄYRÄ

MA DENTAL

Kruunusakset hammashoidon proteettisiin ja korjaaviin toimenpiteisiin (mm. teräskruunut, matriisinauhut, kofferdam -materiaalit). Pituus 13 cm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
303152	Sakset, käyrät	1 kpl
310192	Sakset, suora	1 kpl



## TÄYTTEEN POISTAJA

MA DENTAL

Instrumentti väliaikaisten täytteiden ja kruunujen poistoon sekä siltojen irrottamiseen sovituksen yhteydessä. Ergonominen silikonivarsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302623	764-766	1 kpl



## KRUUNUN IRROTTAJA

CARL MARTIN

Universal.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31320	Irrottaja	1 kpl
82657	Irrottaja	1 kpl



## KRUUNUNIRROITAJAPIHTI

GC

Väliaikaisten kruunujen ja siltojen poistoon. Vaihdeettavat kumitassut. Pakkauksessa pihdit, 50 kpl kumityynyjä sekä kiinnitys jauhe 4 g.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03382	Irrottajapihti	1 kpl

## KRUUNUNIRROTTAJA 1165/1

CARL MARTIN

Keraamisille ja muovisille kruunuille ja silloille pehmeillä muovitassuilla yläleukaan.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30733	Irrottajapihdit	1 kpl

## SAKSET KRUUNU

3M ESPE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31315	Sakset, käyrät	1 kpl



## PAKSUUSMITTA IWANSON

MA DENTAL

Iwanson -paksuusmitta metallin ja posliinin tarkkaan mittaamiseen. Terävät kärjet. Mitta-asteikko: 0-10 mm.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
303426	Iwanson	1 kpl

## DENTO-PREP-HIEKKAPUHALLIN

RÖNVIG

Hiekkapuhallin, jota käytetään alumiinioksidijauheen kanssa. Kärki kääntyy 360 astetta. Voidaan käyttää sekä intra- että ekstraoraalisesti. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Turbiiniliittimeen. Liitinsarja 6 mm ilmaletkuun. Dentoprep-telineen materiaali hiekkapuhaltimelle on lämmönkestävää polymeriä. Puhdistus: instrumenttipesukone ja autoklavointi, max 135 °C.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
02973	Puhallin	1 kpl
02975	Alumiinioksidi	1 kg
02979	Liitin, Kavo	1 kpl
302983	Liitin, W&H	1 kpl
02980	Liitinsarja	1 + 1 kpl
39359	Spraykärki	1 kpl
31449	Teline hiekkapuhaltimelle	1 kpl

## EVERSTICK ALOITUSPAKKAUS

GC

Aloituspakkauksessa: 8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPerio, 30 cm<sup>2</sup> everStickNet, 5 x everStickPost Ø1.2, StickResin pullo 5 ml, G-aenial Universal Flo A2 ruisku 2 ml, StickRefix D silikoni-instrumentti, 1 StickStepper, 1 StickCarrier. Säilyy 6 kk avattuna ja 2 vuotta avaamattomana.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
01932	Aloituspakkaus	1 kpl



## EVERSTICK PERIO

GC

Lasikuitulujite parodontologiseen kiskotukseen. Esikyllästetty yksisuuntainen lasikuitu.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34364	Perio	8 cm
73633	Perio	2 x 12 cm



## EVERSTICK ORTHO

GC

Lasikuitulujite esteettiseen ortodonttiseen retentioon. Helppo asentaa suoraan hampaalle. Pakkauksessa 2 x 12 cm kuitunippu.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80909	Ortho	2 x 12 cm



## EVERSTICK-KUITUKANGAS

GC

Lasikuitulujite labiaaliseen kiskottamiseen. Esikäsitelty ja käyttövalmis kuituverkko.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88620	Kuitukangas, 30 cm <sup>2</sup>	1 kpl



## EVERSTICK C&B

GC

Lasikuitulujite kuitulujitteille yhdistelmämuovisilloille. Ihanteellinen sekä etu- että takahammasalueen töihin. Pakkauksessa 2 x 12 cm kuitunippu.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88710	C&B	2 x 12 cm



## STICK NET -KUITUKANGAS

GC

Lasikuitulujite. Suositellaan erityisesti kruunuille ja ohuille alueille irtoproteeseissa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82134	Kuitukangas, 90 cm <sup>2</sup>	1 kpl



## STICK KUITULUJITE TIKKU

GC

Lasikuitulujite. Voidaan käyttää proteesienvalmistuvaiheessa lujittamaan proteesin rakennetta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86525	Tikku, 4 x 15 cm	1 ltk



## STICK REFIX L

GC

Silikoni instrumentit kuidun muotoiluun. Pakkaus sisältää 3 kpl sylinterin muotoisia muotoilijoita ja 3 kpl tikun muotoisia muotoilijoita.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86986	Instrumentit	3 + 3 kpl



## TENDER DUE KUITU

KOMPODENT

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
09694	Kuitu, 1,3 mm	12 cm



**HAMMASVÄLINE**

HAMMASVÄLINE OY | PL 15, 02101 Espoo | Asiakaspalvelu, p. 010 588 6100 | kauppa.hammasvaline.fi | www.hammasvalinet.fi