



# **PYÖRIVÄT INSTRUMENTIT -TUOTELUETTELO**

*Helmikuu 2023*


**HAMMASVÄLINE**



# PYÖRIVÄT INSTRUMENTIT

<b>Porat</b> .....	6
Teräsporat.....	6
Finiiriporat.....	7
Kovametalliporat.....	8
Keraamiset porat.....	26
Kirurgiset porat .....	27
Metallijyrsimet.....	31
<b>Timantit</b> .....	36
Kumikärjet yhdistelmämuoville ja posliinille .....	78
Kumikärjet amalgaamille.....	91
Hiontakiekot.....	92
Alpino- ja carborundumkivet.....	97
Timanttipastat.....	98

# Laadukkaat, pitkäikäiset timantit ja poranterät





# Näin luet Komet-tuotemerkitöjä:

## Maksimi nopeus/Maximum permissible speed

■ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 100 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	⊖ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 16.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	◇ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 90.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
□ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 500 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	▲ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 20.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	■ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 100.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
▣ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 800 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	△ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 25.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	▣ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 120.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
● = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 1.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	◆ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 30.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	▤ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 140.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
○ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 5.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	◇ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 35.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	▥ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 150.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
⊖ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 6.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	◇ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 40.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	▧ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 160.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
⊕ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 7.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	◇ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 50.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	+ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 300.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
⊖ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 8.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	◇ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 60.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	⊖ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 450.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
● = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 10.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	◇ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 70.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	jos ei merkitty
○ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 15.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	◇ = $\text{rpm}_{\text{max}}$ 80.000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$	if not indicated

## Timantin karkeusaste Diamond grit sizes






○ = ultra-fine	8 $\mu\text{m}^*$	
● = extra-fine	25 $\mu\text{m}^*$	* Hiovien partikkelien koko voi vaihdella poran mallin ja koon mukaan.
● = fine	46 $\mu\text{m}^*$	
- = medium	107 $\mu\text{m}^*$	* With some instruments the grit size may deviate from the specified value, depending on their shape and size.
● = coarse	151 $\mu\text{m}^*$	
● = super-coarse	181 $\mu\text{m}^*$	

## Kovametalliimeistelijän leikkaavien terien määrä Number of blades for carbide finishers






○ = ultra-fine	30 terää/blades
● = fine	16-20 terää/blades
● = normal	8-12 terää/blades

## Varsi/Shank types ISO 6360

## Muut yleismerkinnät



204 = W	104 = H
205 = WL	105 = HL
206 = WXL	106 = HXL




## RUUSUPORA 1

KOMET

Teräksinen ruusupora W pituus 22 mm. WL pituus 26 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86259	007W	10 kpl
86356	008W	10 kpl
86379	009W	10 kpl
86381	010W	10 kpl
86465	012W	10 kpl
86493	014W	10 kpl
86497	016W	10 kpl
86531	018W	10 kpl
86544	021W	10 kpl
86584	023W	10 kpl
86613	025W	6 kpl
86626	027W	6 kpl
86629	029W	6 kpl
86632	010WL	6 kpl
86674	012WL	6 kpl
86679	014WL	6 kpl
86681	016WL	6 kpl
86707	018WL	6 kpl
86711	021WL	6 kpl
86721	023WL	6 kpl



## RUUSUPORA 1

EDENTA

Pituus 22 mm, teräsrusu.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko	tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
306845	006W	5 kpl	306853	018W	5 kpl
306846	007W	5 kpl	306854	021W	5 kpl
306847	008W	5 kpl	306855	023W	5 kpl
306848	009W	5 kpl	306856	025W	5 kpl
306849	010W	5 kpl	306857	027W	5 kpl
306850	012W	5 kpl	306858	029W	5 kpl
306851	014W	5 kpl	306859	031W	5 kpl
306852	016W	5 kpl			



## RUUSUPORA 001001

BUSCH

Teräksinen ruusupora.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko	tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85088	012W	6 kpl	85098	010WL	6 kpl
85089	014W	6 kpl	85099	012WL	6 kpl
85090	016W	6 kpl	85100	014WL	6 kpl
85091	018W	6 kpl	85106	016WL	6 kpl
85092	021W	6 kpl	85132	018WL	6 kpl
85093	023W	6 kpl	85136	023WL	6 kpl



## LIEKKIFINIIRI

KOMET

Pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86054	48/010W	6 kpl
86076	48/012W	6 kpl
86079	48/014W	6 kpl
86093	48/016W	6 kpl
86124	48/018W	6 kpl




## RUUSUPORA HM H1SE

KOMET

Kovametalli ruusupora. W pituus 22 mm. WL pituus 26 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35182	010W	5 kpl
35183	012W	5 kpl
10221	014W	5 kpl
10223	016W	5 kpl
10224	018W	5 kpl
10225	021W	5 kpl
35184	023W	5 kpl
35185	027W	5 kpl
36094	010WL	5 kpl
36095	014WL	5 kpl
36096	018WL	5 kpl
36097	023WL	5 kpl
36098	027WL	5 kpl




## RUUSUPORA HM H1SEM

KOMET

Kovametalli ruusupora. W pituus 22 mm ja WL pituus 26 mm. Vähemmän tärinää kuin normaalissa porassa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36597	012W	5 kpl
36598	014W	5 kpl
36599	016W	5 kpl
36600	018W	5 kpl
36601	021W	5 kpl
36602	023W	5 kpl
309035	010WL	5 kpl
309036	014WL	5 kpl
309037	018WL	5 kpl




## RUUSUPORA HM H1SML

KOMET

WL pituus 26 mm. WXL on kovametallinen Long neck -pora juurikanavan avaamiseen. Pituus 34 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36080	006WL	5 kpl
36081	008WL	5 kpl
36082	010WL	5 kpl
36083	012WL	5 kpl
36084	014WL	5 kpl
30360	006WXL	5 kpl
30361	010WXL	5 kpl
30362	014WXL	5 kpl





## RUUSUPORA HM H1

KOMET

Kovametalli ruusupora. W pituus 22 mm. WL pituus 26 mm.  
FG pituus 19 mm ja FG XL pituus 25 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36905	009W	5 kpl
36906	010W	5 kpl
36907	012W	5 kpl
36908	014W	5 kpl
31743	016W	5 kpl
36909	018W	5 kpl
36910	021W	5 kpl
36911	023W	5 kpl
36912	010WL	5 kpl
36913	014WL	5 kpl
36914	016WL	5 kpl
10205	018WL	5 kpl
10206	023WL	5 kpl
36915	008FG	5 kpl
36916	010FG	5 kpl
36917	012FG	5 kpl
36918	014FG	5 kpl
36919	016FG	5 kpl
36920	018FG	5 kpl
36921	023FG	5 kpl
34033	006FG	5 kpl
34018	021FG	5 kpl
33849	010FG, XL	5 kpl
33894	012FG, XL	5 kpl
33823	014FG, XL	5 kpl
33850	016FG, XL	5 kpl
33824	018FG, XL	5 kpl
306874	023FG, XL	5 kpl



## RUUSUPORA HM C1

ELA

Kovametallia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37767	009W	6 kpl
37768	010W	6 kpl
37769	012W	6 kpl
37770	014W	6 kpl
37771	016W	6 kpl
37772	018W	6 kpl
37773	021W	6 kpl
37774	023W	6 kpl
31810	025W	6 kpl
31811	027W	6 kpl
31812	029W	6 kpl
31813	012WL	6 kpl
31814	014WL	6 kpl
31815	016WL	6 kpl
31816	018WL	6 kpl
31817	021WL	6 kpl




tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31818	023WL	6 kpl
37775	018WXL	6 kpl
37776	023WXL	6 kpl
37777	027WXL	6 kpl
37781	010FG	6 kpl
37782	012FG	6 kpl
37783	014FG	6 kpl
37784	016FG	6 kpl
37785	018FG	6 kpl

## RUUSUPORA H71

KOMET

Kovametalli ruusupora suoraan käsikappaleeseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
22757	003/104	5 kpl
22758	005/104	5 kpl
22759	006/104	5 kpl
81717	007/104	5 kpl
22640	008/104	5 kpl
22761	010/104	5 kpl
22727	012/104	5 kpl
22763	014/104	5 kpl
82453	016/104	5 kpl
22764	018/104	5 kpl
23106	021/104	5 kpl
22765	023/104	5 kpl
22766	027/104	5 kpl



## PÄÄRYNÄFINIIRI HM H7

KOMET

Turbiiniikiinnitteisen pituus 19 mm. Kulmakappalekiinnitteisen pituus 22 mm. Kaviteetin preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34004	008FG	5 kpl
34005	010FG	5 kpl
36989	010W	5 kpl
36990	014FG	5 kpl
34306	014W	5 kpl




## FISSUURAPORA HM H21

KOMET

Pituus 19 mm. Kaviteetin preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34350	008FG	5 kpl
36930	009FG	5 kpl
10207	010FG	5 kpl
10208	012FG	5 kpl
14998	014FG	5 kpl



## FISSUURAPORA HM H21L

KOMET

Pituus 19 mm. Kaviteetin preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34422	010FG	5 kpl
37331	014FG	5 kpl




## FISSUURAPORA HM H31

KOMET

Turbiiniikiinnitteisen pituus 19 mm. Kulmakappalekiinnitteisen pituus 22 mm.  
Rihlattu, kaviteetin preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
10209	010FG	5 kpl
37874	010W	5 kpl
10210	012FG	5 kpl
36940	012W	5 kpl
05976	014FG	5 kpl
33862	016FG	5 kpl




## FISSUURAPORA HM H31

KOMET

Käsikappale kiinnitteinen rihlattu terä. Pituus 44,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
22808	008H, 104	5 kpl
83179	009H, 104	1 kpl
22750	010H, 104	5 kpl
83567	012H, 104	5 kpl
22751	014H, 104	5 kpl
22752	016H, 104	5 kpl
22753	018H, 104	5 kpl



## FISSUUPORA HM H33L

KOMET

Pituus 19 mm. Kooninen rihlattu terä. Kaviteetin preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34066	016FGL	5 kpl



## FISSUURAPORA HM H21R

KOMET

Pituus 19 mm. Kooninen pyöristetty terä. Kaviteetin preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36931	010FG	5 kpl
35153	012FG	5 kpl



## FISSUURAPORA HM H31R

KOMET

Pituus 19 mm. Rihlattu pyöristetty terä kaviteetin preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33916	012FG	5 kpl



## LIEKKIFINIIRI HM H22AGK

KOMET

Kiinnitysmuovin poistoon esim. brakettien poiston jälkeen. Pituus 22 mm. Kullanvärinen varsi.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36932	H22, AGK/016FG	5 kpl
36933	H22, AGK/016W	5 kpl

## LIEKKIFINIIRI HM H22ALGK

KOMET

Kiinnitysmuovin poistoon esim. brakettien poiston jälkeen. Pituus 22 mm.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36934	H22, ALGK/016W	5 kpl

## MUNAFINIIRI HM H379AGK

KOMET

Kiinnitysmuovin poistoon esim. braketin poiston jälkeen. Pituus 19 mm. Kulmakappalekiinnitteisen pituus 22 mm. Kullanvärinen varsi.




tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37887	H379, AGK/023FG	5 kpl
36900	H379, AGK/023W	5 kpl

## LIEKKIFINIIRI HM H48L

KOMET

FG pituus 19 mm. Viimeistelyyn.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34528	010FG	5 kpl
36904	012FG	5 kpl


## LIEKKIFINIIRI HM H246

KOMET

FG pituus 19 mm. Viimeistelyyn. Kulmakappalekiinnitteisen W pituus 22 mm.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36935	009FG	5 kpl
36936	010FG	5 kpl
36937	012FG	5 kpl
38068	009W	5 kpl
37991	010W	5 kpl
38069	012W	5 kpl



## LIEKKIFINIIRI HM H46

KOMET

Pituus 22 mm. Viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37990	012W	5 kpl



## LIEKKIFINIIRI HM H48LQ

KOMET

Labiaalinen kovametalliviimeistelijä yhdistelmämuovin muotoiluun ja viimeistelyyn. Uritettu ja rihlattu terä työstää yhdistelmämuovia tasaisesti. Säästää aikaa ja lopputulos on erittäin tasainen ja sileä. Leikkaamaton kärki. Lopullinen kiillotus voidaan tehdä hienommalla kovametalliviimeistelijällä esimerkiksi H135

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32107	012FG	5 kpl



## LIEKKIFINIIRI HM H246Q

KOMET

Okkusaalinen kovametalliviimeistelijä yhdistelmämuovin muotoiluun ja viimeistelyyn. Uritettu ja rihlattu terä työstää yhdistelmämuovia tasaisesti. Säästää aikaa ja lopputulos on erittäin tasainen ja sileä. Lopullinen kiillotus voidaan tehdä hienommalla kovametalliviimeistelijällä esimerkiksi H135 tai vastaavalla.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32109	009FG	5 kpl



## LIEKKIFINIIRI HM H390UF

KOMET

Kovametallinen liekinmuotoinen viimeistelijä yhdistelmämuoville. Ultrafine karkeus (30 terää), valkoinen merkkirengas varressa. Turbiini kiinnitys (FG).

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
78036	016FG	5 kpl



## LIEKKIFINIIRI HM H390Q

KOMET

Okkusaalinen kovametalliviimeistelijä yhdistelmämuovin muotoiluun ja viimeistelyyn. Uritettu ja rihlattu terä työstää yhdistelmämuovia tasaisesti. Säästää aikaa ja lopputulos on erittäin tasainen ja sileä. Lopullinen kiillotus voidaan tehdä hienommalla kovametalliviimeistelijällä esimerkiksi H135 tai vastaavalla.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32110	018FG	5 kpl



## LIEKKIFINIIRI HM H375RQ

KOMET



Labiaalinen kovametalliviimeistelijä yhdistelmämuovin muotoiluun ja viimeistelyyn. Uritettu ja rihlattu terä työstää yhdistelmämuovia tasaisesti. Säästää aikaa ja lopputulos on erittäin tasainen ja sileä. Leikkaamaton kärki. Lopullinen kiillotus voidaan tehdä hienommalla kovametalliviimeistelijällä esimerkiksi H135.


tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32108	016FG	5 kpl

## LUOTIFINIIRI HM H390

KOMET

Pituus 19 mm. Viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34373	018FG	5 kpl
34596	H390F/016FG	5 kpl



## LUOTIFINIIRI HM H247

KOMET

Pituus 19 mm. Viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36938	009FG	5 kpl



## MUNAFINIIRI HM H379F

KOMET

Pituus 19 mm. Viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33928	H379F/023FG	5 kpl




## MUNAFINIIRI HM H379

KOMET

Pituus 19 mm. Viimeistelyyn. Kulmakappalekiinnitteisen pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36898	014FG	5 kpl
37886	018FG	5 kpl
37128	023FG	5 kpl
37884	014W	5 kpl
36899	018W	5 kpl
37885	023W	5 kpl



## MUNAFINIIRI HM H379UF

KOMET

Kovametallinen munanmuotoinen viimeistelijä yhdistelmämuoville. Ultrafine karkeus (30 terää), valkoinen merkkirengas varressa. Turbiini kiinnitys (FG).

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33150	014FG	5 kpl



## MUNAFINIIRI HM H379Q

KOMET

Palatinaalinen kovametalliviimeistelijä yhdistelmämuovin muotoiluun ja viimeistelyyn. Uritettu ja rihlattu terä työstää yhdistelmämuovia tasaisesti. Säästää aikaa ja lopputulos on erittäin tasainen ja sileä. Lopullinen kiillotus voidaan tehdä hienommalla kovametalliviimeistelijällä esimerkiksi H135 tai vastaavalla.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32111	018FG	5 kpl
32112	023FG	5 kpl



## NEULAFINIIRI HM H134

KOMET

Pituus 19 mm. Viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36922	014FG	5 kpl
32105	H134Q/014FG	5 kpl



## NEULAFINIIRI HM H135

KOMET

Pituus 19 mm. Viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34416	014FG	5 kpl
33964	H135UF/014FG	5 kpl
32106	H135Q/014FG	5 kpl



## NEULAFINIIRI H50AQ

KOMET

Interdentaalinen kovametalliviimeistelijä yhdistelmämuovin muotoiluun ja viimeistelyyn. Uritettu ja rihlattu terä työstää yhdistelmämuovia tasaisesti. Säästää aikaa ja lopputulos on erittäin tasainen ja sileä. Lopullinen kiillotus voidaan tehdä hienommalla kovametalliviimeistelijällä esimerkiksi H135 tai vastaavalla.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32113	010FG, interdental	5 kpl



## PALLOFINIIRI HM H41

KOMET

Pituus 22 mm. Viimeistelyyn. Turbiiniikiinnitteisen pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36603	014W	5 kpl
36604	018W	5 kpl
36901	023FG	5 kpl
36605	023W	5 kpl
36606	027W	5 kpl




## PÄÄRYNÄFINIIRI HM H47L

KOMET

Pituus 19 mm. Viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37888	012FG	5 kpl
37889	014FG	5 kpl



## VASTAKEILAFINIIRI

KOMET

Pituus 19 mm, leikkaavan terän pituus 1,2 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301496	012FG	1 kpl



## FISSUURAPORA CROWN CUTTER TOP DENT

TOP DENT

Yksittäispakatut. fissuuraporat kruunun/metallin purkuun. Poran pituus 19mm, terän pituus 4 mm. Pyörästetty kärki, ristiinrihlaus. Posliinin ja metallin katkaisuun. Yhdestä kappaleesta valmistettu, kestävä, muotonsa vuoksi kuumenee vähemmän eikä mene ”tukkoon”.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302916	012FG	5 kpl
302917	012FG	50 x 1 kpl



## FISSUURAPORA HM H40

KOMET

Pituus 19 mm. Amalgaamin poistoon. Kullanvärinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
06921	012FG	5 kpl





## FISSUURAPORA HM H32

KOMET

Pituus 19 mm. Amalgaamin poistoon. Varressa kaksi sinistä merkkirengasta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
10220	012FG	5 kpl




## FISSUUPORA HM H4MC

KOMET

Pituus 19 mm. Laminaattien ja metallikeraamisten kruunujen purkuun. Varressa musta ja valkoinen merkkirengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36728	010FG	5 kpl
36729	012FG	5 kpl




## FISSUUPORA HM H4MCL

KOMET

Pituus 19 mm. Laminaattien ja metallikeraamisten kruunujen purkuun. Varressa musta ja valkoinen merkkirengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36730	012FG	5 kpl



## FISSUUPORA HM H4MCXL

KOMET

Pituus 19 mm. Laminaattien ja metallikeraamisten kruunujen purkuun. Varressa musta ja valkoinen merkkirengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
72077	014FG	5 kpl



## FISSUUPORA HM H4MCXXL

KOMET

Pituus 19 mm. Laminaattien ja metallikeraamisten kruunujen purkuun. Varressa musta ja valkoinen merkkirengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34594	014FG	5 kpl




## FISSUUPORA HM H34

KOMET

Pituus 19 mm. Metalliin purkamiseen. Varressa kaksi mustaa merkkirengasta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36725	010FG	5 kpl
36726	012FG	5 kpl



## FISSUUPORA HM H34L

KOMET

Pituus 19 mm. Metalliin purkamiseen. Varressa kaksi mustaa merkkirengasta.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36727	012FG	5 kpl



## FISSUUPORA HM H35L

KOMET

Jalometallien ja kullan purkamiseen. Terän pituus 3,7 mm. Työskentelykulma 45°. Varressa musta merkkirengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31562	012FG	5 kpl



## JET HM FISSUURAPORA KOONINEN

KERR

Kovametallifissuura, kooninen, rihlattu.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39958	700/010FG	5 kpl



## JET HM FISSUURAPORA SUORA PYÖRISTETTY

KERR

Suora kovametallifissuura, pyörästetty, rihlattu.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
06118	1556/009FG	5 kpl



**JET HM FISSUURAPORA PYÖRISTETTY**

KERR



Suora kovametallifissuura pyörästetty.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80514	1157/010FG	5 kpl
33859	1158/012FG	5 kpl

**JET HM FISSUURAPORA SUORA**

KERR



Suora kovametallifissuura, tasapäinen, rihlattu.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84421	556/009FG	5 kpl
34565	557/010FG	5 kpl

**JET HM FISSUURAPORA KOONINEN**

KERR



Rihlattu kovametallifissuura, kooninen. Amalgaamille ja kullalle. Kullanvärinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38422	1970/010FG	5 kpl

**JET HM FISSUURAPORA PYÖRISTETTY**

KERR



Rihlattu suora kovametallifissuura, pyörästetty. Amalgaamille ja kullalle. Kullanvärinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84429	1957/010FG	5 kpl

**JET HM FISSUURAPORA**

KERR



Rihlattu suora kovametallifissuura. Amalgaamille ja kullalle. Kullanvärinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89390	1958/012FG	5 kpl
89389	2058/012FG	5 kpl
89392	1931/010FG	5 kpl

## JET HM LUOTI KOONINEN PYÖRISTETTY

KERR



Kovametallifissuura, pyörästetty. Soveltuu esimerkiksi muovin poistoon oikomishoidon päättymisen jälkeen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71829	1172/016FG	5 kpl
06561	1172LA/016W	5 kpl

## JET HM PÄÄRYNÄ

KERR



Kovametalli päärynä, amalgaamille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34087	331/010FG	5 kpl

## JET HM LIEKKIFINIIRI 12 SIIPINEN

KERR



Teräväkärkinen liekkifiniiri viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89381	7901/009FG	5 kpl
89383	7902/010FG	5 kpl
33858	7903/012FG	5 kpl

## JET HM LIEKKIFINIIRI 30-SIIPINEN

KERR



Teräväkärkinen liekkifiniiri fine viimeistelyyn. Kullanvärinen varsi. 30-siipinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89385	9903/012FG	5 kpl
71822	9904/014FG	5 kpl

## JET HM LIEKKIFINIIRI 12-SIIPINEN

KERR



Teräväkärkinen pullea liekkifiniiri. Kullanvärinen varsi. 12-siipinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
06128	7108/023FG	5 kpl

**JET HM LIEKKIFINIIRI 12-SIIPINEN**

KERR

Teräväkärkinen kapea liekkifiniiri. Kullanvärinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34259	9714/014FG	5 kpl
34135	7214/010FG	5 kpl
89374	7714/014FG	5 kpl

**JET HM LUOTIFINIIRI 30-SIIPINEN**

KERR

Tylppäkärkinen fine luotifiniiri. Lasionomeerin ja yhdistelmämuovin viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84396	9803/012FG	5 kpl

**JET HM LUOTIFINIIRI 12-SIIPINEN**

KERR

Luotifiniiri. Kullanvärinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89379	7802/010FG	5 kpl
89372	7803/010FG	5 kpl

**JET HM MUNAFINIIRI 30-SIIPINEN**

KERR

Munafiniiri lasionomeerin ja yhdistelmämuovin viimeistelyyn. Kullanvärinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
07082	9406/018FG	5 kpl

**JET HM MUNAFINIIRI 12-SIIPINEN**

KERR

Munafiniiri muotoiluun ja viimeistelyyn. Kullanvärinen varsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
89373	7404/014FG	5 kpl
89376	7406/018FG	5 kpl
89380	7408/023FG	5 kpl



## JET HM PALLOFINIIRI 30-SIIPINEN

KERR

Pallofiniiri viimeistelyyn. Kullanvärinen varsi. 30-siipinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33837	9004/014FG	5 kpl
06044	9006/018FG	5 kpl
84393	9008/023FG	5 kpl



## JET HM PALLOFINIIRI 12-SIIPINEN

KERR

Pallofiniiri viimeistelyyn. Kullanvärinen varsi. 12-siipinen. Soveltuu myös muovin poistoon hampaalta oikomishoidon jälkeen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33906	7004/014FG	5 kpl
71827	7006/018FG	5 kpl
35164	7006LA/018W	5 kpl
89386	7008/023FG	5 kpl
89388	7009/025FG	5 kpl



## LIEKKIFINIIRI HM C48

ELA

Kovametallia. Pituus 22,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37655	009W	6 kpl
37656	012W	6 kpl



## PALLOFINIIRI HM C41

ELA

Kovametallia. Pituus 22,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37657	023W	6 kpl



## PÄÄRYNÄFINIIRI HM C47

ELA

Kovametallia. Pituus 22,5 mm. Turbiiniikiinnitteisen pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37658	018W	6 kpl
37659	023W	6 kpl
37654	023FG	6 kpl



**FISSUURAPORA HM C31 R**

ELA

Kovametallia. Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37650	009FG	6 kpl
37651	012FG	6 kpl

**FISSUURAPORA HM 31**

ELA

Kovametallia. Pituus 19 mm (FG), 22,5 mm (W).

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37645	008FG	6 kpl
37646	012FG	6 kpl
37652	010W	6 kpl
37653	012W	6 kpl

**FISSUURAPORA HM 21**

ELA

Kovametallia. Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37642	009FG	6 kpl
37643	010FG	6 kpl
37644	012FG	6 kpl
37791	014FG	6 kpl
37792	016FG	6 kpl

**FISSUURAPORA HM C21 R**

ELA

Kovametallia. Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37647	009FG	6 kpl
37648	010FG	6 kpl
37649	012FG	6 kpl



## DIATECH SPEEDSTER LH S379

COLTENE

Kovametallinen pora pidennetyllä työosalla.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34318	023FG	5 kpl



## DIATECH SPEEDSTER LH S847

COLTENE

Fissuura, tasapää. Leikkaavan terän pituus 8 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301335	012FG	5 kpl



## DIATECH SPEEDSTER LH S856

COLTENE

Kovametallinen pora pidennetyllä työosalla.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34319	014FG	5 kpl
33168	012FG	5 kpl
34320	018FG	5 kpl



## DIATECH SPEEDSTER

COLTENE

Kruunujen, siltojen, amalgaamin ja muiden metallien poistoon. S1 = pallo, S3 = päärynä, S4 = rihlattu fissuura, S5 = pyörästetty, rihlattu fissuura, S6 = tasapäinen, rihlattu fissuura.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34064	S1, 018FG	5 kpl
31891	S1, 023FG	5 kpl
39870	S3, 010FG	5 kpl
34317	S4, 009FG	5 kpl
34126	S4, 010FG	5 kpl
77009	S4, 012FG	5 kpl
33909	S5, 010FG	5 kpl
34057	S5, 012FG	5 kpl
34232	S6, 012FG	5 kpl





## FISSUURAPORA HM C21RAQ

HORICO

Kovametallinen purkupora titaanin ja amalgaamin purkuun.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31923	012FG	5 kpl

## FISSUURAPORA KERAAMINEN

KOMET

Keraaminen fissuurapora. Kartiomainen leikkaava osa. Fissuuroiden avaamiseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37875	K59/010FG	5 kpl



### RUUSU KERAMINEN K1SM

KOMET

Keraaminen ruusu. Pituudet W ja WL. Hitaat kierrokset, max 1500 min. Ei ruostu, ei sisällä metallia. Setti sisältää: 2 x 010W, 2 x 014W, 2 x 018W, 2 x 023W.




tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
06900	Setti 4547W	8 kpl
37876	010W	5 kpl
31555	010WL	5 kpl
37877	012W	5 kpl
31556	012WL	5 kpl
37878	014W	5 kpl
31557	014WL	5 kpl
37879	016W	5 kpl
31558	016WL	5 kpl
37880	018W	5 kpl
31559	018WL	5 kpl
37881	021W	5 kpl
31560	021WL	5 kpl
37882	023W	5 kpl
31561	023WL	5 kpl
37883	027W	5 kpl

### RUUSU POLYBUR

KOMET

Polymeristä valmistettu ruusupora. Käyttövalmis, yksittäispakattu. Väriiltään sininen. Setti 4608 sisältää: 10 x 014, 10 x 018, 5 x 023.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35984	P1/014W	10 kpl
35985	P1/018W	10 kpl
35986	P1/023W	10 kpl
35983	Setti, 4608W	25 kpl



### KUDOSTRIMMERI CERATIP

KOMET

Keraaminen kudostrimmeri. Ikenen liikakasvun poistamiseen, syvien kaviteettien paljastamiseen ienrajalla, vähentää verenvuodon riskiä. Kestävä yksiosainen rakenne. Metalliton. Käytetään ilman jäähdtyistä. Setissä terät porakotelossa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35067	Set 4561	2 kpl
34357	KT/016FG	1 kpl




## ALLPORT HM H141

KOMET

Kovametallinen poranterä. H pituus 44,5 mm. WL pituus 26 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
06084	014H	5 kpl
06088	018H	5 kpl
06092	023H	5 kpl
06094	027H	5 kpl
36923	031H	5 kpl
36924	035H	5 kpl
36925	040H	5 kpl
34131	023WL	5 kpl



## ALLPORT HM H141A

KOMET

Kovametallinen poranterä. Pituus 26 mm. Rihlattu terä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36903	027WL	5 kpl



## FISSUURAPORA HM H254E

KOMET

Kovametallinen poranterä. Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36939	012FG	5 kpl



## FISSUURAPORA HM H269

KOMET

Kovametallinen poranterä. Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34112	016FG	5 kpl




## LINDEMANN HM H162SL

KOMET

Kovametallinen rihlattu Lindemann poranterä. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37891	014FG	5 kpl
37892	014W	5 kpl
37893	014H	5 kpl



## LINDEMANN HM H162SXL

KOMET

Kovametallinen rihlattu Lindemann poranterä. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37894	014FG	5 kpl




## LINDEMANN HM H162

KOMET

Kovametallinen rihlattu Lindemann poranterä. Leikkaavanterän pituus 9,0 mm. H pituus 44,5 mm. FG pituus 19 mm. WL pituus 26 mm. o16W pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36928	016H	5 kpl
34086	016FG	5 kpl
36926	016WL	5 kpl
35052	016W	5 kpl




## LINDEMANN HM H162A

KOMET

Kovametallinen Lindemann poranterä. Leikkaavanterän pituus 5,0 mm. H pituus 44,5 mm. WL pituus 26 mm. FG pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36929	016H	5 kpl
36927	016WL	5 kpl
33059	016FG	5 kpl




## LINDEMANN HM H166

KOMET

Kovametallinen rihlattu Lindemann poranterä. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. WL pituus 26 mm. H pituus 44,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37890	021WL	5 kpl
64922	021H	5 kpl



## LINDEMANN HM H166A

KOMET

Kovametallinen Lindemann poranterä. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. Pituus 44,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
68179	021H	5 kpl



## LINDEMANN HM H162ST

KOMET

Kovametallinen Lindemann poranterä. Leikkaavanterän pituus 9,0 mm.  
FG varren pituus 19 mm. H varren pituus 44,5 mm. W varren pituus 28 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33060	o16FG	5 kpl
33061	o16H	5 kpl
33062	o16W	5 kpl



## RUUSUPORA MIKRO 0 HM

KOMET

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03639	o HM	1 kpl

## RUUSUPORA MIKRO 2 HM

KOMET

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03640	2 HM	1 kpl

## KIRURGINEN PORA ZEKRYA TOP DENT

TOP DENT

Kovametallinen pora hampaan halkaisuun tai kruunun katkaisuun. Poran pituus  
23/25/28 mm. o16 / terän pituus 11mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302913	23 mm	5 kpl
302914	25 mm	5 kpl
302915	28 mm	5 kpl



## KIRURGINEN PORA ZEKRYA

DENTSPLY SIRONA

Pora hampaan halkaisuun tai kruunun katkaisuun, turbiini kiinnitteinen tai  
kulmakappalekiinnitteinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87522	FG, 23 mm	5 kpl
33997	FG, 28 mm	5 kpl
80228	RA, 27,45 mm	5 kpl



## KIRURGINEN PORA ENDO-Z

DENTSPLY SIRONA

Kärjestä leikkaamaton pora.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34122	FG, 21 mm	5 kpl



## LINDEMANN 162

DENTSPLY SIRONA

Pituus 25,4 mm. Terän pituus 9 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87595	016FGL	1 kpl



## LINDEMANN C162

EDENTA

Kovametallinen Lindemann-pora suoraan käsikappaleeseen. Halkaisija 1,6 mm ja terän pituus 9 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30316	016H	3 kpl

## RUUSUPORA HM C1

ELA

Kovametallia. Pituus 65 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37778	018HL	6 kpl
37779	023HL	6 kpl
37780	027HL	6 kpl




## KOVAMETALLIJYRSIN H71E

KOMET

Rihlattu kovametalli freesari suoralla käsikappalekiinnityksellä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84735	014/104	1 kpl
84925	023/104	1 kpl
29003	027/104	1 kpl
84954	050/104	1 kpl



**KOVAMETALLIJYRSIN HM 75 060W**

HAGER &amp; MEISINGER

Kovametallijyrsin kulmakappaleelle, kärjen pituus 12 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30705	060W	2 kpl

**KOVAMETALLIJYRSIN H77 GSQ**

KOMET

Kovametallijyrsin pehmeille akryyleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86655	040H	1 kpl



● H77GSQ.104.040

**KOVAMETALLIJYRSIN H79 GSQ**

KOMET

Kovametallijyrsin pehmeille akryyleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03883	040H	1 kpl
20850	070H	1 kpl



● H79GSQ.104.040

**KOVAMETALLIJYRSIN H136 GSQ**

KOMET

Kovametallijyrsin pehmeille akryyleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86586	016H	1 kpl



● H136GSQ.104.016

**KOVAMETALLIJYRSIN H251 GSQ**

KOMET

Kovametallijyrsin pehmeille akryyleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03880	060H	1 kpl

**KOVAMETALLIJYRSIN H261 GSQ**

KOMET

Kovametallijyrsin pehmeille akryyleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
03881	023H	1 kpl



## KOVAMETALLIJYRSIN H73 FSQ

KOMET

Kovametallijyrsin koville ja joustaville akryyleille sekä jalometalleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86559	014H	1 kpl



## KOVAMETALLIJYRSIN H79 FSQ

KOMET

Kovametallijyrsin koville ja joustaville akryyleille sekä jalometalleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86433	031H	1 kpl
86511	070H	1 kpl



## KOVAMETALLIJYRSIN H129 FSQ

KOMET

Kovametallijyrsin koville ja joustaville akryyleille sekä jalometalleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86416	023H	1 kpl



## KOVAMETALLIJYRSIN H139 FSQ

KOMET

Kovametallijyrsin koville ja joustaville akryyleille sekä jalometalleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
87258	023H	1 kpl



## KOVAMETALLIJYRSIN H251 FSQ

KOMET

Kovametallijyrsin koville ja joustaville akryyleille sekä jalometalleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80659	060H	1 kpl



## KOVAMETALLIJYRSIN H351 FSQ

KOMET

Kovametallijyrsin koville ja joustaville akryyleille sekä jalometalleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86543	060H	1 kpl





**KOVAMETALLIJRSIN H30E**

KOMET

Kovametallijrsin akryyleille ja metalleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80292	009H	1 kpl
80373	016H	1 kpl

**KOVAMETALLIJRSIN H73E**

KOMET

Kovametallijrsin akryylille, muoville ja metallille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85059	014H	1 kpl
80242	023H	1 kpl
85336	040H	1 kpl
81494	060H	1 kpl

**KOVAMETALLIJRSIN H77E**

KOMET

Kovametallijrsin akryylille, muoville ja metallille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85001	023H	1 kpl
85012	029H	1 kpl
85029	060H	1 kpl

**KOVAMETALLIJRSIN H79E**

KOMET

Kovametallijrsin akryylille, muoville ja metallille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84997	040H	1 kpl
85016	050H	1 kpl

**KOVAMETALLIJRSIN H251E**

KOMET

Kovametallijrsin akryylille, muoville ja metallille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85054	251E, 040H	1 kpl
85188	251EF, 060H	1 kpl



## KOVAMETALLIJYRSIN H251EQ

KOMET



Kovametallijyrsin kaksoisterällä akryylimateriaaleille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
21643	060H	1 kpl

## KOVAMETALLIJYRSIN H219

KOMET




tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84098	023H	1 kpl

## TIMANTTI-S 6801

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37720	012FG	5 kpl
37721	014FG	5 kpl
37722	016FG	5 kpl
37723	018FG	5 kpl
37724	023FG	5 kpl



## PREPAROINTITIMANTIT TOP DENT

TOP DENT



Turbiini- ja kulmakappalekiinnitteiset timantit eri käyttötarkoituksiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32220	801/009 FG, pallo	5 kpl
32221	801/010FG, pallo	5 kpl
32222	801/012FG, pallo	5 kpl
32223	801/014FG, pallo	5 kpl
32224	801/016FG, pallo	5 kpl
32225	801/018FG, pallo	5 kpl
32226	801/021FG, pallo	5 kpl
32227	801/023FG, pallo	5 kpl
32228	801/025FG, pallo	5 kpl
32229	801/029FG, pallo	5 kpl
32230	801/033FG, pallo	5 kpl
32040	801C/012FG, pallo	5 kpl
32041	802/012FG, pallo	5 kpl
32042	802/018FG, pallo	5 kpl
32048	830/012FG, päärynä	5 kpl
32049	830L/012FG, päärynä	5 kpl
32231	835/008FG, fissuura, tasapäinen, 3 mm	5 kpl
32232	835/009FG, fissuura, tasapäinen, 3 mm	5 kpl
32233	835/010FG, fissuura, tasapäinen, 3 mm	5 kpl
32234	835/009FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm	5 kpl

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32235	835/010FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm	5 kpl
32236	835/012FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm	5 kpl
32237	835/014FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm	5 kpl
32238	835/016FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm	5 kpl
32043	835C/010FG, fissuura, tasapäinen, 5 mm	5 kpl
32044	835C/012FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm	5 kpl
32045	835KR/010FG, 4 mm	5 kpl
32046	835KR/012FG, 4 mm	5 kpl
32047	835CKR/012FG, 4 mm	5 kpl
32239	836/010FG, fissuura, tasapäinen, 6 mm	5 kpl
32240	836/012FG, fissuura, tasapäinen, 6 mm	5 kpl
32241	836/014FG, fissuura, tasapäinen, 6 mm	5 kpl
32242	838/008FG, fissuura, pyöristetty, 3 mm	5 kpl
32243	838/009FG, fissuura, pyöristetty, 3 mm	5 kpl
32244	838/010FG, fissuura, pyöristetty, 3 mm	5 kpl
32245	838/009FG, fissuura, pyöristetty, 4 mm	5 kpl
32246	838/010FG, fissuura, pyöristetty, 4 mm	5 kpl
32247	838/012FG, fissuura, pyöristetty, 4 mm	5 kpl
32248	838/014FG, fissuura, pyöristetty, 4 mm	5 kpl

**PREPAROINTITIMANTIT TOP DENT, STERIILI**

TOP DENT

Yksittäispakatut valmiiksi steriilit preparointitimantit, kulmakappalekiinnitteiset

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
68143	801M/033W, pallo	25 x 1 kpl
68144	801M/025W, pallo	25 x 1 kpl
68145	850M/016W, fissuura kapea pyöreäpäinen	25 x 1 kpl
68146	862M/016W, liekki	25 x 1 kpl



ISO-vastaavuudet:



801 = ISO 001



859 = ISO 166




862 = ISO 249

## HIONTATIMANTIT TOP DENT

### TOP DENT

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
<b>Kulmakappalekiinnitteiset (W)</b>		
32205	801/016W, pallo	5 kpl
32206	368/023W, liekki, pullea	5 kpl
<b>Turbiiniikiinnitteiset (FG)</b>		
32062	368/023FG, liekki, pullea	5 kpl
32063	368C/023FG, liekki pullea	5 kpl
32064	379/023FG, muna	5 kpl
32065	392/016FG, interdentaali	5 kpl
32066	392/018FG, interdentaali	5 kpl
32067	830R/010FG, päärynä	5 kpl
32068	830R/012FG, päärynä	5 kpl
32069	830RL/012FG, päärynä	5 kpl
32070	830RLC/012FG, päärynä	5 kpl
32071	830RL/014FG, päärynä	5 kpl
32072	830RLC/014FG, päärynä	5 kpl
32073	837/012FG, fissuura, pitkä, tasapäinen	5 kpl
32074	837/014FG, fissuura, pitkä, tasapäinen	5 kpl
32075	848C/018FG, fissuura, kapea, tylppä	5 kpl
32076	850/016FG, fissuura, kapea, tylppä	5 kpl
32077	858/014FG, fissuura, kapea, terävä	5 kpl
32078	859/010FG, fissuura, kapea, terävä	5 kpl
32079	861/012FG, liekki	5 kpl
32080	862/012FG, liekki, pitkä	5 kpl
32081	862/014FG, liekki, pitkä	5 kpl
32082	863/012FG, liekki	5 kpl
32083	863/016FG, liekki	5 kpl
32084	863C/012FG, liekki	5 kpl
32085	878C/014FG, fissuura	5 kpl
32086	878KC/018FG, fissuura	5 kpl
32087	879/012FG, fissuura, pyöreä, nuoli	5 kpl
32088	879/014FG, fissuura, pyöreä, nuoli	5 kpl
32089	880/012FG, fissuura, pyöreä	5 kpl
32090	881/012FG, fissuura, pyöreä	5 kpl
32091	881/014FG, fissuura, pyöreä	5 kpl



## GOLD HELIX -HIONTATIMANTIT TOP DENT

### TOP DENT

Karkeus XC = extra course. Timanttikierre poistaa depriksen tehokkaasti. 24 k kultaus. Nopea ja hyvä leikkaavuus – terävä. Tehokas jäähdytys.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32017	H368XC/023FG, liekki pullea	5 kpl
32018	H848XC/016FG, fissuura, kapea, tylppä	5 kpl
32019	H855C/020FG, fissuura, kapea, tylppä	5 kpl
32020	H856XC/016FG, kapea, pyöreä	5 kpl
32021	H856C/016FG, kapea, pyöreä	5 kpl
32022	H856XC/016FG, kapea, pyöreä	5 kpl
32023	H856XC/019FG, kapea, pyöreä	5 kpl
32024	H856XC/0210FG, kapea, pyöreä	5 kpl
32025	H856XC/022FG, kapea, pyöreä	5 kpl
32026	H850XC/014Fg, fissuura, kapea, pyöreä	5 kpl
32027	H850XC/018FG, fissuura, kapea, pyöreä	5 kpl
32028	H878KXC/016FG, fissuura	5 kpl



## VIIMEISTELYTIMANTIT TOP DENT

TOP DENT

tuotenro tuotenimi

**Kulmakappalekiinnitteiset**

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
32207	Timantti 801F/014W, pallo	5 kpl
32208	Timantti 801F/018W, pallo	5 kpl
32209	Timantti 801F/023W, pallo	5 kpl
32210	Timantti 801F/026W, pallo	5 kpl
32211	Timantti 801F/029W, pallo	5 kpl
32212	Timantti 801F/030W, pallo	5 kpl
32213	Timantti 861F/012W, liekki	5 kpl
32214	Timantti 862F/012W, liekki	5 kpl
32215	Timantti 368F/016W, liekki, pullea	5 kpl
32216	Timantti 368F/018W, liekki, pullea	5 kpl
32217	Timantti 368F/023W, liekki, pullea	5 kpl
32218	Timantti 830F/021W, päärynä	5 kpl

**Turbiinikiinnitteiset**

32011	Timantti 801F/018FG, pallo	5 kpl
32012	Timantti 801F/023FG, pallo	5 kpl
32013	Timantti 801F/025FG, pallo	5 kpl
32014	Timantti 801F/029FG, pallo	5 kpl
32015	Timantti 801F/033FG, pallo	5 kpl
32016	Timantti 801XF/033FG, pallo	5 kpl
32050	Timantti 368F/016FG, liekki	5 kpl
32051	Timantti 368F/020FG, liekki pullea	5 kpl
32052	Timantti 368F/023FG, liekki pullea	5 kpl
32053	Timantti 368XF/023FG, liekki pullea	5 kpl
32054	Timantti 379F/023FG, muna	5 kpl
32055	Timantti 379XF/023FG, muna	5 kpl
32056	Timantti 860F/012FG, luoti	5 kpl
32057	Timantti 862F/010FG, liekki	5 kpl
32058	Timantti 862F/012FG, liekki	5 kpl
32059	Timantti 862F/014FG, liekki	5 kpl
32060	Timantti 862XF/012FG, liekki	5 kpl
32061	Timantti 863XF/010FG, liekki	5 kpl



32207



32213



32214



32215



32218



32011



32050



32054



32056



32057



32061

## STERIILIT VIIMEISTELYTIMANTIT TOP DENT KERTAKÄYTTÖISET

TOP DENT



850 = ISO 199



68 = ISO 257



801 = ISO 001



859 = ISO 166



862 = ISO 249

ISO-vastaavuudet:

Yksittäispakatut valmiiksi steriilit viimeistelytimantit, kulmakappalekiinnitteiset.

tuotenro tuotenimi

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
68135	850F/016W, fissuura kapea pyöreäpäinen	25 x 1 kpl
68136	859F/014W, fissuura kapea pyöreäpäinen	25 x 1 kpl
68137	862F/016W, liekki	25 x 1 kpl
68138	368XF/023W, liekki	25 x 1 kpl
68139	368F/020W, liekki	25 x 1 kpl
68140	368F/023W, liekki	25 x 1 kpl
68141	801F/025W, pallo	25 x 1 kpl
68142	801F/033W, pallo	25 x 1 kpl




## TIMANTTI 801

### KOMET

801FG pituus 19 mm. 801W pituus 22 mm. 6801 pituus 19 mm, vihreä merkkirengas varressa. 5801 pituus 19 mm, musta merkkirengas varressa. 8801 pituus 19 mm, punainen merkkirengas varressa. 8801EF pituus 19 mm, keltainen merkkirengas varressa. 801FGL pituus 21 mm. Miniattyripora pituus 16 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80419	801, 009FG	5 kpl
80417	801, 010FG	5 kpl
80405	801, 012FG	5 kpl
80414	801, 014FG	5 kpl
80416	801, 016FG	5 kpl
36964	801, 018FG	5 kpl
36846	801, 023FG	5 kpl
36847	801, 029FG	5 kpl
36848	801, 035FG	5 kpl
34358	801, 012W	5 kpl
06099	801, 016W	5 kpl
36849	801, 023W	5 kpl
36850	801, 029W	5 kpl
36851	801, 035W	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
37917	6801, 010FG	5 kpl
37918	6801, 012FG	5 kpl
31809	6801, 014FG	5 kpl
34654	6801, 018FG	5 kpl
36127	6801, 023FG	5 kpl
34655	6801, 029FG	5 kpl
07043	6801L, 016FG	5 kpl
<b>Musta</b>		
34127	5801, 023FG	5 kpl
34128	5801, 016FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
33895	8801, 014FG	5 kpl
34341	8801, 025FG	5 kpl
36885	8801, 018FG	5 kpl
80438	8801, 023FG	5 kpl
78021	8801, 029FG	5 kpl
33965	8801, 035FG	5 kpl
80365	8801, 023W	5 kpl
80371	8801, 029W	5 kpl
80401	8801, 018W	5 kpl
83902	8801, 035W	5 kpl
<b>Keltainen</b>		
83901	801EF, 018FG	5 kpl
37919	801EF, 023FG	5 kpl
83813	801EF, 023W	5 kpl
38312	801EF, 029FG	5 kpl
33892	801, 012FGL	5 kpl
37820	801, 010FGS, miniatyyri	5 kpl



**TIMANTTI 801L**

KOMET

Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34074	016FG	5 kpl

**TIMANTTI 805**

KOMET

Pituus 19 mm.


tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37821	010FG	5 kpl
37822	012FG	5 kpl

**TIMANTTI 806**

KOMET

Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36852	012FG	5 kpl
34132	018FG	5 kpl

**TIMANTTI 830**

KOMET

8830 punainen merkkirengas varressa. 8830FG pituus 19 mm.  
8830W pituus 22 mm. 830 pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35472	830, 010FG	5 kpl
34925	830, 012FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
37871	8830, 014FG	5 kpl
02265	8830, 016W	1 kpl
80440	8830, 021W	5 kpl



## TIMANTTI 830L

KOMET

8830L pituus 19 mm. Punainen merkkirengas varressa. 830L pituus 19 mm. 6830L pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39908	830L, 012FG	5 kpl
36854	830L, 014FG	5 kpl
35872	830L, 016FG	5 kpl
33873	830L 018FG	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
36129	6830L,014FG	5 kpl
36130	6830L, 016FG	5 kpl
37144	6830L, 018FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
35351	8830L, 014FG	5 kpl



## TIMANTTI 8830RL

KOMET

Pituus 19 mm. Punainen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39868	016FG	5 kpl



## TIMANTTI 830RL

KOMET

Pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
18828	021W	5 kpl



## TIMANTTI-S 6830L

KOMET

Pituus 19 mm. Päärynän muotoinen. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33177	012FG	5 kpl
31573	014FG	5 kpl



## TIMANTTI-S 6830RL

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37823	012FG	5 kpl
37824	014FG	5 kpl



Patentoitu malli/  
Utility model patents  
DE 199 08 507  
EP 1 031 325



## TIMANTTI 6830RL

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34647	018FG	5 kpl



## TIMANTTI-S 6835KR

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmön-  
tuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus  
koko 012FG 3,7 mm ja 014FG 4,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37826	012FG	5 kpl
37827	014FG	5 kpl



## TIMANTTI 835KR

KOMET

Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33967	010FG, 4 mm	5 kpl



## TIMANTTI 836KR

KOMET

Pituus 19 mm. 8836KR punainen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33968	836KR, 012FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
34129	8836KR, 014FG	5 kpl
37718	8836KR, 016FG	5 kpl



## TIMANTTI 6837

KOMET

Turbiiniikiinnitteinen (FG) hiontatimantti, jossa vihreä merkkirengas varressa.  
Timanttiosuus 8 mm pitkä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33148	014FG	5 kpl




## TIMANTTI-S 6837KR

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36832	012FG	5 kpl
36833	014FG	5 kpl
37832	016FG	5 kpl




## TIMANTTI 835

KOMET

Pituus 19 mm. 6835 vihreä merkkirengas varressa. 835W pituus 22 mm. 10835 mallissa työskentely osan pituus lyhyempi kuin 835 mallissa, koko 009FG 2 mm, koko 010FG 3,0 mm ja koko 012FG 3,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80386	835, 008FG, 3 mm	5 kpl
80370	835, 009FG, 3 mm	5 kpl
80358	835, 010FG, 4 mm	5 kpl
80360	835, 012FG, 4 mm	5 kpl
80391	835, 014FG, 4 mm	5 kpl
80420	835, 016FG, 4 mm	5 kpl
36856	835, 012W	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
36830	6835, 010FG	5 kpl
38409	6835, 012FG	5 kpl
36831	6835, 014FG	5 kpl
<b>Lyhyt</b>		
80369	10835, 009FG	5 kpl
80418	10835, 010FG	5 kpl
80460	10835, 012FG	5 kpl
<b>Miniatyyri</b>		
37825	835FGS, 010FGS, miniatyyri	5 kpl



## TIMANTTI 836

KOMET

Pituus 19 mm. 6836 vihreä merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 6,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80449	836, 012FG, 6 mm	5 kpl
80441	836, 014FG, 6 mm	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
37829	6836, 018FG	5 kpl




## TIMANTTI 837

KOMET

Pituus 19 mm. 8837 punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36858	837, 012FG	5 kpl
36859	837, 014FG	5 kpl
37830	837, 016FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
37872	8837, 014FG	5 kpl



## TIMANTTI 837L

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37831	014FG	5 kpl



## TIMANTTI 837KR

KOMET

Pituus 19 mm. Punainen merkkirengas varressa. Kruunun hiontaan. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34115	837KR, 012FG	5 kpl
35525	837KR, 014FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
35616	8837KR, 012FG	5 kpl
37807	8837KR, 014FG	5 kpl



## TIMANTTI 838

KOMET

Pituus 19 mm. 6838 vihreä merkkirengas varressa. Pyörästetty preparointitimantti. Leikkaavanterän pituus koot: 008FG ja 009FG 3,0 mm. Koot: 010FG ja 010FG 4 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80409	838, 008FG, 3 mm	5 kpl
80395	838, 009FG, 3 mm	5 kpl
80389	838, 010FG, 4 mm	5 kpl
80393	838, 012FG, 4 mm	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
06620	6838, 012FG, 4 mm	5 kpl
80408	10838, 009FG, 4 mm	5 kpl
80458	10383, 010FG, 3 mm	5 kpl



## TIMANTTI 880

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 6,0 mm. Pyörästetty pää.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36884	014FG	5 kpl




## TIMANTTI-S 6881

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalit timantit. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31571	012FG	5 kpl
34007	014FG	5 kpl
34544	016FG	5 kpl



## TIMANTTI 881

KOMET

Pituus 19 mm. 6881 vihreä merkkirengas varressa. 5881 musta merkkirengas varressa. 8881 punainen merkkirengas varressa. 881EF keltainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37857	881, 010FG	5 kpl
36886	881, 012FG	5 kpl
36887	881, 014FG	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
36061	6881, 012FG	5 kpl
33970	6881, 014FG	5 kpl
34123	6881, 016FG	5 kpl
<b>Musta</b>		
33969	5881, 016FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
34507	8881, 012FG	5 kpl
36894	8881, 014FG	5 kpl
<b>Keltainen</b>		
35796	881EF, 014FG	5 kpl



## TIMANTTI S6882

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalit timantit. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35792	012FG	5 kpl



## TIMANTTI S6882L

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalit timantit. Leikkaavanterän pituus 12,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35471	014FG	5 kpl




## TIMANTTI 882

KOMET

Pituus 19 mm. 8882L punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34380	882, 014FG	5 kpl
35470	8882L, 014FG	5 kpl



## TIMANTTI 886

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. Teräväkärkinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34421	012FG	5 kpl
36891	016FG	5 kpl




## TIMANTTI 852

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. Teräväkärkinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37870	852, 012FG	5 kpl
36890	8852, 014FG	5 kpl



## TIMANTTI 8955

KOMET

Pituus 19 mm. Punainen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34040	008FG	5 kpl



## TIMANTTI 955EF

KOMET




Erittäin hieno viimeistelytimantti 25 µm. Leikkaavanterän pituus 3 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31729	008FG	5 kpl

## TIMANTTI 858

KOMET



FG pituus 19 mm ja W pituus 22 mm. 8858 punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80459	858, 014FG	5 kpl
38063	858, 014W	5 kpl
<b>Punainen</b>		
34096	8858, 010FG	5 kpl
34097	8858, 014FG	5 kpl

## TIMANTTI 885

KOMET



Pituus 19 mm. 8885 punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37859	885, 012FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
34403	8885, 014FG	5 kpl

## TIMANTTI 859

KOMET



Pituus 19 mm. 8859 punainen merkkirengas varressa. 6859 vihreä merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus koko 010FG 11,0 mm. Koko 018FG ja 018W 10,0 mm. Koko 014FG 9,0 mm.


tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36868	859, 010FG	5 kpl
37848	859, 018FG	5 kpl
38064	859, 018W	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
36837	6859, 018FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
36968	8859, 010FG	5 kpl
34205	8859, 014FG	5 kpl
36546	8859, 018FG	5 kpl

**TIMANTTI 850**

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. Hiontaan ja preparointiin.


tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36862	012FG	5 kpl
36863	014FG	5 kpl
37842	016FG	5 kpl
36864	018FG	5 kpl
72006	023FG	5 kpl

**TIMANTTI 8845KR**

KOMET

Pituus 19 mm. Punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 4,0 mm. Preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35692	018FG	5 kpl
35450	021FG	5 kpl

**TIMANTTI 846KR**

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 6,0 mm. Kruunuhiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37725	016FG	5 kpl

**TIMANTTI 847**

KOMET

Pituus 19 mm. 8847KR punainen merkkirengas varressa. 6847 vihreä merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37835	847, 012FG <i>Vihreä</i>	5 kpl
36834	6847, 016FG <i>Punainen</i>	5 kpl
37836	8847, 012FG	5 kpl




## TIMANTTI 847KR

KOMET

Pituus 19 mm. 8847KR punainen merkkirengas varressa. 6847 vihreä merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruununhiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38093	847KR, 023FG	5 kpl
<i>Vihreä</i>		
36835	6487KR, 016FG	5 kpl
<i>Punainen</i>		
34495	8847KR, 014FG	5 kpl
36889	8847KR, 016FG	5 kpl
37719	8847KR, 023FG	5 kpl



## TIMANTTI 951KR

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruununhiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37188	016FG	5 kpl
<i>Punainen</i>		
31893	8951KR/024FG	5 kpl



## TIMANTTI 959KR

KOMET

Pituus 19 mm. 8959KR punainen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37863	959KR, 018FG	5 kpl
<i>Punainen</i>		
37864	8959KR, 018FG	5 kpl




## TIMANTTI 6846

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 6,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37833	012FG	5 kpl
37834	016FG	5 kpl






**TIMANTTI 848**

KOMET

FG pituus 19 mm. W pituus 22 mm. 6484 vihreä merkkirengas varressa.  
Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37839	848, 014FG	5 kpl
37840	848, 016FG	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
37838	6848, 016FG	5 kpl
36836	6848, 023FG	5 kpl

**TIMANTTI 849**

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 4,0 mm. Preparointiin.


tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37841	010FG	5 kpl

**TIMANTTI 855**

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus koko 012FG 6,0 mm ja koko 025FG 7,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36865	855, 012FG	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
37844	6855, 025FG	5 kpl

**TIMANTTI-S 5856**

KOMET

S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit.  
Leikkaavanterän pituus 8,0 mm.


tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31563	016FG	5 kpl

**TIMANTTI-S 6856**

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm.  
Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34055	016FG	5 kpl
34545	018FG	5 kpl



## TIMANTTI-S 6856XL

KOMET

Varressa vihreä merkkirengas. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus 12,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31564	021FG	5 kpl

## TIMANTTI 856

KOMET

Pituus 19 mm. 6856 vihreä merkkirengas varressa. 8856 punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
<b>Vihreä</b>		
37847	6856, 018FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
35793	8856, 016FG	5 kpl
33857	8856, 018FG	5 kpl



## TIMANTTI 856P

KOMET

Pituus 19 mm. 8856P punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Pinnipora kruununhiontaan. Pinni 0,5 mm

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36866	856P, 018FG	5 kpl
36867	856P, 021FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
37845	8856P, 018FG	5 kpl
37846	8856P, 021FG	5 kpl



## TIMANTTI 876

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus 5,0 mm. Preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36875	009FG	5 kpl




806 314 287524  
876.314.009 +

## TIMANTTI-S 6878

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36839	012FG	5 kpl
36840	014FG	5 kpl
36128	016FG	5 kpl



## TIMANTTI-S 6951KR

KOMET

Terän pituus 8 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31565	023FG	5 kpl



## TIMANTTI 878

KOMET

FG pituus 19 mm. W pituus 22 mm. 5878 musta merkkirengas varressa. 6878 vihreä merkkirengas varressa. 8878 punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruunuhiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36876	878, 010FG	5 kpl
36877	878, 012FG	5 kpl
38065	878, 012W	5 kpl
<b>Musta</b>		
36829	5878, 014FG	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
33884	6878, 010FG	5 kpl
35004	6878, 012FG	5 kpl
36838	6878, 014FG	5 kpl
35161	6878, 016FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
34052	8878, 012FG	5 kpl
37854	8878, 014FG	5 kpl




## TIMANTTI-S 6879

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36843	012FG	5 kpl
36844	014FG	5 kpl
36845	016FG	5 kpl



## TIMANTTI 879

KOMET

Pituus 19 mm. 6879 vihreä merkkirengas varressa. 8879 punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus: 10,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39369	879, 010FG	5 kpl
39370	879, 014FG	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
35559	6879, 012FG	5 kpl
34060	6879, 014FG	5 kpl
36841	6879, 016FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
37873	8879, 014FG	5 kpl
<b>Keltainen</b>		
33152	879EF, 014FG	5 kpl




## TIMANTTI-S 6878K

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33149	012FG	5 kpl
33980	016FG	5 kpl
33822	018FG	5 kpl




## TIMANTTI 878K

KOMET

Pituus 19 mm. 5878 musta merkkirengas varressa. 6878 vihreä merkkirengas varressa. 8878 punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36878	878K, 014FG	5 kpl
36879	878K, 016FG	5 kpl
36880	878K, 018FG	5 kpl
<b>Musta</b>		
35053	5878K, 016FG	5 kpl
35054	5878K, 018FG	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
34547	6878K, 014FG	5 kpl
34548	6878K, 016FG	5 kpl
34203	6878K, 023FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
36183	8878K, 016FG	5 kpl




## TIMANTTI 878KP

KOMET

Pituus 19 mm. 8878KP punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm.  
Pinnipora kruunun hiontaan. Pinni 0,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36881	878KP, 018FG	5 kpl
36882	878KP, 021FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
37855	8878KP,018FG	5 kpl
37856	8878KP,021FG	5 kpl




## TIMANTTI 6879K

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm.  
Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36842	012FG	5 kpl
35795	014FG	5 kpl




## TIMANTTI 368

KOMET

FG pituus 19 mm. W pituus 22mm. FGL pituus 21 mm. 8368 punainen merkkirengas varressa. 368EF keltainen merkkirengas varressa. 6368 vihreä merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus koko 016FG ja W 3,0 mm. Koko 021FG ja W 4,5 mm. Koko 023FG ja W 5,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34076	368, 021FG	5 kpl
36827	368, 023FG	5 kpl
32311	368, 023W	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
33893	6368, 023FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
36857	8368, 016FG	5 kpl
35021	8368, 021FG	5 kpl
80451	8368, 023FG	5 kpl
80410	8368, 016W	5 kpl
80383	8368, 023W	5 kpl
34116	8368, 023FGL	5 kpl
<b>Keltainen</b>		
37145	368EF, 021FG	5 kpl
34508	368EF, 023FG	5 kpl
83812	368EF, 023W	5 kpl



## TIMANTTI 8368L

KOMET

Pituus 22 mm. Punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 4,5 mm. Preparointiin ja hiontaan.



8368L.204.018

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
18830	018W	5 kpl

## TIMANTTI-S 6368

KOMET

Pituus 19 mm. Okklusaalimuotoiluun. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus 5,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31570	023FG	5 kpl

## TIMANTTI 379

KOMET

Pituus 19 mm. 8379 punainen merkkirengas varressa. 379EF keltainen merkkirengas varressa. 6379 vihreä merkkirengas varressa. 5379 musta merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus koko 012FG 2,8 mm. Koko 018FG 3,4 mm. Koko 021FG 4,2 mm. Koko 023FG 4,2 mm. Preparointiin ja hiontaan.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36828	379, 023FG	5 kpl
<b>Musta</b>		
34125	5379, 023FG	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
35794	6379, 023FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
34059	8379, 012FG	5 kpl
36425	8379, 018FG	5 kpl
36426	8379, 021FG	5 kpl
36860	8379, 023FG	5 kpl
80456	8379, 023W	5 kpl
<b>Keltainen</b>		
36480	379EF, 018FG	5 kpl
39805	379EF, 023FG	5 kpl



## TIMANTTI-S 6379

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. S-timantit vähentävät lämmöntuottoa ja ovat tehokkaampia kuin normaalitimantit. Leikkaavanterän pituus 4,1 mm. Preparointiin ja hiontaan.




tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31572	023FG	5 kpl

## TIMANTTI 390

KOMET

Pituus 19 mm. 8390 punainen merkkirengas varressa. 390EF keltainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 3,5 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
<i>Punainen</i>		
36478	8390, 016FG	5 kpl
<i>Keltainen</i>		
36479	390EF, 016FG	5 kpl




## TIMANTTI 889

KOMET

Pituus 19 mm. 8889 punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus koko 009FG 3,5 mm ja koko 010FG 4,0 mm. Hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37860	889, 009FG, Viking	5 kpl
<i>Punainen</i>		
36895	8889, 009FG, Viking	5 kpl
38410	8889, 010FG, Viking	5 kpl




## TIMANTTI 860

KOMET

FG pituus 19 mm ja W pituus 22 mm. 8860 punainen merkkirengas varressa. 860EF keltainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus koko 010FG 4,0 mm, muut koot 5,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37849	860, 010FG	5 kpl
37850	860, 014FG	5 kpl
37851	860, 016FG	5 kpl
<i>Punainen</i>		
34092	8860, 012FG	5 kpl
80376	8860, 012W	5 kpl
02296	8860, 009W	1 kpl
<i>Keltainen</i>		
35446	860EF, 012FG	5 kpl



## TIMANTTI 8861

KOMET

Pituus 22 mm. Punainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 6,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
18829	012W	5 kpl



## TIMANTTI 862

KOMET

FG pituus 19 mm ja W pituus 22 mm. 6862 vihreä merkkirengas varressa.  
8862 punainen merkkirengas varressa. 862EF keltainen merkkirengas varressa.  
Leikkaavanterän pituus 8,0 mm. Kruunun hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36869	862, 012FG	5 kpl
36965	862, 014FG	5 kpl
36870	862, 014W	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
37852	6862, 012FG	5 kpl
37853	6862, 014FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
39807	8862, 010FG	5 kpl
80453	8862, 012FG	5 kpl
36892	8862, 014FG	5 kpl
80372	8862, 012W	5 kpl
<b>Keltainen</b>		
39806	862EF, 010FG	5 kpl
36871	862EF, 012FG	5 kpl
36872	862EF, 012FW	5 kpl



## TIMANTTI 863

KOMET

FG pituus 19 mm ja W pituus 22 mm. 6863 vihreä merkkirengas varressa. 8863 punainen merkkirengas varressa. 863EF keltainen merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm. Hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35071	863, 016W	5 kpl
<b>Vihreä</b>		
35160	6863, 016FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
34389	8863, 010FG	5 kpl
36893	8863, 012FG	5 kpl
34023	8863, 016FG	5 kpl
03439	8863, 012W	5 kpl
<b>Keltainen</b>		
36873	863EF, 012FG	5 kpl
36874	863EF, 016FG	5 kpl



## TIMANTTI 868B

KOMET

Pituus 19 mm. Upotuspora. Leikkaavanterän pituus 7,0 mm. Laminaattihiontoihin. Upotus 0,3 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34069	868B, 018FG, 3-osainen	5 kpl






**TIMANTTI 834**

KOMET

Pituus 19 mm. Uputuspora. Leikkaavanterän pituus 6,0 mm. Laminaattihiontoihin.  
Uputus koko 016FG 0,3 mm ja koko 021FG 0,5 mm.


tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34697	834, 016FG, 3-osainen	5 kpl
36855	834, 021FG, 3-osainen	5 kpl

**TIMANTTI 6844**

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm, kärjessä 1,5 mm hienempi karheus. Laminaattihiontoihin.


tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35443	6844, 014FG	5 kpl
35281	6844, 016FG	5 kpl

**TIMANTTI ZR863**

KOMET

Pituus 19 mm. Zirkoniale. Leikkaavanterän pituus 10,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35468	ZR863, 014FG	5 kpl
35469	ZR8863, 014FG	5 kpl

**TIMANTTI ZR8379**

KOMET

Pituus 21 mm. zirkoniale. Leikkaavanterän pituus 4,2 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37690	023FGL	5 kpl

**TIMANTTI 851**

KOMET

Pituus 19 mm. Cavum-avaukseen juurihoidon yhteydessä.  
Leikkaamaton kärki. Leikkaavanterän pituus 6,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37843	016FG	5 kpl



## TIMANTTI 833A

KOMET

Pituus 19 mm. Okklusaali "Raptor". Leikkaavanterän pituus 1,5 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34068	025FG	5 kpl



## TIMANTTI 8833

KOMET

Pituus 19 mm. Punainen merkkirengas varressa. Okklusaali muotoiluun. Leikkaavanterän pituus 3,6 mm. Preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36888	031FG	5 kpl



## TIMANTTI 6369A

KOMET

Pituus 19 mm. Vihreä merkkirengas varressa. Okklusaali muotoiluun. Leikkaavanterän pituus 5,7 mm. Hiontaan ja preparointiin.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39809	023FG	5 kpl




## TIMANTTI 811

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus koko 033FG 4,3 mm ja koko 037G 7,0 mm. Preparointiin ja hiontaan.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37828	033FG, salmiakki	5 kpl
36853	037FG, salmiakki	5 kpl




## TIMANTTI 392

KOMET

FG pituus 19 mm ja W pituus 22 mm. 8392 punainen merkkirengas varressa. 392EF keltainen merkkirengas varressa. Interdentaali muotoiluun. Leikkaavanterän pituus 5,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
<b>Punainen</b>		
36861	8392, 016FG	5 kpl
80439	8392, 016W	5 kpl
<b>Keltainen</b>		
34067	392EF, 016FG	5 kpl




## TIMANTTI 909

KOMET

Pituus 19 mm. Leikkaavanterän pituus koko 040FG ja 040W 1,3 mm.  
Koko 055FG ja 055W 2,4 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37861	909, 040FG, limppu	5 kpl
37862	909, 055FG, limppu	5 kpl
36896	909, 040W, limppu	5 kpl
36897	909, 055W, limppu	5 kpl




## TIMANTTI 905

KOMET

Pituus 19 mm. 8905 punainen merkkirengas varressa. Okklusaali muotoiluun.  
Leikkaavanterän pituus koko 018FG 2,3 mm. Koko 023FG 2,8 mm.  
Koko 027FG 2,9 mm ja koko 031FG 3,1 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
78027	905, 018FG	5 kpl
78029	905, 023FG	5 kpl
78031	905, 027FG	5 kpl
78035	905, 031FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
78023	8905, 018FG	5 kpl
78024	8905, 023FG	5 kpl
78025	8905, 027FG	5 kpl
78026	8905, 031FG	5 kpl



## TIMANTTI 5985

KOMET

Pituus 19 mm. Musta merkkirengas varressa. Yhdistelmämuovin poistoon.  
Leikkaavanterän pituus 4,2 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36724	012FG	5 kpl



## TIMANTTI 4ZR

KOMET

Pituus 19 mm. Zirckonian preparointiin. Leikkaavanterän pituus 8,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34595	4ZR, 012FG	5 kpl
38866	4ZR, 014FG	5 kpl




## TIMANTTI 832

KOMET

Pituus 22 mm. Juurenpinnan tasoitukseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37865	832, 014W <i>Punainen</i>	5 kpl
37866	8832, 014W <i>Keltainen</i>	5 kpl
37868	832EF, 014W	5 kpl




## TIMANTTI 832L

KOMET

Pituus 22 mm. Juurenpinnan tasoitukseen. Leikkaavanterän pituus 5,0 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37867	8832L, 014W <i>Punainen</i>	5 kpl
37869	832LEF, 014W <i>Keltainen</i>	5 kpl



## HIONTAKIEKKO 8934A

KOMET

Timanttikiikko katkaisuun esimerkiksi ortodontiassa. Käytetään Disc guardian kanssa. Käy kehränvarren 303 kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71889	8934A, timanttikiikko, Zachrisson, 220	1 kpl
31090	8934A, timanttikiikko, Zachrisson, 100	1 kpl
89424	303/H, kehränvarsi <i>Lisätuote</i>	1 kpl



## TIMANTTILAIKKA

KOMET

Välihiontalaikka. 4430 setissä timanttilaikat OS1M, OS1F, OS2M ja OS2F. Vaatii oman kulmakappaleen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39567	Setti 4430	4 kpl
38232	OS1F	1 kpl
39570	OS2F	1 kpl
39568	OS1M	1 kpl
39569	OS2M	1 kpl
39584	Kulmakappale OS 30, 8:1 <i>Lisätuote</i>	1 kpl



## INLAY/ONLAY HIONTASETTI

KOMET

Inlay/Onlay hiontasetti – Nohrström/Ostela. Setissä 847KR.314.023, 8847KR.314.023, 8959KR.314.018, 8847KR.314.014 ja 8801.204.029.

tuotenro tuotenimi pakkauskoko  
37680 Setti TD840B 5 kpl



Inlay/Onlaysetti - Nohrström/Ostela  
Inlay/Onlay set - Nohrström/Ostela

	847KR.314.023	1	
	8847KR.314.023	1	
	8959KR.314.018	1	
	8847KR.314.014	1	
	8801.204.029	1	

## KRUUNU/LAMINAATTIHIONTASETTI

KOMET

Kruunu/laminaatti hiontasetti. Setissä 6878.314.010, S6878.314.014, 8878.314.014, 8856.314.018, 834.314.021, 811.314.037, 6379.314.023, ja 6879K.314.012.

tuotenro tuotenimi pakkauskoko  
37681 Setti TD841B 8 kpl



Kruunu/Laminaattiseti - Nohrström/Ostela  
Crown/Laminaate set - Nohrström/Ostela

	6878.314.010	1	
	S6878.314.014	1	
	8878.314.014	1	
	8856.314.018	1	
	811.314.037	1	
	6379.314.023	1	
	6879K.314.012	1	
	834.314.021	1	

## TIMANTTISETTI 4384A

KOMET

Kruunun preparointiseti. Sisältää pinniporat: 878KP.018, 878KP.021, 8878KP.018, 8878KP.021, 856P.018, 856P.021, 8856P.018, 8856P.021, S6878K.012, S6878K.016, S6856.018, 8856.018, 6379.023, 661.420.

tuotenro tuotenimi pakkauskoko  
06541 Setti 4384A 14 kpl




4384 A.314

06541



Kruunun preparointiseti - Prof. Göney  
Set for crown preparation with guide pin according to Prof. Göney



	878KP.314.018	1	
	878KP.314.021	1	
	8878KP.314.018	1	
	8878KP.314.021	1	
	856P.314.018	1	
	856P.314.021	1	
	8856P.314.018	1	
	8856P.314.021	1	
	S6878K.314.012	1	
	S6878K.314.016	1	
	S6856.314.018	1	
	8856.314.018	1	
	6379.314.023	1	
	661.314.420	1	

## TIMANTTI SETTI 4336A

KOMET

Sisältää porat: 905.018, 905.023, 905.027, 905.031, 8905.018, 8905.023, 8905.027, 8905.031, H379UF.014, H390UF.016. FG kiinnityksellä.

tuotenumero tuotenimi pakkauskoko  
72081 4336A 10 kpl



4336 A.000 72081  
i i  
Oikkuksuulisten pinta-ten viimennötyyn  
Set for preparation of occlusal surfaces

905.313.018	1	
905.313.023	1	
905.313.027	1	
905.313.031	1	
8905.313.018	1	
8905.313.023	1	
8905.313.027	1	
8905.313.031	1	
H379UF.314.014	1	
H390UF.314.016	1	

## TIMANTTI PROCERA KIT

KOMET

Sisältö: 1 kpl timantti 368/023FG, 878K/014FG, 878K/016FG, 878K/018FG.

tuotenumero tuotenimi pakkauskoko  
84631 Setti 4333 4 kpl



4333.000 84631  
i i  
Procera® postilän preparointiseti  
Procera® Preparation set

878K.314.014	1	
878K.314.016	1	
878K.314.018	1	
368.314.023	1	

Procera® on rekisteröity tavaramerkki Nobel Biocare, Ruotsi  
Procera® is a registered trademark of Nobel Biocare, Sweden

## HIONTATIMANTTI CEREC KIT

KOMET

Pakkauksessa seuraavat timantit: S6882.314.012, 6837.314.014, S6856.314.016, 8856.314.016, 8881.314.014, 6379.314.023, 8379.314.023, 379EF.314.023, 8862.314.012, 862EF.314.012, 881EF.314.014 ja 8856P.314.018.

tuotenumero tuotenimi pakkauskoko  
35159 Setti TD2312 13 kpl



TD2312.314 35159  
i i

CEREC® preparointiseti - Dr. Pihlman  
CEREC® Prep Kit - Dr. Pihlman

S6882.314.012	1	
6837.314.014	1	
S6856.314.016	1	
8881.314.014	1	
8856.314.016	1	
6379.314.023	1	
8379.314.023	1	
379EF.314.023	1	
6879K.314.014	1	
8862.314.012	1	
862EF.314.012	1	
881EF.314.014	1	
8856P.314.018	1	

CEREC® on rekisteröity tavaramerkki Sirona Dental GmbH  
CEREC® is a registered trademark of Sirona Dental GmbH

## CVS-SETTI KERAMIALLE JA LAMINAATEILLE

KOMET

Setissä seuraavat porat: 834.314.021, 834.314.016, 6844.314.016, 6844.314.014, H133VF.314.010, 852EF.314.014, 955EF.314.008 sekä 379EF.314.023.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39965	Setti 4151	8 kpl

## TIMANTTI 860F

MDT

Samettitimantti 860 = 247. Porassa punainen merkkirengas.




tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30326	012W	5 kpl

## TIMANTTI 001

HORICO

Samettipallo, pituus FG kiinnitys 19 mm ja W kiinnitys 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88200	009FG, pallo	1 kpl
88201	010FG, pallo	1 kpl
88202	012FG, pallo	1 kpl
88203	014FG, pallo	1 kpl
83502	016FG, pallo	1 kpl
88216	025W, pallo	1 kpl
88217	033W, pallo	1 kpl




## TIMANTTI F001

HORICO

Samettipallo, pituus FG kiinnitys 19 mm ja W kiinnitys 22 mm. F001 keltainen fine karheus.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
83503	025FG, pallo	1 kpl
87819	025W, pallo	1 kpl
87820	033W, pallo	1 kpl



## TIMANTTI 068

HORICO

Sametti "limppu". 040 halkaisija 1,5 mm ja 045 halkaisija 1,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
86126	040FG, limppu	1 kpl
88223	045W, limppu	1 kpl




## TIMANTTI 108

HORICO

Tasapäinen fissuuratimantti. Pituus 3 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88080	008FG	6 kpl
88194	010FG	1 kpl
87860	010FGS, miniatyyri	1 kpl




## TIMANTTI 109

HORICO

Tasapäinen fissuuratimantti. Pituus 4 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88081	009FG	1 kpl
88082	012FG	1 kpl




## TIMANTTI 111

HORICO

Tasapäinen fissuuratimantti. Pituus 8 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88209	012FG	1 kpl
83903	016FG	1 kpl





## TIMANTTI 138

HORICO

Pyörästetty fissuura. Pituus 3 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88417	010FG	1 kpl



## TIMANTTI 139

HORICO

Pyörästetty fissuura. Pituus 4 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88416	009FG	1 kpl
88418	012FG	1 kpl



## TIMANTTI 142

HORICO

Pyörästetty fissuura. Pituus 10 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30351	014FG	5 kpl



## TIMANTTI 141

HORICO

Pyörästetty fissuura. Pituus 8 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
83498	010FG	1 kpl




## TIMANTTI 167

HORICO

Kapea fissuuratimantti. Pituus 11,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88207	014FG, fissuura kapea	1 kpl
88799	014W, fissuura kapea	1 kpl



## TIMANTTI 172

HORICO

Kapea tylppäkärkinen fissuuratimantti. Pituus 8 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88211	012FG	1 kpl



## TIMANTTI 173

HORICO

Kapea tylppäkärkinen fissuuratimantti. Pituus 10 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88205	014FG	1 kpl
88206	016FG	1 kpl




## TIMANTTI 197X

HORICO

Kooninen fissuuratimantti, pyöristetty pää. Pituus 7 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30222	025FG	1 kpl




## TIMANTTI 198

HORICO

Kooninen fissuuratimantti, pyöristetty pää. Pituus 8 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33986	012FG	1 kpl




## TIMANTTI 199

HORICO

Kooninen fissuuratimantti, pyörästetty pää. Pituus 10 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88212	012FG	1 kpl
31925	014FG	5 kpl
31926	016FG	5 kpl
31927	018FG	5 kpl
<b>Musta</b>		
56001	018FG	1 kpl




## TIMANTTI 239

HORICO

Päärynä timantti.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37816	021W	1 kpl



## TIMANTTI 248

HORICO

Kapea fissuuratimantti. Terävä kärki. Pituus 6 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
<b>Keltainen</b>		
34212	012FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
33371	012FG	5 kpl



## TIMANTTI 249

HORICO

Kapea pitkä liekkifissuuratimantti. Terävä kärki. Pituus 8 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33904	010FG, liekki pitkä	5 kpl
88208	012FG, liekki pitkä	1 kpl
81630	014FG, liekki pitkä	1 kpl
88219	012W, liekki pitkä	1 kpl
83501	014W, liekki pitkä	1 kpl
81631	016W, liekki pitkä	1 kpl



## TIMANTTI 257

HORICO

Pullea liekki. Sopii hyvin esimerkiksi palatinaalipinnoille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39728	018FG, liekki lyhyt	5 kpl
<i>Keltainen</i>		
83505	018FG, liekki pitkä	1 kpl
83506	023FG, liekki pitkä	1 kpl
87822	023W, liekki pitkä	1 kpl



## TIMANTTI 289

HORICO

Kapea fissuuratimantti. Suippo terävä kärki. Pituus 8 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88214	012FG, fissuura suippo	1 kpl
34017	014FG, fissuura suippo	1 kpl



## TIMANTTI 290

HORICO

Suippokärkinen fissuuratimantti. Pituus 10 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
81635	014FG, fissuura suippo	1 kpl
83897	016FG, fissuura suippo	1 kpl
<i>Punainen</i>		
83898	014FG, fissuura suippo	1 kpl



## TIMANTTI 297

HORICO

Suippokärkinen fissuuratimantti. Pituus 10 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31659	025FG, luoti	5 kpl
<i>Punainen</i>		
31621	025FG, luoti	5 kpl



**TIMANTTI 801**

DZ

FG kiinnitys, pituus 19 mm. Karheus medium 105–120 µm. Sininen merkkirengas varressa.  
W kiinnityspituus 22 mm. Karheus fine 46 µm. Punainen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71650	009FG	5 kpl
71651	010FG	5 kpl
71652	012FG	5 kpl
71653	014FG	5 kpl
71654	016FG	5 kpl
36712	018FG	5 kpl
<b>Punainen</b>		
35389	018W	5 kpl
35390	023W	5 kpl
35391	033W	1 kpl

**TIMANTTI 836**

DZ

Pituus 19 mm. Karheus medium 105–120 µm. Sininen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36713	012FG	5 kpl
36714	014FG	5 kpl

**TIMANTTI 835**

DZ

Pituus 19 mm. Karheus medium 105–120 µm. Sininen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71635	008FG, 3 mm	5 kpl
71636	009FG, 3 mm	5 kpl
71640	010FG, 4 mm	5 kpl
71641	012FG, 4 mm	5 kpl
71642	014FG, 4 mm	5 kpl
36711	016FG, 4 mm	5 kpl

**TIMANTTI 838**

DZ

Pituus 16 mm. Karheus medium 105–120 µm. Sininen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71643	008FG, 3 mm	5 kpl
71644	009FG, 3 mm	5 kpl
71647	009FG, 4 mm	5 kpl
71648	010FG, 4 mm	5 kpl
71649	012FG, 4 mm	5 kpl
31744	014FG, 4 mm	5 kpl



## TIMANTTI 855

DZ

Pituus 19 mm. Karheus medium 105–120 µm. Sininen merkkirengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39353	025FG	5 kpl

## TIMANTTI 862

DZ

Pitkä liekki. Leikkaava terä 8mm. Medium karheus 105–120 µm. Varressa sininen merkkirengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31819	016FG	5 kpl
303494	016W	5 kpl

303494



## TIMANTTI 863

DZ

Pituus 16 mm. Terän pituus 10 mm. Karheus medium 105–120 µm. Sininen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34303	016FG	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 864

COLTENE

Multilayer gold diamond. Terävä liekki. Punainen merkkirengas varressa. Pituus 12 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31657	014FG, 12F	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 801

COLTENE

Multilayer gold diamond. Sininen merkkirengas varressa. Medium karheus.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39993	010FG, ML	5 kpl
39994	012FG, ML	5 kpl
34120	023FG, ML	5 kpl



**TIMANTTI DIATECH 802**

COLTENE

Multilayer gold diamond. Kauluksellinen pallo. Varressa sininen merkkirengas. Karheus 105–125 µ, standard.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31745	012FG, 2,3ML	5 kpl

**TIMANTTI DIATECH 838**

COLTENE

Multilayer gold diamond. Sininen merkkirengas varressa. Medium karheus. Pituus 4 mm, pyörästetty pää.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39985	012FG, 4ML	5 kpl
39995	010FG, 4ML	5 kpl

**TIMANTTI DIATECH Z-REX**

COLTENE

Preparointitimantit Zirkoniale. Intro kit sisältää: 1 kpl ZR801/014FG, 1 kpl ZR801/018FG, 1 kpl ZR850/016FG, 1 kpl ZR881C/016FG, 1 kpl ZR379/023FG.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32793	Intro kit	5 kpl
32794	ZR881/014FG medium	5 kpl
32795	ZR881/016FG coarse	5 kpl
30999	ZR850/018FG 10M	5 kpl

**TIMANTTI DIATECH 850**

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31068	016FG, 10MLX, musta	5 kpl
31067	023FG, 10ML, sininen	5 kpl

**TIMANTTI DIATECH 852**

COLTENE

Varressa punainen merkkirengas. Karheus 45 µm, fine.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31746	012FG, 6F	5 kpl

**TIMANTTI DIATECH 850L**

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31069	018FG, 12ML	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 858

COLTENE

Varressa punainen merkkirengas. Karheus 45 µm, fine.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31747	014/8F, liekki	5 kpl
31657	014/12F, liekki	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 859

COLTENE

Varressa sininen merkkirengas.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36313	859/010, 10ML	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 862

COLTENE

Multilayer gold diamond. Terävä liekki. Pituus 8 mm. XF-karheus 25 µm (extra fine), keltainen merkkirengas varressa. F-karheus 45 µm (fine), punainen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34118	010, 8XF	5 kpl
31748	010, 8F	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 878

COLTENE

Multilayer gold diamond. Sininen merkkirengas varressa. Medium karkeus. Pituus 8 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36312	878/012, 8ML	5 kpl
39973	878, 016FG, 8ML	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 879

COLTENE

Multilayer gold diamond. Sininen merkkirengas varressa. Medium karkeus. Pituus 10 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39990	879, 012FG, 10ML	5 kpl
36306	879, 014FG, 10ML	5 kpl





**TIMANTTI DIATECH 881**

COLTENE



tuotenro tuotenimi pakkauskoko

**Punainen**

31091 881,014FG,8F 5 kpl

**Sininen**

31070 881,014FG,8ML 5 kpl

31071 881,016FG,8ML 5 kpl

**Musta**

31072 881,014FG,8MLX 5 kpl

31073 881,016FG,8MLX 5 kpl

**TIMANTTI DIATECH 882**

COLTENE



tuotenro tuotenimi pakkauskoko

31087 882,014FG,10ML 5 kpl

**TIMANTTI DIATECH 898**

COLTENE



Sininen merkkirengas varressa. Medium karheus. Pituus 11 mm.

tuotenro tuotenimi pakkauskoko

30719 898,016FG,11ML 5 kpl

**TIMANTTI DIATECH 368**

COLTENE

Multilayer gold diamond. Pullea liekki. Sininen medium karheus.  
Punainen fine karheus. Pituus 5 mm.

tuotenro tuotenimi pakkauskoko

**Sininen**

39975 368,020FG,5ML 5 kpl

36311 368,023FG,5ML 5 kpl

**Punainen**

39983 368,020FG,5F 5 kpl

30481 368,023FG,5F 5 kpl

## TIMANTTI DIATECH 379

COLTENE

Multilayer gold diamond. Kananmunan mallinen. Musta coarse karkeus ja sininen medium karkeus. Pituus 5 mm.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
<b>Musta</b>		
34119	379, 012FG, 5MLX	5 kpl
<b>Sininen</b>		
39903	379, 023FG, 5ML	5 kpl

## TIMANTTI DIATECH 6052

COLTENE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31074	6052, 018FG, 8MLX	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 6053

COLTENE

Multilayer gold diamond. mallinen. Punainen merkkirengas varressa. Medium karkeus.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
<b>Musta</b>		
39968	6053, 018FG, 10MLX	5 kpl
<b>Sininen</b>		
39967	6053, 018FG, 10ML	5 kpl

## TIMANTTI DIATECH 905

COLTENE

Multilayer gold diamond. mallinen. Punainen merkkirengas varressa.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39969	905, 023FG, 2,7F	5 kpl
39970	905, 027FG, 2,9F	5 kpl
39971	905, 031FG, 3,1F	5 kpl

## TIMANTTI DIATECH 856

COLTENE

Multilayer gold diamond. Kooninen liekki. Pyöristetty pää. Sininen merkkirengas varressa. Medium karkeus. Pituus 8 mm.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39987	856, 018FG, 8ML	5 kpl

## TIMANTTI DIATECH 856L

COLTENE

Multilayer gold diamond. Kooninen liekki. Pyörästetty pää. Sininen merkkirengas varressa. Medium karkeus. Pituus 11 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39989	856L, 018FG, 11ML	5 kpl



## TIMANTTI DIATECH 811

COLTENE

Multilayer gold diamond. Salmiakkin mallinen. Pyörästetty pää. Sininen merkkirengas varressa. Medium karkeus. 033FG pituus 5 mm. 037FG pituus 7 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34276	811, 033FG, 5ML	5 kpl
34277	811, 037FG, 7ML	1 kpl



## TIMANTTI DIATECH 835KR/014FG FISS

COLTENE

Multilayer gold diamond. Fissuuratimantti. Pyörästetyt reunat. Sininen merkkirengas varressa. Medium karkeus. Pituus 4 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39869	835KR, 014FG, 4ML	5 kpl



## CROWN & BRIDGE PREPARATION KIT

COLTENE

Sisältää porat: 882/014FG, 801/027FG, 811/033FG, 881/016FG, 878/016FG, 885/014FG ja 878K/012FG

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39871	Kit, 252002AA	7 kpl



## TIMANTTI F166

FINZLER

Punainen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88848	016W, kapea fissuura	6 kpl

## TIMANTTI F245

FINZLER

Punainen merkkirengas varressa. Karheus Fine.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
303091	014W, liekki	1 kpl

## TIMANTTI F001

FINZLER

Punainen merkkirengas varressa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88849	014W, pallo	6 kpl
88850	026W, pallo	6 kpl
88851	033W, pallo	6 kpl

## TIMANTTI VIKING 1

VERDE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88880	1 W	1 kp

## TIMANTTI VIKING 2

VERDE

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88881	2 W	1 kpl

## TIMANTIT TOP DENT KERTAKÄYTTÖINEN

## TOP DENT

Kertakäyttöiset timantit eri käyttötarkoituksiin.


tuotenro	tuotenimi	pakkausko
32029	801/010FG, pallo	5 kpl
32030	801/016FG, pallo	5 kpl
30626	830/010FG, päärynä	5 kpl
32031	830/012FG, päärynä	5 kpl
32032	835/010FG, 3 mm, fissuura, tasapäinen	5 kpl
30627	835/010FG, 4 mm, fissuura, tasapäinen	5 kpl
32033	835/012FG, 3 mm, fissuura, tasapäinen	5 kpl
30628	835/012FG, 4 mm, fissuura, tasapäinen	5 kpl
32034	856/014FG, fissuura, pyöreä	5 kpl
32035	856C/016FG, fissuura, pyöreä	5 kpl
32036	858/014FG, fissuura, kapea, terävä	5 kpl
30629	862/014FG, liekki	5 kpl
30630	878K/014FG, fissuura, kapea	5 kpl
32037	878K/018FG, fissuura, kapea	5 kpl
32038	880/014FG, fissuura, pyöreä	5 kpl
32039	885/012FG, fissuura, kapea, terävä	5 kpl
302520	880/012FG, fissuura, pyöreäpäinen	5 x 1 kpl
302521	881/012FG, fissuura, pyöreäpäinen	5 x 1 kpl
302522	881/014FG, fissuura, pyöreäpäinen	5 x 1 kpl
302523	881/016FG, fissuura, pyöreäpäinen	5 x 1 kpl
302524	850/016FG, fissuura, kapeneva	5 x 1 kpl
302525	830L/012FG, päärynä	5 x 1 kpl
302526	830L/014FG, päärynä	5 x 1 kpl
302527	856C/014FG, fissuura, hionta, kapeneva	5 x 1 kpl
302528	856/018FG, fissuura, hionta, kapeneva	5 x 1 kpl
302529	878/012FG, fissuura, hionta, terävä	5 x 1 kpl
302530	878/016FG, fissuura, hionta, terävä	5 x 1 kpl
302531	879/012FG, fissuura, hionta, terävä	5 x 1 kpl
302532	879/014FG, fissuura, hionta, terävä	5 x 1 kpl
302533	879/016FG, fissuura, hionta, terävä	5 x 1 kpl
302534	878K C/014FG, fissuura, hionta, terävä	5 x 1 kpl
302535	368XF/018FG, liekki, viimeistely	5 x 1 kpl



## KUMIKÄRKI TOP DENT YHDISTELMÄMUOVI

TOP DENT

Lateksiton. Keltainen esikiillottaja. Valkoinen huippukiillottaja.  
Y12-kuppi keltainen vaatii ruuvattavan kehränvarren.



tuotenro	tuotenimi	pakkausko
88736	W13, mini, valkoinen	50 kpl
88735	W2, liekki, valkoinen	50 kpl
88738	W14, kuppi pieni, valkoinen	50 kpl
88731	Y13, mini, keltainen	50 kpl
88730	Y2, liekki, keltainen	50 kpl
88733	Y14, kuppi pieni, keltainen	50 kpl
88734	Y12, kuppi, keltainen	50 kpl
88732	Y8, kuppi, keltainen	50 kpl

## KUMIKÄRKI TOP DENT DIACERAMIC2

TOP DENT

3-vaiheinen kiillotusjärjestelmä posliini/Zirkoniale. Sininen = coarse, roosa = medium, harmaa = fine.  
Lajitelmassa 3 x sininen, 3 x roosa, 3 x harmaa.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
302394	Lajitelma	9 kpl
302385	Minipoint, sininen	10 kpl
302386	Liekki, sininen	10 kpl
302387	Kuppi, sininen	10 kpl
302388	Minipoint, roosa	10 kpl
302389	Liekki, roosa	10 kpl
302390	Kuppi, roosa	10 kpl
302391	Minipoint, harmaa	10 kpl
302392	Liekki, harmaa	10 kpl
302393	Kuppi, harmaa	10 kpl



## DIACERAMIC 2 TWIST TOP DENT

TOP DENT

3-vaiheinen kiillotusjärjestelmä posliini/Zirkoniale. Steriloitava, monikäyttöinen. Koko 14 mm.  
Lajitelmassa 2 x sininen=karkea, 2 x roosa= medium, 2 x harmaa=fine. RPM 7000-12000.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
303340	Lajitelma	6 kpl
303341	Sininen	10 kpl
303342	Roosa	10 kpl
303343	Harmaa	10 kpl



## DIACOMPOSITE TWIST TOP DENT

TOP DENT

2-vaiheinen kiillotusjärjestelmä muoville. Lajitelmassa 3 kpl Medium ja 3 kpl Fine.  
Steriloitava. Kierrosnopeus RPM 3000-8000. Koko 14 mm.

303344	lajitelma	6 kpl
303345	Medium	10 kpl
303346	Fine	10 kpl



## EZR

GARRISON

eZr on kolmen vaiheen timanttkiillotusjärjestelmä zirkoniale ja litiumdisilikaatille. Kierrosnopeus 10000 kierr/min. Käytetään ilman vettä. Värikoodattu: sininen (Coarse), vihreä (Medium), oranssi (Fine). Complete kit sisältää: Muotoiluun: 1 x sininen kiekko ja 1 x lieriö. Esikiillotukseen: 1 x vihreä kiekko, 1 x vihreä minipoint ja 1 x vihreä kuppi. Huippukiillotukseen 1 x oranssi kiekko, 1 x oranssi minipoint ja 1 x oranssi kuppi.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31899	Complete kit	1 pkt
31900	Sininen, kiekko	5 kpl
31901	Sininen, lieriö	5 kpl
31902	Vihreä, kiekko	5 kpl
31903	Vihreä, liekki	5 kpl
31904	Vihreä, minipoint	5 kpl
31905	Vihreä, kuppi	5 kpl
31906	Oranssi, kiekko	5 kpl
31907	Oranssi, liekki	5 kpl
31908	Oranssi, minipoint	5 kpl
31909	Oranssi, kuppi	5 kpl

## THE CERECDOCTORS FINISHING KIT

HAGER &amp; MEISINGER

Universaali muotoilu- ja viimeistelysetti tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja keramiisiin restauraatioihin ja mahdollistaa erinomaisten tulosten aikaansaamisen sekä etu- että taka-alueen kruunuissa.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30897	Setti, SC01	16 kpl

## EVE DIAPOL

EVE

Lateksiton universaali timanttkiillottaja posliinille ja metallille. RA105 setissä: W16Dg, W17Dg, W18Dg, W16Dmf, W17Dmf, W18Dmf, W16D, W17D ja W18D. Sininen muotoiluun, pinkki viimeistelyyn, harmaa kiillottamiseen. Suositeltava kierrosnopeus 7000–12000 rpm, maksimi 20000 rpm.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39890	Setti, RA 305	9 kpl
37543	W11Dg, sininen, minipoint	1 kpl
36563	W16Dg, sininen, liekki	1 kpl
35987	W17Dg, sininen, kuppi	1 kpl
31738	W18Dg, sininen, linssi	1 kpl
37544	W11Dmf, pinkki, minipoint	1 kpl
36071	W16Dmf, pinkki, liekki	1 kpl
35988	W17Dmf, sininen, kuppi	1 kpl
31739	W18Dmf, pinkki, linssi	1 kpl
37545	W11D, harmaa, minipoint	1 kpl
36072	W16D, harmaa, liekki	1 kpl
35989	W17D, harmaa, kuppi	1 kpl
31740	W18D, harmaa, linssi	1 kpl

### EVEFLEX

EVE

Lateksiton kiillottaja metalleille, amalgaamille ja yhdistelmämuoville. Kestää hyvin kulutusta. Ruskea, viimeistelyyn. Suositeltava kierrosnopeus 7000–12000 rpm, maksimi 20000 rpm.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37546	BV2K, ruskea, minipoint	100 kpl
37547	BV3K, ruskea, kuppi	100 kpl
37548	BV7, ruskea, liekki	100 kpl
37549	GH2K, vihreä, minipoint	100 kpl
37550	GH3K, vihreä, kuppi	100 kpl
37551	GH7, vihreä, liekki	100 kpl

### EVE UNIVERSAL

EVE

Silikonikiillottaja, medium. Sopii posliinille, jalometalleille, synteettisille materiaaleille, yhdistelmämuovisementille ja amalgaamille. Lateksiton. Suositeltava kierrosnopeus 7000–10000 rpm.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36537	W11, minipoint	10 kpl
36538	W11, minipoint	100 kpl
36539	W2B, liekki	10 kpl
36540	W2B, liekki	100 kpl
36543	W7, kuppi pieni	10 kpl
36544	W7, kuppi pieni	100 kpl
36541	W5, kuppi iso	10 kpl
36542	W5, kuppi iso	100 kpl

### PLANUS

KENDA

2-vaiheinen kiillotusjärjestelmä akryylille esim. proteeseille ja oikomiskojeille. Lajitelmassa 3 kpl kutakin mallia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
36537	W11, minipoint	10 kpl
36538	W11, minipoint	100 kpl
36539	W2B, liekki	10 kpl
36540	W2B, liekki	100 kpl
36543	W7, kuppi pieni	10 kpl
36544	W7, kuppi pieni	100 kpl
36541	W5, kuppi iso	10 kpl
36542	W5, kuppi iso	100 kpl



### YELLOW LINE SETTI AKRYYLILLE

KENDA

Akryyliproteesien viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
78313	Setti, akryylille	3 kpl





## ALL CERAMIC

KENDA

2-vaiheinen timanttkiillotusjärjestelmä, kokokeramia- ja zirkoniaimplanttikomponenttien kiillotukseen. Lajitelma sisältää medium ja ekstrahieno karkeudella 4 eri mallia.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
302161	Lajitelma, 0200	6 kpl
34687	0215, medium	6 kpl
34688	0216, medium	6 kpl
34689	0218, medium	6 kpl
34690	0219, medium	6 kpl
34691	0225, x-fine	6 kpl
34692	0226, x-fine	6 kpl
34693	0228, x-fine	6 kpl
34694	0229, x-fine	6 kpl




## KENDA PROPHY

KENDA

Hampaan puhdistukseen käyttämättä kiillotuspastaa. Hienorakeinen kiillotuskärki poistaa värjäymät.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38957	5105, medium, kuppi	12 kpl
38958	5106, medium, minipoint	12 kpl



## MAXIMUS

KENDA

1-vaiheinen timanttkiillotusjärjestelmä yhdistelmämuoveille. Kenda Maximus kiillotuskärjen vaikutuksen määräävät sen nopeus ja kontaktipaine.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34554	0384, pieni kuppi	25 kpl
34555	0385, kuppi	25 kpl
34556	0386, minipoint	25 kpl
34557	0388, liekki	25 kpl
34558	0389, kiekko	25 kpl
34559	0390, iso kuppi	25 kpl



### COMPLETE

KENDA

2-vaiheinen viimeistely- ja kiillotusjärjestelmä kaikille muoveille, kompomeereille, amalgaamille, kullalle ja kiilteelle.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35857	Lajitelma, 0500	12 kpl
35858	0509, medium, linssi	25 kpl
35859	0505, medium, pieni kuppi	25 kpl
35860	0508, medium, liekki	25 kpl
35861	0559, fine, linssi	25 kpl
35862	0555, fine, pieni kuppi	25 kpl
35863	0558, fine, liekki	25 kpl



### KENDA HYBRID

KENDA

2-vaiheinen kiillotusjärjestelmä hybridiyhdistelmämuoville. Karheudet: vaaleanpunainen ultrafine, harmaa fine.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
82616	Lajitelma, 790	12 kpl
81684	0005, kuppi, vaalea harmaa	25 kpl
81688	0006, minipoint, vaalea harmaa	25 kpl
81691	0008, liekki, vaalea harmaa	25 kpl
81711	0009, kiekko, vaalea harmaa	25 kpl
81685	0010, iso kuppi, vaalea harmaa	25 kpl
70851	0104, pieni kuppi, vaaleanpunainen	6 kpl
70853	0105, kuppi, vaaleanpunainen	6 kpl
70422	0106, minipoint, FG, vaaleanpunainen	1 kpl
70856	0106, minipoint, vaaleanpunainen	6 kpl
70857	0108, liekki, vaaleanpunainen	6 kpl
70860	0109, kiekko, vaaleanpunainen	6 kpl
70854	0110, iso kuppi, vaaleanpunainen	6 kpl



### COMPOSITE MICROFILL

KENDA

2-vaiheinen kiillotusjärjestelmä mikrofilleripohjaisille yhdistelmämuoville.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
80159	4001, fine, luoti, keltainen	25 kpl
80164	4005, fine, kuppi, keltainen	25 kpl
80165	4006, fine, minipoint, keltainen	25 kpl
86066	4006, fine, minipoint, keltainen	100 kpl
88982	4008, fine, liekki, keltainen	25 kpl
80176	5001, ultrafine, luoti, sininen	25 kpl
80180	5005, ultrafine, kuppi, sininen	25 kpl
80181	5006, ultrafine, minipoint, sininen	25 kpl
86075	5006, ultrafine, minipoint, sininen	100 kpl
88993	5008, ultrafine, liekki, sininen	25 kpl



## NOBILIS

KENDA

1-vaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä yhdistelmämuoville ja keramialle.  
Voidaan käyttää yhdessä Kenda Unicus systeemin kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85031	0301, luoti	12 kpl
85040	0302, pisara	12 kpl
71446	0304, pieni kuppi	25 kpl
85055	0305, kuppi	12 kpl
85062	0306, minipoint	12 kpl
71445	0306, minipoint	25 kpl
85063	0308, liekki	12 kpl
83879	0309, linssi	12 kpl
85061	0310, iso kuppi	12 kpl



## UNICUS

KENDA

1-vaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä yhdistelmämuovien ja keramian kiillotukseen.  
Voidaan käyttää yhdessä Kenda Nobilis systeemin kanssa.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
83881	0352, pisara	12 kpl
71450	0361, pieni kuppi	25 kpl
85081	0356, minipoint	12 kpl
71449	0356, minipoint	25 kpl
85075	0358, liekki	12 kpl
85068	0360, iso kuppi	12 kpl



## ZIRCOVIS

KENDA

2-vaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä zirkonian, alumiinioksidin ja keramian kiillotukseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38156	0255, medium, kuppi	6 kpl
38157	0256, medium, minipoint	6 kpl
38158	0258, medium, liekki	6 kpl
38159	0265, fine, kuppi	6 kpl
38160	0266, fine, minipoint	6 kpl
38161	0268, fine, liekki	6 kpl



### POLISHETTE

KENDA

Kertakäyttöiset kiillottajat yhdistelmämuoville ja hybridikeramioille. Kertakäyttöisyys vähentää infektioriskin mahdollisuutta ja käytössä on aina uusi hyvä kiillottaja. Vähentää työtä välinehuollossa. Kiillottajien muotoilu mahdollistaa tarkan työskentelyn ja helpon pääsyn kiillotettavalle alueelle. Saatavana 2 eri mallia kuppi ja minipoint. 3 eri karkeusastetta: Coarse = muotoiluun, Medium = kiillotukseen ja Fine = huippukiillotukseen (Coarse = vihreä, medium = punainen ja Fine = lila). Promo box -pakkaukset 2 x vihreä Coarse, 2 x punainen Medium sekä 1 x Fine lila.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31708	Super Mix, lajitelma	24 kpl
33180	Promo box, kuppi	5 kpl
33181	Promo box, minipoint	5 kpl
30363	Fine, minipoint, lila	15 kpl
30359	Fine, kuppi, lila	15 kpl
31711	Medium, minipoint, punainen	30 kpl
31712	Medium, kuppi, punainen	30 kpl
31709	Coarse, minipoint, vihreä	30 kpl
31710	Coarse, kuppi, vihreä	30 kpl

### JIFFY

ULTRADENT

Silikoniset Jiffy-kiillottajat yhdistelmämuovin viimeistelyyn ja kiillotukseen. Kolme eri karheutta: vihreä – coarse, keltainen – medium ja valkoinen – fine. Lateksiton. Lajitelmapakkauksessa 5 kuppia (2 x karkea, 2 x medium ja 1 x fine), 5 kiekkoa (2 x karkea, 2 x medium ja 1 x fine), 10 kärkeä (4 x karkea, 4 x medium ja 2 x fine).



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31995	848, lajitelma	20 kpl
33560	838, kuppi, medium	20 kpl
33611	839, kärki, medium	20 kpl
33612	842, kärki, fine	20 kpl
30023	891, kiekko, coarse	20 kpl
33610	892, kärki, coarse	20 kpl

### JIFFY HiSHINE

ULTRADENT

Jiffy HiShine-kiillottajat yhdistelmämuovin loppukiillotukseen. Kyllästetty timanttijauheella. Lateksiton.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33613	3060, kärki	10 kpl
33561	3061, kuppi	10 kpl
33614	3062, kiekko	10 kpl



**KUMIKUPPI 94000**

KOMET

Pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
69714	o30W, coarse, minipoint, sininen	5 kpl
69713	o30W, medium, minipoint, punainen	5 kpl
69711	o30W, fine, minipoint, harmaa	5 kpl

**KUMIKUPPI 94004M**

KOMET

Pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34648	o60W, medium, kuppi, punainen	5 kpl

**KUMIKUPPI 94020**

KOMET

Kaksivaiheinen timanttivahvisteinen kiillotusjärjestelmä zirkoniumille (ZrO<sub>2</sub>) ja muille koville keramioidille. Sininen karhea (coarse) esikiilottaja ja harmaa hieno (fine) huippukiilottaja. Sopii esimerkiksi Ivoclarin IPS emax:n ja Vitan Suprinityn kiillottamiseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32985	o40W, Coarse, minipoint, sininen	1 kpl
32986	o40W, Fine, minipoint, harmaa	1 kpl

**KUMIKUPPI 94021**

KOMET

Kaksivaiheinen timanttivahvisteinen kiillotusjärjestelmä zirkoniumille (ZrO<sub>2</sub>) ja muille koville keramioidille. Sininen karhea (coarse) esikiilottaja ja harmaa hieno (fine) huippukiilottaja. Sopii esimerkiksi Ivoclarin IPS emax:n ja Vitan Suprinityn kiillottamiseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32987	o50W, Coarse, kärki, sininen	1 kpl
32988	o50W, Fine, kärki, harmaa	1 kpl

**KUMIKUPPI 94022**

KOMET

Pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37691	o60W, Coarse, kuppi, sininen	1 kpl
37692	o60W, Fine, kuppi, harmaa	1 kpl



### ENHANCE-KIILLOTUSKÄRKI

DENTSPLY SIRONA

Kertakäyttöinen kiillotuskärki yhdistelmämuoville.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33939	Kärki, valkoinen	30 kpl



### ENHANCE MINI

DENTSPLY SIRONA

Kertakäyttöinen Enhance Mini on tarkoitettu komposiitti- ja komeeritäytteiden muotoiluun ja viimeistelyyn. Vaikuta muotoilun tehokkuuteen – painamalla lujemmin poistat ylimääriä, vähentämällä painetta saat lopullisen kiillon. Intro Kit sisältää 20 kpl kiillotuskärkiä, 20 kpl kiillotuskuppeja ja 20 kpl kiillotuskiekköjä.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32525	Intro Kit	60 kpl
32526	Kiillotuskärki	40 kpl
32527	Kiillotuskuppi	40 kpl
32528	Kiillotuskiekkö	40 kpl



### Po-Go

DENTSPLY SIRONA

Kiillotusjärjestelmä yhdistelmämuoville. Kertakäyttöinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
39984	Kärki	30 kpl
31620	Kuppi	30 kpl



### KUMIKEHRÄ

EDENTA

Kiillotusjärjestelmä yhdistelmämuoville. Kertakäyttöinen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84405	0733RA, mini, keltainen	12 kpl
84406	0732RA, liekki, keltainen	12 kpl
84407	0735RA, kuppi, keltainen	12 kpl
85452	0532RA, liekki, valkoinen	12 kpl
85453	0533RA, mini, valkoinen	12 kpl
38230	19032RA, liekki, valkoinen	6 kpl
88367	0133RA, mini, vihreä	12 kpl



## VENUS SUPRA

KULZER

Silikonikiillottajat yhdistelmämuovin kiillottamiseen, sisältävät mikrohienoa timanttijauhetta. Esikiillottajat (pinkki) ja korkeakiilto kiillottajat (harmaa). Introkit sisältää 5 eri muotoa: Laikka, Iso kuppi, Kuppi, Iso liekki, Liekki. Venus Supra kiillottajat voi desinfioida ja steriloida ja käyttää uudelleen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
303083	Intro Kit	2 x 5 kpl



## ASTROPOL

IVOCLAR VIVADENT

3-vaiheinen kiillotusjärjestelmä, yhdistelmämuovin ja amalgaamin viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85837	F, pieni liekki, harmaa	6 kpl
85849	F, iso liekki, harmaa	6 kpl
85851	F, kuppi, harmaa	6 kpl
85852	P, iso liekki, vihreä	6 kpl
85853	P, kuppi, vihreä	6 kpl
85882	P, pieni liekki, vihreä	6 kpl



## POLITIP

IVOCLAR VIVADENT

Yhdistelmämuovin ja amalgaamin viimeistelyyn.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
84348	F, liekki, harmaa	6 kpl
84350	F, kuppi, harmaa	6 kpl
84341	P, liekki, vihreä	6 kpl
84342	P, iso kuppi, vihreä	6 kpl
84343	P, kuppi, vihreä	6 kpl



### OPTRAGLOSS

IVOCLAR VIVADENT

2-vaiheinen kiillotusjärjestelmä yhdistelmämuoville ja keramialle. Päälystetty mikrohienoilla timanttihiukkasilla. Erillistä kiillotuspastaa ei tarvita.

Lajitelmapakkaus sisältää: 2 kpl karhea liekki, 2 kpl karhea kuppi, 2 kpl karhea linssi, 2 kpl hieno liekki, 2 kpl hieno kuppi, 2 kpl hieno linssi, 2 kpl hieno spiraalikiikko.

Keramia lajitelmapakkaus sisältää: 1 kpl karhea liekki, 1 kpl karhea kuppi, 1 kpl karhea linssi, 1 kpl hieno liekki, 1 kpl hieno kuppi, 1 kpl hieno linssi, 1 kpl hieno spiraalikiikko.

Yhdistelmämuovi lajitelmapakkaus sisältää: 2 kpl hieno liekki, 2 kpl hieno kuppi, 2 kpl hieno linssi, 2 kpl hieno spiraalikiikko.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301275	Lajitelma	1 pkt
301276	Keramia lajitelma	1 pkt
301277	Yhdistelmämuovi lajitelma	1 pkt
301278	Liekki, karhea	10 kpl
301279	Kuppi, karhea	10 kpl
301280	Linssi, karhea	10 kpl
301281	Liekki, hieno	10 kpl
301282	Kuppi, hieno	10 kpl
301283	Linssi, hieno	10 kpl
301284	Spiraali, hieno	10 kpl

### KIILLOTUSKÄRKI DIATECH

COLTENE

Kiillotuskuppi keramialle, väri valkoinen/sininen. Silikonikärjen pituus 7,5 mm.

Kiillotuskärki zirkonialle, väri vihreä/roosa. Silikonikärjen pituus 10 mm.

Kiillotuskärki muoville, väri sininen. Silikonikärjen pituus 7 mm.

Kiillotuskuppi keramialle, väri roosa. Silikonikärjen pituus 7,5 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31921	9511RA kuppi keramialle, valkoinen	5 kpl
31494	9311RA kuppi keramialle, sininen	5 kpl
31498	9703RA kärki zirkonialle, vihreä	5 kpl
31499	9803RA kärki zirkonialle, roosa	5 kpl
31922	2401RA kärki muoville, sininen	5 kpl
301746	9411RA kuppi keramialle, roosa	5 kpl



### VITA ENAMIC

VITA

Pakkauksessa kolme pinkkiä esikiillottajaa (7000–10000 kierr/min) ja harmaata timanttia sisältävää huippukiillottajaa (5000–8000 kierr/min). Kärjet: kiekko, linssi ja pieni kuppi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
30570	Lajitelma	6 kpl





## VITA SUPRINITY

VITA

Kaksivaiheinen kiillotuslajitelma Vita Suprinity keramian kiillottamiseen. Pakkauksessa 3 pinkkiä esikiillottajaa (kärki, kiekko ja kuppi), sekä 3 harmaata huippukiillottajaa (kärki, kiekko ja kuppi). W-kiinnitys.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32981	Lajitelma	6 kpl



## OPTI1STEP

KAVO KERR

Kumikärjet yhdistelmämuoville ja posliinille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37675	Lajitelma, 8000	12 kpl
37676	8002, kuppi	12 kpl
37806	8001, liekki	12 kpl



## DIMANTTO

VOCO

1-vaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä. Lajitelmassa iso kuppi, pieni kuppi, iso liekki, pieni liekki sekä linssi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35083	Lajitelma, 2380	5 kpl
35084	2382, iso liekki	10 kpl
35085	2381, pieni liekki	10 kpl
35086	2384, iso kuppi	10 kpl
35087	2383, pieni kuppi	10 kpl
35088	2385, linssi	10 kpl



## COMPO

M+W

Yksivaiheinen kiillotusjärjestelmä yhdistelmämuovien kiillotukseen. Lateksiton.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301690	Minipoint, keltainen	10 kpl
301691	Liekki, keltainen	10 kpl
301692	Kuppi pieni, keltainen	10 kpl




## KUMIKÄRKI TOP DENT KULTA JA AMALGAAMI

TOP DENT

Lateksiton. Kullalle ja amalgaamille. Musta, yleiskiillottaja. Ruskea, esikiillottaja. Vihreä, huippukiillottaja.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
88739	32, liekki, musta	50 kpl
88750	50, kuppi, musta	50 kpl
88800	B13, mini, ruskea	50 kpl
88795	B8, liekki, ruskea	50 kpl
88807	B9, kuppi, pieni, ruskea	50 kpl



## KEHRÄNVARSI

BUSCH

Käy esimerkiksi Top Dent T12- ja Y12-malleihin.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
85220	Kehränvarsi, 050W, 303RS	6 kpl



## KEHRÄNVARSI PROPHY RA 1301

KAVO KERR

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
302299	Kehränvarsi	10 kpl



## AMALGAM

KENDA

2-vaiheinen kiillotusjärjestelmä amalgaamin kiillotukseen.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
80123	2001, medium, luoti, ruskea	25 kpl
80132	2005, medium, minipoint, ruskea	25 kpl
80133	2006, medium, minipoint, ruskea	25 kpl
86039	2006, medium, minipoint, ruskea	100 kpl
88972	2008, medium, liekki, ruskea	25 kpl
80145	3005, fine, kuppi, vihreä	25 kpl
80146	3006, fine, minipoint, vihreä	25 kpl
88979	3008, fine, liekki, vihreä	25 kpl



## PRECIOUS METALS

KENDA

2-vaiheinen kiillotusjärjestelmä metallille.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
80110	1001, luoti, musta	25 kpl
80111	1002, pisara, musta	25 kpl
80114	1005, kuppi, musta	25 kpl
80115	1006, minipoint, musta	25 kpl
88970	1008, liekki, musta	25 kpl



## KUMIKEHRÄ

EDENTA

Ruskea esikiillottajakuppi kullalle ja amalgaamille.

tuotenro	tuotenimi	pakkausko
84549	0432RA, liekki, musta	12 kpl
88362	0032RA, liekki, ruskea	12 kpl
88363	0033RA, mini, ruskea	12 kpl



## HIONTAKEHRÄ TOP DENT

TOP DENT

Keltainen 10 µm, oranssi 20µm, punainen 40 µm, tummanpunainen 80 µm. Kehränvarsi sopii Top Dentin hiontakehrille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
35456	X-fine, keltainen	85 kpl
35455	Fine, oranssi	85 kpl
35454	Medium, punainen	85 kpl
35453	X-coarse, tummanpunainen	85 kpl



## HIONTAKIEKOT TOP DENT SNAPFLEX

TOP DENT

Kiillotuskiekko muoville, amalgaamille, lasi-ionomeereille, epä- ja jalometalleille. Halkaisija 14 mm. Paksuus 0,12 mm. 4-step Ultra-fine-coarse. Kehränvarsi sopii Top Dent -hiontakehrä Snap flexille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
38431	Ultra fine, harmaa	100 kpl
38430	Fine, pinkki	100 kpl
38429	Medium, lila	100 kpl
38428	Coarse, sininen	100 kpl
38434	Kehränvarsi, Snap flex	10 kpl



## DIAMOND FLEX

FGM

Joustava snap on huopakiekko kiilteen tai yhdistelmämuovin viimeistelyyn. Voidaan käyttää yhdessä timantkiillotuspastan kanssa huippukiillon saavuttamiseksi. Halkaisija 8 mm tai 12 mm. Erinomainen valkaisutoimenpiteen jälkeen antamaan lisäkiiltoa. Lajittelmapakkauksessa 12 kpl 8 mm ja 12 kpl 12 mm kiekkoja. Mukana kehränvarsi.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32252	Lajitelma	24 kpl + 1 kpl
32251	Diamond Flex 12 mm	24 kpl + 1 kpl
32250	Diamond Flex 8 mm	24 kpl + 1 kpl



## HIONTAKEHRÄ DIATECH SHAPEGUARD

COLTENE

Kaksivaiheinen kiillotusjärjestelmä muoville. Lila esikiillotukseen ja sininen lopulliseen viimeistelyyn. Kolmivaiheinen kiillotusjärjestelmä keramialle. Alkukiillotus sinisellä, seuraava vaihe roosalla ja lopullinen viimeistely valkoisella hiontakehrällä. Kaksivaiheinen kiillotusjärjestelmä zirconialle. Vihreä esikiillotukseen ja oranssi lopulliseen viimeistelyyn. Soveltuu hampaan kaikille pinnoille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
32790	Diatech ShapeGuard muovi Trial kit	4 kpl
303187	Diatech ShapeGuard muovi, sininen	5 kpl
32791	Diatech ShapeGuard keramia Trial kit	3 kpl
30314	Diatech ShapeGuard keramia, sininen	5 kpl
30315	Diatech ShapeGuard keramia, roosa	5 kpl
31511	Diatech ShapeGuard keramia, valkoinen	5 kpl
32792	Diatech ShapeGuard zirconia Trial kit	2 kpl



## HIONTAKEHRÄ KATANA ZIRCONIA TWIST

KURARAY

Kolmivaiheinen kiillotussetti Zirkoniumille. Joustavat timanttia sisältävät 14 mm spiraalikiekot. Coarse = esikiillotus, medium= kiillotus, fine= huippukiillotus. Steriloitava. Kaikille hammaspinnoille, erityisesti okklusaalipinnoille.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301926	Introkit	3 kpl
301927	Coarse	10 kpl
301928	Medium	10 kpl
301929	Fine	10 kpl

## HIONTAKEHRÄ CLEARFIL TWIST DIA

KURARAY

Kaksivaiheinen kiillotussetti muoville. Joustavat timanttia sisältävät 14 mm tumman- ja vaaleansiniset spiraalikiekot. Esikiillottaja ja huppukiillottaja. Steriloitavat. Kaikille hammaspinnoille.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301930	Introkit	3 + 3 kpl
301931	Pre-polish	10 kpl
301932	High-Shine	10 kpl

## HIONTAKEHRÄ SOF-LEX

3M

Sof-Lex-viimeistely- ja kiillotuskiekot: erittäin esteettinen lopputulos aiempaa tehokkaammin. Kiillotuskiekot ovat taipuisia alumiini-oksidipintaisia kiekkoja. Neljää eri karkeutta (karkeasta erittäin hienoon) ja kaksi eri paksuutta (normaali ja erikoisohut). Kiekot ovat värikoodatut eri karkeuksien mukaan. Kiekot ovat helppo vaihtaa patentoidun Pop-On-kehränvarsiinnityksen ansiosta. Metallinen kehränvarsi on murtumaton ja steriloitava. 1981- ja 2381-alkuisten kiekkojen Ø 9,5 mm. 1982- ja 2382-alkuisten Ø 12,7 mm.

### Sof-Lex™ Polishing Discs

1982SF	1982F	1982M	1982C
1981SF	1981F	1981M	1981C
Superfine (1–7µm)	Fin (3–9µm)	Medium (10–40µm)	Coarse (50–90µm)

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88698	1981SF, vaaleansininen	85 kpl
88699	1981F, sininen	85 kpl
88700	1981M, tummansininen	85 kpl
88701	1981C, musta	85 kpl
88702	1982SF, vaaleansininen	85 kpl
88703	1982F, sininen	85 kpl
88704	1982M, tummansininen	85 kpl
88705	1982C, musta	85 kpl

### Erikoisohuet

82749	2381SF, keltainen	85 kpl
82748	2381F, vaalea oranssi	85 kpl
82747	2381M, oranssi	85 kpl
82745	2381C, tumma oranssi	85 kpl
82758	2382SF, keltainen	85 kpl
82757	2382F, vaalea oranssi	85 kpl
82755	2382M, oranssi	85 kpl
82754	2382C, tumma oranssi	85 kpl

### Lisätuote

88706	Kehranvarsi, 1983RA, Pop-On	3 kpl
-------	-----------------------------	-------

## HIONTAKEHRÄ OPTIDISC

KAVO KERR

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71063	X-fine, 9,6 mm	100 kpl
71064	Fine, 9,6 mm	100 kpl
71065	M, 9,6 mm	100 kpl
71067	X-coarse, 9,6 mm	80 kpl
71078	X-fine, 12,6 mm	100 kpl
71089	Fine, 12,6 mm	100 kpl
71091	Medium, 12,6 mm	100 kpl
71094	X-coarse, 12,6 mm	80 kpl

**Lisätuote**

71097	Kehränvarsi	5 kpl
-------	-------------	-------



## HIONTAKEHRÄ M+W SELECT FLEXI DISC

KAVO KERR

Joustavat kiillotus- ja viimeistelykiekot kaikkien restauraatiomateriaalien, kuten komposiittien, amalgaamin ja kullan, muotoiluun, viimeistelyyn ja kiillotukseen. Kiekot ovat päällystetty toiselta puolelta alumiinioksidihiuksilla. Kiekot ovat värikoodatut eri karkeuksien mukaan. Kaikkia hiontakehriä on saatavana 2 kokoa: 10 mm Ø vaikeasti saavutettaviin paikkoihin ja pienille pinnoille, 14 mm Ø suuremmille alueille. Musta - erittäin karkea; sininen - karkea; vaaleanpunainen - keskikarkea; keltainen - hieno; valkoinen - erittäin hieno.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
306920	X-fine, valkoinen, 10mm	100 kpl
306921	Fine, keltainen, 10mm	100 kpl
306922	Medium, vaaleanpunainen, 10mm	100 kpl
306923	Coarse, sininen, 10mm	100 kpl
306924	X-Coarse, musta, 10mm	100 kpl
306925	X-Fine, valkoinen, 14mm	100 kpl
306926	Fine, keltainen, 14mm	100 kpl
306927	Medium, vaaleanpunainen, 14mm	100 kpl
306928	Coarse, sininen, 14mm	100 kpl
306929	X-Coarse, musta, 14mm	100 kpl

**Lisätuote**

306930	Kehränvarsi	3 kpl
--------	-------------	-------



## KEHRÄNVARSI OPTIDISC

KAVO KERR

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
71097	Kehränvarsi	5 kpl

## KEHRÄNVARSI 1983RA POP-ON

3M

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
88706	Kehränvarsi, 1983A, Pop-On	3 kpl



## KEHRÄNVARSI POP-ON

M+W

Kehränvarsi Select Flexi Disc viimeistely- ja kiillotuskiekoille.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
306930	Kehränvarsi	3 kpl



## ALPINOKIVET "ARKANSAS" TOP DENT

TOP DENT

Täyteaineiden, yhdistelmämuovin ja keramian hiontaan ja viimeistelyyn. Kulmakappalekiinnitys. Karkeus XF, 3 mm halkaisija.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31967	601 W pallo	10 kpl
31968	661 W minipoint	10 kpl



31967



31968

## ALPINOKIVI 601EF

KOMET

Pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
37929	601EF, 030W	10 kpl



## ALPINOKIVI 649EF

KOMET

Pituus 22 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34523	649EF, W	10 kpl
33147	649EF, FG	10 kpl



## ALPINOKIVI 661EF

KOMET

Pituus 19 mm.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34768	661EF, 025FG	10 kpl
37930	661EF, 025W	10 kpl



## ALPINOKIVI 645XF

HAGER & MEISINGER

Valkoinen, nuolimainen ja terävä Arkansas-terä paikkojen hiontaan ja kiillotukseen. Karkeus Extra Fine.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
301329	645XF, 028W	15 kpl

## ALPINOKIVI DURA-WHITE

SHOFU DENTAL

Dura-White on alumiinioksidista valmistettu alpinokivi muovin, posliinin ja kiilteen viimeistelyyn.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
33155	FL1/030W, liekki	12 kpl
33156	FL2/025W, liekki	12 kpl
33157	FL3/030W, liekki	12 kpl
33158	RD1/030W, pallo	12 kpl
303080	CN1/024W, liekki	12 kpl



**CARBOKIVI 001523**

BUSCH

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85357	601, 030W, pallo	6 kpl
85359	602, 040W, pallo	6 kpl
85360	603, 050W, pallo	6 kpl

**CARBOKIVI 042522**

BUSCH

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85363	619, 050W, linssi	6 kpl

**CARBOKIVI 171522**

BUSCH

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85364	648, 020W, kapea liekki	6 kpl

**CARBOKIVI 257522**

BUSCH

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
85365	666, 033W, liekki pullea	6 kpl

**TIMANTTIPASTA DIAMOND EXCEL**

FGM

Timantkiillotuspasta 2–4 µm. Sopii keramialle, kiilteelle ja yhdistelmämuoville.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
31451	Ruisku	2 g



## TIMANTTIPASTA MINTTU

ULTRADENT

Mintunmakuinen kiillotuspasta, joka sisältää valkoisia mikrokiteisiä timanttihiukkasia. Ylivertainen esteettinen kiillotus. Käytetään posliini- tai yhdistelmämuovirestaatioissa. Käytetään Jiffy-harjojen ja -kiekkojen kanssa.



tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
10440	Ruisku, minttu, 1 µm	2 x 1,2 ml
34098	Ruisku, minttu, 0,5 µm	2 x 1,2 ml

## KIILLOTUSPASTA SUPERPOLISH

KAVO KERR

Jättää erittäin kiiltävän lopputuloksen hampaalle ja metallille puhdistuksen jälkeen.

tuotenro	tuotenimi	pakkauskoko
34354	Tuubi	45 g



## *Muistinpanot*



**HAMMASVÄLINE**

HAMMASVÄLINE OY | PL 15, 02101 Espoo | Asiakaspalvelu, p. 010 588 6100 | kauppa.hammasvaline.fi | www.hammasvaline.fi